

emmi[®]DENT



BEDIENUNGSANLEITUNG

emmi[®]-dent SLIM



Emmi Ultrasonic GmbH
Gerauer Strasse 34
D-64546 Mörfelden-Walldorf
Tel: +49 (0)6105 - 40 67 94
Email: info@emmi-dent.de

MIT **100%**
ULTRASCHALL



emmi®-dent - Das Original für innovative Zahnreinigung mit 100% Original Ultraschall

Willkommen und herzlichen Glückwunsch zu Ihrer neuen Ultraschallzahnbürste der neuen Generation mit intelligentem Bürstenkopf! Diese Anleitung hilft Ihnen, Ihre Ultraschallzahnbürste optimal zu nutzen.

Lieferumfang

- 1x Ultraschall Zahnbürste (Handteil)
- 1x Ladestation + Netzteil (USB-C)
- 2x intelligente Bürstenaufsätze
- 1x Ultraschallzahncreme

Erste Schritte

1. Auspacken und Aufladen


Entfernen Sie die Ultraschallzahnbürste und das Zubehör vorsichtig aus der Verpackung. Setzen Sie die Ultraschallzahnbürste auf die Ladestation. Schließen Sie die Ladestation an eine Steckdose an und lassen Sie die Zahnbürste vollständig aufladen (ca. 24 Stunden vor dem ersten Gebrauch).

Rotes Licht: Die Ultraschallzahnbürste lädt.

Grünes Licht: Die Ultraschallzahnbürste ist vollständig geladen.

2. An/Ausschalten

Drücken Sie den An/Ausschalter (unterer Knopf) einmal ca. 0,5 Sek., um die Ultraschallzahnbürste einzuschalten. Drücken Sie den gleichen Knopf erneut, um die Zahnbürste auszuschalten.



3. Einstellungen anpassen

Die Zahnbürste verfügt über drei verschiedene Modi, die durch den Einstellungsknopf (oberer Knopf) ausgewählt werden können.

Modus 1:

Leichte Vibration für empfindliche Zähne und Zahnfleisch.

Modus 2:

Mittlere Vibration für gesunde Zähne und Zahnfleisch.

Modus 3:

Starke Vibration für stärkere Ultraschallleistung und schnelle Reinigung.

Drücken Sie den Einstellungsknopf, um zwischen den Modi zu wechseln. Jeder Modus wird durch eine unterschiedliche LED-Anzeige signalisiert:

Modus 1:

Gelbes Licht

Modus 2:

Lila Licht

Modus 3:

Türkises Licht



Gebrauchsanweisung

1. Bürstenkopf anbringen

Befestigen Sie den Bürstenkopf fest auf dem Griff der Zahnbürste (Handteil).

2. Zahnpasta auftragen

Tragen Sie eine erbsengroße Menge Ultraschallzahnpaste (emmi DENT Ultraschallzahnpasten) auf die Borsten auf.

3. Zähneputzen

Schalten Sie die Ultraschallzahnbürste ein, indem Sie den An/Ausschalter drücken. Wählen Sie den gewünschten Modus mit dem Einstellungsknopf. Der intelligente Bürstenkopf speichert sich den gewählten Modus. Halten Sie die Zahnbürste auf Ihre Zähne und bewegen Sie sie alle 6 Sekunden von Zahn zu Zahn. Sie werden alle 6 Sekunden ein haptisches Signal wahrnehmen, die Sie dabei unterstützt die Putzposition zu wechseln. Putzen Sie Ihre Zähne mindestens die von Zahnärzten empfohlenen drei Minuten. Nach 6 Minuten schaltet sich das Gerät automatisch ab. Dies ist der Reiseschutz, damit der Akku nicht ungewollt entladen wird. Ist kein Aufsatz aufgesteckt, schaltet sich das Gerät innerhalb von einer Sekunde ab und Sie können sich nicht die Zähne putzen.

4. Nach dem Gebrauch

Schalten Sie die Ultraschallzahnbürste aus. Spülen Sie den Bürstenkopf gründlich unter fließendem Wasser ab. Stellen Sie die Ultraschallzahnbürste auf die Ladestation, wenn die Batterieanzeige (rotes Licht) signalisiert, dass sie aufgeladen werden muss.

5. Pflege und Wartung

Reinigung:

Reinigen Sie den Griff der Zahnbürste regelmäßig mit einem feuchten Tuch. Bürstenköpfe sollten alle drei Monate oder bei sichtbarem und gefühltem (Das fehlende Glättegefühl auf den Zähnen) Verschleiß ausgetauscht werden.

Aufbewahrung:

Bewahren Sie die Zahnbürste an einem trockenen Ort auf, wenn sie nicht verwendet wird.

Tipps für die optimale Zahnpflege

Verwenden Sie Zahnseide (emmi® DENT Zahnseide) und Mundspülung (emmi® DENT Mundspülung) zusätzlich zur Ultraschallzahnbürste. Besuchen Sie regelmäßig Ihren Zahnarzt für Kontrolluntersuchungen und professionelle Zahnreinigungen.

Folgende Features hat der Bürstenkopf:

- Vorheriger Modus wird gespeichert (Modus 1,2 oder 3)

- Wann den Ultraschallaufsatz wechseln?

Ihr intelligenter Aufsatz für die Ultraschallzahnbürste speichert die gesamte Nutzungsdauer und erinnert Sie rechtzeitig daran, wann ein Austausch erforderlich ist. Dies gewährleistet stets eine optimale Zahnpflege. Achten Sie auf die LED-Anzeige mit dem Aufsatz, das Sie darauf hinweist, den Aufsatz zu wechseln.



- Stabilisiert die Ultraschallleistung

Durch die aktive Kommunikation zwischen dem intelligenten Aufsatz und dem Handteil Ihrer Ultraschallzahnbürste wird die Stabilisierung der schwankenden Ultraschallimpulse gewährleistet. Diese fortschrittliche Technologie sorgt für eine gleichmäßige und effektive Reinigung Ihrer Zähne. Stellen Sie sicher, dass der intelligente Aufsatz korrekt auf das Handteil aufgesetzt ist, um die optimale Leistung und Effizienz Ihrer Zahnbürste zu gewährleisten.



Zahnpasta leer?



*Aufsteckbürsten
aufgebraucht?*



Garantieleistungen

Garantiedauer:

Ihre Ultraschallzahnbürste hat eine Garantie von 2 Jahren ab Kaufdatum.

Garantieumfang:

Diese Garantie deckt Material- und Verarbeitungsfehler am Gerät ab. Sie umfasst den Motor und den Akku.

Nicht abgedeckt:

Normale Abnutzung, Schäden durch unsachgemäßen Gebrauch, Unfälle, Modifikationen oder nicht autorisierte Reparaturen sind von der Garantie ausgeschlossen.

Garantieleistungen:

Im Garantiefall bieten wir Reparatur bzw. Austausch des Geräts an.

Voraussetzungen für die Inanspruchnahme:

Um die Garantie in Anspruch zu nehmen, bewahren Sie bitte den Kaufbeleg auf und kontaktieren Sie bitte unseren Kundenservice.

Rechte des Verbrauchers:

Diese Garantie beschränkt nicht Ihre gesetzlichen Rechte, sondern ergänzt diese.

© Copyright emmi EMAG AG. Alle Rechte vorbehalten. Hergestellt in Deutschland/EU. Der Inhalt dieser Betriebsanleitung unterliegt dem Urheberrecht. Die Betriebsanleitung darf weder ganz noch auszugsweise vervielfältigt werden. Änderungen, Kürzungen, Erweiterungen und Ergänzungen sowie die Veröffentlichung oder Übersetzung durch Dritte bedürfen der vorherigen schriftlichen Zustimmung der emmi EMAG AG.

emmi[®] ULTRASONIC

Emmi Ultrasonic GmbH • Gerauer Straße 34
64546 Mörfelden-Walldorf • Germany
Tel. +49 (0)6105 40 67 94 • Fax +49 (0)6105 40 67 81
www.emmi-dent.de • info@emmi-dent.de



(§6 Abs. 3, ElektroG)



Warranty services

Warranty period:

Your ultrasonic toothbrush is guaranteed for 2 years from the date of purchase.

Scope of guarantee:

This warranty covers material and manufacturing defects on the device. It includes the motor and the battery.

Not covered:

Normal wear and tear, damage caused by improper use, accidents, modifications or unauthorised repairs are excluded from the warranty.

Warranty services:

In the event of a warranty claim, we offer to repair or replace the appliance.

Prerequisites for utilisation:

To make a warranty claim, please keep the proof of purchase and contact our customer service.

Rights of the consumer:

This guarantee does not limit your statutory rights, but supplements them.

© Copyright emmi EMAG AG. All rights reserved. Manufactured in Germany/EU. The contents of these operating instructions are subject to copyright. The operating instructions may not be copied in whole or in part. Modifications, abridgements, extensions and supplements as well as any publication or translation by third parties require the prior written consent of emmi EMAG AG.

emmi® ULTRASONIC

Emmi Ultrasonic GmbH • Gerauer Strasse 34

64546 Moerfelden-Walldorf • Germany

Tel. +49 (0)6105 40 67 94 • Fax +49 (0)6105 40 67 81

www.emmi-dent.com • info@emmi-dent.de



Tips for optimal dental care

Use dental floss (emmi® DENT dental floss) and mouthwash (emmi® DENT mouthwash) in addition to the ultrasonic toothbrush. Visit your dentist regularly for check-ups and professional dental cleanings.

The brush head has the following features:

- Previous mode is saved (mode 1, 2 or 3)
- When to change the ultrasonic attachment?
Your intelligent attachment for the ultrasonic toothbrush memorises the entire period of use and reminds you in good time when it needs to be replaced. This ensures optimum dental care at all times. Look out for the LED indicator with the attachment, which tells you to change the attachment.



- Stabilises the ultrasonic power
Active communication between the intelligent attachment and the handpiece of your ultrasonic toothbrush ensures stabilisation of the fluctuating ultrasonic pulses. This advanced technology ensures even and effective cleaning of your teeth. Make sure that the intelligent attachment is correctly positioned on the handpiece to ensure the optimum performance and efficiency of your toothbrush.

Thank you for choosing our ultrasonic toothbrush.
We wish you a thorough and pleasant dental cleaning!

3. brushing teeth

Switch on the ultrasonic toothbrush by pressing the on/off switch. Select the desired mode with the setting button. The intelligent brush head memorises the selected mode. Hold the toothbrush on your teeth and move it from tooth to tooth every 6 seconds. You will hear a haptic signal every 6 seconds to help you change the brushing position. Brush your teeth for at least the three minutes recommended by dentists. The appliance switches off automatically after 6 minutes. This is the travel protection so that the battery is not discharged unintentionally. If no attachment is attached, the appliance switches off within one second and you cannot brush your teeth.

4. after use

Switch off the ultrasonic toothbrush. Rinse the brush head thoroughly under running water. Place the ultrasonic toothbrush on the charging station when the battery indicator (red light) signals that it needs to be charged.

5. care and maintenance

Cleaning:

Clean the handle of the toothbrush regularly with a damp cloth. Brush heads should be replaced every three months or when wear is visible and noticeable (the lack of smoothness on the teeth).

Storage:

Store the toothbrush in a dry place when not in use.



3. adjust settings

The toothbrush has three different modes that can be selected using the setting button (top button).

Mode 1:

Light vibration for sensitive teeth and gums.

Mode 2:

Medium vibration for healthy teeth and gums.

Mode 3:

Strong vibration for increased ultrasonic power and fast cleaning.

Press the setting button to switch between modes. Each mode is signalled by a different LED display:



Mode 1:

Yellow light

Mode 2:

Purple light

Mode 3:

Turquoise light

Instructions for use

1. attach the brush head

Attach the brush head firmly to the handle of the toothbrush (handpiece).

2. apply toothpaste

Apply a pea-sized amount of ultrasonic toothpaste (emmi DENT ultrasonic toothpastes) to the bristles.

emmi®-dent - The original for innovative tooth cleaning with 100% original ultrasonic technology

Welcome and congratulations on your new generation ultrasonic toothbrush with intelligent brush head! These instructions will help you get the most out of your ultrasonic toothbrush.

Scope of delivery

- 1x ultrasonic toothbrush (handpiece)
- 1x charging station + mains adapter (USB-C)
- 2x intelligent brush attachments
- 1x ultrasonic toothpaste

First steps

1. unpacking and charging


Carefully remove the ultrasonic toothbrush and accessories from the packaging. Place the ultrasonic toothbrush on the charging station. Connect the charging station to a power socket and allow the toothbrush to charge fully (approx. 24 hours before first use).

Red light: The ultrasonic toothbrush is charging.

Green light: The ultrasonic toothbrush is fully charged.

2. switch on/off

Press the on/off switch (bottom button) once for approx. 0.5 seconds to switch on the ultrasonic toothbrush. Press the same button again to switch the toothbrush off.






emmi! DENT

INSTRUCTION MANUAL

emmi![®]-dent SLIM



with **100%**
ULTRASONIC



Emmi Ultrasonic GmbH
Gerauer Strasse 34
64546 Moerfelden-Walldorf
Germany
Tel: +49 (0)6105 - 40 67 94
Email: info@emmi-dent.de