


PHILIPS


3000

Power Flosser





1



— |

| —

— |

| —

English 6
Deutsch 24
Español 45
Français 64
Italiano 84
Nederlands 104
Português 124
Türkçe 144

Important safety information

Read this important information carefully before you use the appliance and save it for future reference.

DANGER

- Keep the power adapter away from water.
- Do not place or store product where it can fall or be pulled into a tub or sink.
- Do not reach for a product that has fallen into water. Unplug immediately.
- Do not immerse the power adapter or base in water or any other liquid.
- After cleaning, make sure the power adapter is completely dry before you connect it to the mains.

WARNINGS

To reduce the risk of burns, electrocution, fire or injury to persons:

- Only use the power adapter (WAC1001) provided with the Power Flosser.
- If the product is damaged in any way (power adapter, base, handle, hose or nozzle), stop using it.

- Always replace the power adapter with one of the original type in order to avoid a hazard.
- Keep cord away from heated surfaces
- This appliance contains no user serviceable parts. If the appliance is damaged, contact the Consumer Care Center in your country (see 'Warranty and support').
- Do not use the product outdoors
- The maximum altitude of use is 4420 meters.
- This product is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory, or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the product by a person responsible for their safety.
- Children (ages 6+) should be supervised to ensure that they do not play with the product.
- Do not fill the reservoir with hot water. Hot water may cause burns.

8 English

- Philips Sonicare Power Flosser is a personal care device and is not intended for use by multiple users.
- If you are not going to use the product for an extended period of time, unplug it from the electrical outlet, clean it and store it in a cool and dry place away from direct sunlight.

CAUTION

- To avoid damage to the product, do not place the product or parts in the dishwasher for cleaning unless otherwise instructed.
- If you have had oral or gum surgery in the previous 2 months, consult your dentist before you use the Philips Sonicare Power Flosser.
- Consult your dentist if excessive bleeding occurs after using this toothbrush or if bleeding continues to occur after 1 week of use.

- The Philips Sonicare Power Flosser complies with the safety standards for electromagnetic devices. If you have a pacemaker or other implanted device, contact your physician or the manufacturer of the implanted device prior to use.
- If you have medical concerns, consult your doctor before you use the Philips Sonicare Power Flosser.
- This product has only been designed for cleaning teeth and gums. Do not use it for any other purpose. (for e.g. eyes, nose and ears). Stop using the appliance and contact your doctor if you experience any discomfort or pain.
- Do not use other nozzles than the ones recommended by Philips Sonicare.

Electromagnetic fields (EMF)

This Philips appliance complies with all applicable standards and regulations regarding exposure to electromagnetic fields.

Introduction

Welcome to Philips! Congratulations on your new Sonicare Power Flosser. To fully benefit from the support that Philips offers, register your product at philips.com/welcome.

Intended Use

The Philips Sonicare Power Flosser is an oral irrigator intended to remove plaque and food debris between teeth and the tooth surface in order to reduce tooth decay and improve and maintain gum health. This product is intended for consumer home use, normally used at least once a day. Use by children (ages 6+) should be with adult supervision.

Your Philips Sonicare Power Flosser (Fig. 1)

- 1 Reservoir lid
- 2 Reservoir
- 3 Mode button
- 4 Mode indicator
- 5 On/off button
- 6 Intensity dial
- 7 Hose
- 8 Hose storage compartment
- 9 Base
- 10 Handle dock
- 11 Handle
- 12 Pause switch
- 13 Nozzle eject button
- 14 Quad Stream nozzle*
- 15 Comfort nozzle*
- 16 Standard nozzle*
- 17 Power adapter

*Note: The contents of the box may not include all items shown depending on the product configuration purchased.

Nozzles

To see what type of nozzles you have, check the code at the base of the nozzle. Each nozzle type provides different benefits.



Nozzle label	F1	F2	F3
Nozzle Name	Standard nozzle	Comfort nozzle	Quad Stream nozzle
Benefit	Standard nozzle with a single stream of water for removing debris and plaque.	Soft rubber nozzle for comfort and ease of positioning for those with sensitive gums.	Soft rubber nozzle that directs water into a cross-shaped stream that gently removes plaque for an effortlessly thorough clean.

Modes

Your Power Flosser is equipped with two modes:

Clean

This mode, with pacer, provides standard water pressure for a great clean.

Deep clean

This mode, with Pulse Wave technology, provides strong and gentle pulses of water for a thorough clean.

Note: For details on "Pulse Wave technology" and "pacer" (see 'Features').

Selecting modes

- 1 Turn on the device by pressing the on/off button.


12 English

2 Press the mode button to select desired mode.



Intensity Settings

Your power flosser comes with 10 different intensity settings. To manually change the intensity, turn on the base and turn the intensity dial to the setting you prefer.




Note: For first time use, start the device from the lowest setting. It is recommended to increase the intensity you use over the course of a few weeks. This can give better cleaning benefits as you are able to tolerate higher settings.

Features

Pacer

The **clean** mode has a pacer. This feature indicates when you are supposed to move to the next section of your mouth via a short pause in the waterflow.



Note: This feature is on clean mode only.

Activating or deactivating pacer

You can activate or deactivate the pacer feature by holding the on/off button and the mode button simultaneously for 5 seconds.

- When deactivated, all the lights will flash once.
- When activated, all the lights will flash twice.

Pulse Wave technology

The **deep clean** mode has a "Pulse Wave technology" feature. The flow of the water increases and decreases in intensity, providing a brief pause during which you can move the nozzle to the next space between your teeth.

Getting started

- 1 Connect the small plug into the bottom of the base and connect the power plug in any 100-240V power outlet.
- 2 Remove the reservoir from the base.


Note: Make sure the product is powered off before you remove the reservoir.

- 3 Open the lid, fill the reservoir with lukewarm water to the MAX fill line.




- 4 Close the lid. Place the reservoir back on the base.

Note: Press down firmly to ensure there is no gap between the reservoir and the base.



14 English

- 5 Insert your preferred nozzle into the handle. Press the nozzle down until you hear a "click".




- 6 Press the on/off button on the base station to turn on the product. Select your desired mode and intensity.



- 7 Remove the handle from the base and point the tip of the nozzle into the sink. Slide the pause switch on the handle to the 'on' (up) position and wait until the water stream comes out of the tip of the nozzle. Stop the flow of water by sliding the pause switch to the 'off' (down) position.

Note: This step is for first time use after purchase only.




- 8 Press the on/off button on the base again to turn off the product.

Using your Power Flosser

- 1 Make sure that the pause switch on the handle is in the 'off' position.
- 2 Press the on/off button on the base to turn on the product.




- 3** Place the nozzle tip in your mouth. Lean over the sink and partially close your lips over the nozzle to avoid splashing. Leave enough space to allow water to flow from your mouth into the sink.



Standard and Comfort Nozzle


With the base station turned on:

- a Position the nozzle tip just above the gum line at a 90° angle.




- b Slide the pause switch on the handle to the 'on' position to start the water flow.
- c Starting from your back teeth in your upper or lower jaw, slide the nozzle tip along the gum line and pause briefly between each tooth. Continue to clean both inside and outside of your teeth in one arch of your mouth for 30 seconds.

16 English



Note: Remember to clean the inside of your teeth.

- d Repeat in the other arch of your mouth for another 30 seconds until all spaces around and between your teeth have been cleaned for a total of at least one minute.




Note: You can stop the water flow during use by sliding the pause switch on the handle to the 'off' position (motor will pause).


Quad Stream Nozzle

With the base station turned on:

- a Position the nozzle tip just above the gum line at a 90° angle. Press gently so that the nozzle tip is in contact with the gum line and the teeth.




- b Slide the pause switch on the handle to the 'on' position to start the water flow.
- c Starting from your back teeth in your upper or lower jaw, slide the nozzle tip along the gum line and pause briefly between each tooth. Continue to clean both inside and outside of your teeth in one arch of your mouth for 30 seconds.



Note: Remember to clean the inside of your teeth.


- d Repeat in the other arch of your mouth for another 30 seconds until all spaces around and between your teeth have been cleaned for a total of at least one minute.



Note: You can stop the water flow during use by sliding the pause switch on the handle to the 'off' position (motor will pause).

Cleaning orthodontic brackets with the Quad Stream nozzle


- To clean around orthodontic brackets, place the nozzle tip over each bracket.
- Gently rotate the nozzle tip around the bracket in a small circle before moving to the bracket on the next tooth.



After each use

- When you are finished, turn off the product.
- Pick up and empty the reservoir.
- Remove the nozzle from the handle by pushing the eject button on the back of the handle.

18 English



- 4 Rinse the nozzle under the tap.
- 5 Insert the nozzle back into the handle.










- 6 Dry any excess water off the tether and handle.

Cleaning





The product needs to be cleaned once a week.
Clean the device and the accessories as follows:

Reservoir and lid





Gently remove the reservoir from the unit. The reservoir can be hand washed with warm water and mild soap or cleaned in the dishwasher.

Base and handle

			
	✓	✗	✗

When necessary, you can clean the outside of the base and the handle with a soft cloth and mild soap.

Nozzles

			
	✓	✓	✓

Regular Cleaning:

Remove the nozzle from the handle. Rinse the tip under warm water.

Every few months, or if your nozzle becomes clogged:

Soak the nozzle in a container of 2 parts water and 1 part white vinegar for 5 minutes. Rinse the nozzle with warm water.

Internal components, hose and handle

Fill the reservoir with warm water and add 1-2 tablespoons of white vinegar. Remove the handle, point the nozzle at the sink and turn on the product to run the solution through the unit until the reservoir is empty. Rinse by repeating with a full reservoir of clean warm water.

Storage

If you are not going to use the product for an extended period of time, unplug it from the electrical outlet, clean it and store it in a cool and dry place away from direct sunlight.

Replacement

Replace nozzles every 6 months or immediately when damaged. To buy accessories or spare parts, visit **philips.com** or go to your local Philips Sonicare dealer. You can also contact the Philips Consumer Care Center in your country (see the international warranty leaflet for contact details).

The following spare parts are available:

- Standard nozzle
- Comfort nozzle
- Quad Stream nozzle

Note: The availability of spare parts may differ by country.

Frequently asked questions

Question	Answer
Can I use mouthwash or essential oils in my reservoir?	It is not recommended to use essential oils in the reservoir. Mouthwash can be mixed with water and used in the reservoir. After using mouthwash, rinse the device to prevent clogging by partially filling reservoir with warm water and running product with tip pointed into sink until reservoir is empty.

Question**Answer**

Will other nozzles fit on my Philips Sonicare Power Flosser?

Only Philips Sonicare Power Flosser nozzles will work with this device. Nozzles from other brands and Philips AirFloss nozzles are not compatible with this product.

How often do I need to replace my nozzle?

We advise you to replace your nozzle after 6 months of use. You can find more information about buying replacement parts at philips.com

Troubleshooting

This chapter summarizes the most common problems you could encounter with the appliance. If you are unable to solve the problem with the information below, visit www.philips.com/support for a list of frequently asked questions or contact the Consumer Care Center in your country.

Problem	Possible cause	Solution
use. Device does not "Prime" (water does not come out of the nozzle upon first use.)	<ul style="list-style-type: none"> - Reservoir is not fully seated. - The device was not on long enough to prime correctly. - The pause switch on the handle is in the "pause" position. 	<ul style="list-style-type: none"> - Ensure that the reservoir is fully seated by pushing it down onto the base. - Ensure that the pause switch on the handle is in the "on" position - Run the product for 30 seconds at high intensity to make sure there is enough time for the product to prime (see 'Getting started').

Problem	Possible cause	Solution
Product turns off and all of the LEDs start to blink.	<ul style="list-style-type: none"> - The product was running for too long and it overheated. 	<ul style="list-style-type: none"> - Unplug the device and don't use it for two hours. - After two hours, plug it back and if the LEDs are still blinking, call customer service.
Device does not power on after pushing the power button.	<ul style="list-style-type: none"> - Device is not plugged in - There is damage to the power cord. - Product malfunction. 	<ul style="list-style-type: none"> - Ensure that the device is plugged in properly, both to the wall outlet and into the bottom of the device. - Check the power cord for damage. - If issue is still not identified, call customer service.
Mechanical Dock comes off device.	<ul style="list-style-type: none"> - Device was dropped. 	<ul style="list-style-type: none"> - Push the mechanical dock back into place.
Reservoir is rattling	<ul style="list-style-type: none"> - Reservoir is not fully seated 	<ul style="list-style-type: none"> - Ensure that the reservoir is fully seated on the base of the device by pushing down slightly.

Locating the model number

Look on the bottom of the base for the model number (HX37XX).

Warranty and support

Philips warrants its products for two years after the date of purchase. Defects due to faulty materials and workmanship will be repaired or replaced at Philips' expense provided that convincing proof of purchase in the qualifying period is provided. Philips recommends use of genuine Sonicare Nozzles for optimal performance. Use of other Nozzles may damage your PowerFlosser and limit your warranty protection.

For product information, support and online user instructions, please visit: www.philips.com/support or read the international warranty leaflet.

Warranty restrictions

The terms of the international warranty do not cover the following:

- Reservoir
- Nozzles
- Damage caused by use of unauthorized replacement parts or unauthorized nozzles
- Damage caused by misuse, abuse, neglect, alterations or unauthorized repair
- Normal wear and tear, including chips, scratches, abrasions, discoloration or fading

Recycling



- This symbol means that this product shall not be disposed of with normal household waste (2012/19/EU).
- Follow your country's rules for the separate collection of electrical and electronic products. Correct disposal helps prevent negative consequences for the environment and human health.

Wichtige Sicherheitsinformationen

Lesen Sie diese wichtigen Informationen vor dem Gebrauch des Geräts aufmerksam durch und bewahren Sie sie für eine spätere Verwendung auf.

GEFAHR

- Halten Sie das Netzteil von Wasser fern.
- Platzieren Sie das Produkt so, dass es nicht in ein Waschbecken oder eine Badewanne fallen kann.
- Falls das Gerät ins Wasser gefallen ist, nehmen Sie es auf keinen Fall heraus. Ziehen Sie zuerst den Netzstecker.
- Tauchen Sie das Netzteil oder die Gerätebasis niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Vergewissern Sie sich nach der Reinigung, dass das Netzteil vollständig trocken ist, bevor Sie es wieder an das Stromnetz anschließen.

WARNHINWEISE

So reduzieren Sie die Gefahr von Verbrennungen, lebensgefährlichen Stromschlägen, Bränden oder Verletzungen:

- Verwenden Sie nur das im Lieferumfang des Power Flosser enthaltene Netzteil (WAC1001).
- Benutzen Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist (Netzteil, Gerätebasis, Handstück, Saugschlauch oder Düse).
- Tauschen Sie das Netzteil immer durch ein Original-Ersatzgerät aus, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Halten Sie das Netzkabel von heißen Oberflächen fern.
- Dieses Gerät enthält keine Teile, die vom Benutzer repariert werden können. Wenn das Gerät beschädigt ist, wenden Sie sich bitte an das Service-Center in Ihrem Land (siehe 'Garantie und Support').
- Verwenden Sie das Produkt nicht im Freien.
- Die maximale Höhe der Nutzung beträgt 4420 Meter.

- Dieses Produkt ist für Benutzer (einschl. Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder psychischen Fähigkeiten bzw. ohne jegliche Erfahrung oder Vorwissen nur dann geeignet, wenn eine angemessene Aufsicht oder ausführliche Anleitung zur Benutzung des Produkts durch eine verantwortliche Person sichergestellt ist.
- Achten Sie darauf, dass Kinder (Alter 6+) nicht mit dem Produkt spielen.
- Befüllen Sie den Wasserbehälter nicht mit heißem Wasser. Heißes Wasser kann zu Verbrennungen führen.
- Philips Sonicare Power Flosser ist ein Gerät zur individuellen Mundpflege und nicht für die Verwendung durch mehrere Benutzer geeignet.
- Wenn Sie das Produkt über einen längeren Zeitraum nicht verwenden, trennen Sie es vom Stromnetz, reinigen Sie es, und bewahren Sie es an einem kühlen, trockenen Ort ohne direkte Sonneneinstrahlung auf.

ACHTUNG

- Um Schäden am Produkt zu vermeiden, reinigen Sie das Produkt oder Teile davon nicht in der Spülmaschine, falls nicht anders vorgegeben.
- Wenn in den vergangenen 2 Monaten ein chirurgischer Eingriff an Ihren Zähnen oder am Zahnfleisch vorgenommen wurde, sollten Sie vor Benutzung des Philips Sonicare Power Flosser Ihren Zahnarzt konsultieren.
- Konsultieren Sie Ihren Zahnarzt, wenn nach Benutzung dieses Geräts übermäßiges Zahnfleischbluten auftritt oder Zahnfleischbluten länger als eine Woche anhält.
- Der Philips Sonicare Power Flosser erfüllt die Sicherheitsstandards für elektromagnetische Geräte. Wenden Sie sich als Träger eines Herzschrittmachers oder eines anderen Implantats vor der Verwendung dieses Geräts an Ihren Arzt oder den Hersteller des implantierten Gerätes.

- Sollten Sie Bedenken wegen Ihrer Gesundheit haben, konsultieren Sie vor Benutzung des Philips Sonicare Power Flosser Ihren Arzt.
- Dieses Produkt ist ausschließlich zum Reinigen von Zähnen und Zahnfleisch gedacht. Benutzen Sie es nicht für andere Zwecke. (z. B. Augen, Nase und Ohren). Falls Beschwerden oder Schmerzen auftreten, verwenden Sie das Gerät nicht mehr, und wenden Sie sich an Ihren Arzt.
- Benutzen Sie nur die von Philips Sonicare für diese Zahnbürste empfohlenen Düsen.

Elektromagnetische Felder (EMF)

Dieses Philips-Gerät erfüllt alle einschlägigen Normen und Vorschriften zur Exposition gegenüber elektromagnetischen Feldern.

Einführung

Willkommen bei Philips! Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem neuen Sonicare Power Flosser. Um die Unterstützung von Philips optimal nutzen zu können, sollten Sie Ihr Produkt unter www.philips.com/welcome registrieren.

Vorgesehener Verwendungszweck

Der Philips Sonicare Leistung Flosser ist eine Munddusche, die Plaque- und Speisereste in den Zahnzwischenräumen und von der Zahnoberfläche entfernt, um Karies zu reduzieren und die Zahnfleischgesundheit zu verbessern und zu erhalten. Dieses Produkt ist für den privaten Gebrauch durch Verbraucher vorgesehen und

wird normalerweise mindestens einmal täglich verwendet. Die Benutzung durch Kinder (Alter 6+) muss unter Aufsicht Erwachsener erfolgen.

Ihr Philips Sonicare Power Flosser (Abb. 1)

- 1 Behälterdeckel
- 2 Behälter
- 3 Modus-Taste
- 4 Modusanzeige
- 5 Ein-/Ausschalter
- 6 Intensitätsregler
- 7 Schlauch
- 8 Schlauchaufbewahrungsfach
- 9 Gerätebasis
- 10 Dock für das Handstück
- 11 Griff
- 12 Pauseschalter
- 13 Taste zur Düsenaktivierung
- 14 Quad-Strom-Düse*
- 15 Komfortdüse*
- 16 Standarddüse*
- 17 Netzteil

*Hinweis: Je nach Produktkonfiguration sind in der Verpackung eventuell nicht alle dargestellten Artikel enthalten.

Düsen

Um zu sehen, welche Art von Düsen Sie haben, überprüfen Sie den Code an der Unterseite der Düse. Jeder Düsentyp bietet verschiedene Vorteile.



Düsenetikett

F1

F2

F3

Düsenname	Standarddüse	Komfortdüse	Quad-Strom-Düse
Vorteil	Standarddüse mit einem einzigen Wasserstrahl zur Beseitigung von Verunreinigung und Plaque.	Weiche Gummidüse für mehr Komfort und eine einfache Positionierung bei empfindlichem Zahnfleisch.	Weiche Gummidüse, die Wasser in einen kreuzförmigen Strom lenkt, der Plaque sanft entfernt – für eine mühelose gründliche Reinigung.

Betriebsarten

Ihr Power Flosser verfügt über zwei Modi:

Reinigen

Dieser Modus mit Pacer arbeitet mit Standardwasserdruck – für eine hervorragende Sauberkeit.

Deep Clean

Dieser Modus mit Pulswellentechnologie sorgt mit starken, sanften Wasserimpulsen für eine sorgfältige Reinigung.

Hinweis: Weitere Informationen zur „Pulswellentechnologie“ und dem „Pacer“ (siehe 'Produktmerkmale').

Modi auswählen

- 1 Drücken Sie den Ein-/Ausschalter, um das Gerät einzuschalten.
- 2 Drücken Sie die Modus-Taste, um den gewünschten Modus auszuwählen.



Intensitätsstufen

Ihr Power Flosser verfügt über 10 verschiedene Intensitätseinstellungen. Sie können die Intensität manuell einstellen, indem Sie die Gerätebasis einschalten und über den Intensitätsregler die bevorzugte Einstellung auswählen.




Hinweis: Beginnen Sie bei der ersten Verwendung des Geräts mit der niedrigsten Einstellung. Es wird empfohlen, die Intensität, die Sie im Laufe mehrerer Wochen zu erhöhen. So können sie bessere Reinigungsergebnisse erzielen, da Sie die höheren Einstellungen dann als angenehmer empfinden.

Produktmerkmale

Pacer

Der **Clean**-Modus verfügt über einen Pacer. Dieser zeigt Ihnen an, wann Sie während einer Unterbrechung des Wasserflusses zum nächsten Abschnitt Ihres Mundes nutzen können.



Hinweis: Diese Funktion ist nur im Clean-Modus verfügbar.

Pacer aktivieren oder deaktivieren

Sie können die Pacer-Funktion aktivieren oder deaktivieren, indem Sie den Ein-/Ausschalter und die Modus-Taste gleichzeitig 5 Sekunden lang gedrückt halten.

- Wenn der Pacer deaktiviert ist, blinken alle Lichter einmal auf.
- Wenn die Funktion aktiviert ist, blinken alle Lichter zweimal auf.

Pulswellentechnologie

Der **Deep Clean**-Modus verfügt über eine „Pulswellentechnologie“-Funktion. Die Intensität des Wasserstroms steigt und sinkt, sodass es zu einer kurzen Pause kommt, während der Sie die Düse zum nächsten Zahnzwischenraum bewegen können.

Vorbereitungen

- 1 Verbinden Sie den kleinen Netzstecker mit der Unterseite der Basis und stecken Sie ihn in eine Steckdose (100–240 V).
- 2 Nehmen Sie den Behälter aus der Gerätebasis.


Hinweis: Vergewissern Sie sich, dass das Gerät ausgeschaltet ist, bevor Sie den Behälter herausnehmen.

- 3 Öffnen Sie den Deckel und füllen Sie den Behälter bis zur MAX-Markierung mit Wasser.



- 4 Schließen Sie den Deckel. Setzen Sie den Behälter zurück in die Basis.

Hinweis: Drücken Sie fest nach unten, um sicherzustellen, dass zwischen dem Behälter und der Gerätebasis kein Spalt bleibt.



- 5** Setzen Sie die gewünschte Düse in das Handstück ein. Drücken Sie die Düse nach unten, bis sie hörbar einrastet.




- 6** Drücken Sie den Ein-/Ausschalter an der Gerätebasis, um das Gerät einzuschalten. Wählen Sie den gewünschten Modus und die gewünschte Intensität aus.



- 7** Nehmen Sie das Handstück aus der Basis und richten Sie die Spitze der Düse auf das Waschbecken. Schieben Sie den Pauseschalter am Handstück auf die An-Position (hoch) und warten Sie, bis das Wasser aus der Spitze der Düse fließt. Halten Sie den Wasserfluss an, indem Sie den Pauseschalter in die Aus-Position (nach unten) schieben.

Hinweis: Dieser Schritt ist nur bei der erstmaligen Verwendung nach Kauf durchzuführen.



- 8 Drücken Sie den Ein-/Aus schalter an der Gerätebasis erneut, um das Gerät auszuschalten.

Ihren Power Flosser verwenden

- 1 Vergewissern Sie sich, dass sich der Pauseschalter am Griff in der Position „Aus“ befindet.
- 2 Drücken Sie den Ein-/Aus schalter an der Gerätebasis, um das Gerät einzuschalten.




- 3 Setzen Sie die Düsenspitze in den Mund. Lehnen Sie sich über das Waschbecken und schließen Sie die Lippen leicht über der Düse, um Spritzer zu vermeiden. Lassen Sie jedoch genügend Platz, sodass das Wasser aus Ihrem Mund in das Waschbecken fließen kann.




Standard- und Komfortdüse

Bei eingeschalteter Basisstation:

- a Positionieren Sie die Düsenspitze in einem 90-Grad-Winkel direkt über dem Zahnfleischrand.




- b Schieben Sie den Pauseschalter am Handstück in die Position „Ein“, um den Wasserfluss zu starten.
- c Beginnen Sie mit den Backenzähnen im Ober- oder Unterkiefer, indem Sie die Düsenspitze entlang des Zahnfleischrands schieben und zwischen jedem Zahn kurz innehalten. Reinigen Sie die Außenseite und Innenseite Ihrer Zähne in einem Bogen Ihres Mundes 30 Sekunden lang.



Hinweis: Reinigen Sie auch die Innenseite Ihrer Zähne.

- d Wiederholen Sie dies im anderen Bogen Ihres Mundes weitere 30 Sekunden lang, bis alle Räume um und zwischen Ihren Zähnen insgesamt mindestens eine Minute lang gereinigt wurden.




Hinweis: Sie können den Wasserfluss während des Gebrauchs anhalten, indem Sie den Pauseschalter am Handstück in die Position „Aus“ schieben (Motor hält an).

Quad-Strom-Düse


Bei eingeschalteter Basisstation:

36 Deutsch

- a Positionieren Sie die Düsen Spitze in einem 90-Grad-Winkel direkt über dem Zahnfleischrand. Drücken Sie sanft, sodass die Düsen Spitze den Zahnfleischrand und die Zähne berührt.




- b Schieben Sie den Pauseschalter am Handstück in die Position „Ein“, um den Wasserfluss zu starten.
- c Beginnen Sie mit den Backenzähnen im Ober- oder Unterkiefer, indem Sie die Düsen Spitze entlang des Zahnfleischrands schieben und zwischen jedem Zahn kurz innehalten. Reinigen Sie die Außenseite und Innenseite Ihrer Zähne in einem Bogen Ihres Mundes 30 Sekunden lang.



Hinweis: Reinigen Sie auch die Innenseite Ihrer Zähne.


- d Wiederholen Sie dies im anderen Bogen Ihres Mundes weitere 30 Sekunden lang, bis alle Räume um und zwischen Ihren Zähnen insgesamt mindestens eine Minute lang gereinigt wurden.



Hinweis: Sie können den Wasserfluss während des Gebrauchs anhalten, indem Sie den Pauseschalter am Handstück in die Position „Aus“ schieben (Motor hält an).


Zahnsparren mit der Quad-Strom-Düse reinigen

- Zur Reinigung der Räume um Zahnsparren setzen Sie die Düsenspitze über jedes Bracket.
- Drehen Sie die Düsenspitze sanft in einem kleinen Kreis um jedes Bracket, bevor Sie mit dem Bracket auf dem nächsten Zahn fortfahren.



Nach jedem Gebrauch

- Wenn Sie fertig sind, schalten Sie das Produkt aus.
- Heben Sie den Wasserbehälter an und entleeren Sie ihn.
- Entfernen Sie die Düse vom Handstück, indem Sie die Auswerfentaste auf der Rückseite des Handstücks drücken.



- Spülen Sie die Düse unter fließendem Wasser ab.
- Setzen Sie die Düse wieder in das Handstück ein.







- Trocknen Sie überschüssiges Wasser von der Haltevorrichtung und dem Handstück ab.

Reinigung

Das Produkt muss einmal pro Woche gereinigt werden.





Reinigen Sie das Gerät und die Zubehörteile wie folgt:

Behälter und Deckel

			
	✓	✓	✓


Nehmen Sie den Behälter vorsichtig aus dem Gerät. Der Behälter kann mit warmem Wasser und milder Seife per Hand oder im Geschirrspüler gereinigt werden.

Gerätebasis und Handstück

			
	✓	✗	✗

Reinige die Basis und das Handstück nach Bedarf von außen mit einem weichen Tuch und milder Seife.

Düsen



Regelmäßiges Reinigen:

Nehmen Sie die Düse vom Handstück ab. Spülen Sie die Spitze unter warmem Wasser ab.

Alle paar Monate oder wenn Ihre Düse verstopft ist:

Legen Sie die Düse für 5 Minuten in einen Behälter, der zu 2/3 mit Wasser und zu 1/3 mit Essig gefüllt wird. Spülen Sie die Düse anschließend mit warmem Wasser ab.

Interne Komponenten, Schlauch und Handstück

Füllen Sie den Behälter mit warmem Wasser und fügen Sie 1-2 Esslöffel weißen Essig hinzu. Entfernen Sie das Handstück, richten Sie die Düse auf das Waschbecken und schalten Sie das Produkt ein, um die Lösung durch das Gerät zu spülen, bis der Behälter leer ist. Wiederholen Sie den Vorgang – füllen Sie den Behälter beim zweiten Durchgang jedoch mit sauberem warmem Wasser.

Aufbewahrung

Wenn Sie das Produkt über einen längeren Zeitraum nicht verwenden, trennen Sie es vom Stromnetz, reinigen Sie es, und bewahren Sie es an einem kühlen, trockenen Ort ohne direkte Sonneneinstrahlung auf.

Ersatz

Ersetzen Sie die Düsen alle 6 Monate oder sofort, wenn sie beschädigt sind. Um Zubehör oder Ersatzteile zu kaufen, besuchen Sie **www.philips.com**, oder suchen Sie Ihren lokalen Philips Sonicare Händler auf. Sie können sich auch an das Philips Consumer Care Center in Ihrem Land wenden. Die Kontaktdaten finden Sie in der internationalen Garantieschrift.

Die folgenden Ersatzteile sind erhältlich:

- Standarddüse
- Komfortdüse
- Quad-Strom-Düse

Hinweis: Die Verfügbarkeit von Ersatzteilen kann je nach Land unterschiedlich sein.

Häufig gestellte Fragen

Frage	Antwort
Kann ich Mundspülung oder ätherische Öle in meinem Wasserbehälter verwenden?	Es wird nicht empfohlen, ätherische Öle im Wasserbehälter zu verwenden. Mundspülung kann mit Wasser vermischt und im Wasserbehälter verwendet werden. Spülen Sie das Gerät nach der Verwendung von Mundspülung aus, um Verstopfung zu vermeiden. Befüllen Sie dazu den Wasserbehälter teilweise mit warmem Wasser und spülen Sie das Produkt mit der Spitze auf das Waschbecken gerichtet, bis der Wasserbehälter leer ist.
Passen andere Düsen auf meinen Philips Sonicare Power Flosser?	Mit diesem Gerät können nur Philips Sonicare Power Flosser-Düsen verwendet werden. Die Düsen anderer Marken und die Philips AirFloss-Düsen sind mit diesem Produkt nicht kompatibel.

Frage**Antwort**

Wie oft muss ich meine Düse austauschen?

Wir empfehlen Ihnen, die Düse nach 6 Monaten Gebrauch auszutauschen. Weitere Informationen zum Kauf von Ersatzteilen finden Sie unter www.philips.com

Fehlerbehebung

In diesem Kapitel sind die häufigsten Probleme aufgeführt, die beim Gebrauch des Geräts auftreten können. Sollten Sie ein Problem mithilfe der nachstehenden Informationen nicht beheben können, besuchen Sie unsere Website unter www.philips.com/support, und schauen Sie in der Liste „Häufig gestellte Fragen“ nach, oder wenden Sie sich an das Philips Service-Center in Ihrem Land.

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Das Gerät „bereitet sich nicht vor“ (es tritt beim ersten Gebrauch kein Wasser aus der Düse aus.)	<ul style="list-style-type: none"> - Der Wasserbehälter sitzt nicht korrekt. - Das Gerät war nicht lang genug einschaltet, um ordnungsgemäß vorbereitet zu werden. - Der Pauseschalter am Handstück befindet sich in der Position „Pause“. 	<ul style="list-style-type: none"> - Achten Sie darauf, dass der Wasserbehälter korrekt sitzt, indem Sie ihn auf die Gerätebasis drücken. - Stellen Sie sicher, dass sich der Pauseschalter am Handstück in der Position „Ein“ befindet. - Lassen Sie das Gerät mit hoher Intensität 30 Sekunden lang laufen, um sicherzustellen, dass ausreichend Zeit für die Vorbereitung (siehe 'Vorbereitungen') vorhanden ist.

42 Deutsch

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Das Produkt schaltet sich aus, und alle LEDs beginnen zu blinken.	<ul style="list-style-type: none">- Das Produkt lief zu lange und hat sich überhitzt.	<ul style="list-style-type: none">- Trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung, und verwenden Sie es zwei Stunden lang nicht.- Schließen Sie den Stecker nach zwei Stunden wieder an. Wenn die LEDs immer noch blinken, rufen Sie den Kundendienst an.
Das Gerät schaltet sich nicht ein, nachdem Sie die Ein-/Ausschalttaste gedrückt haben.	<ul style="list-style-type: none">- Das Gerät ist nicht an das Stromnetz angeschlossen.- Das Netzkabel ist beschädigt.- Produktfehlfunktion.	<ul style="list-style-type: none">- Vergewissern Sie sich, dass das Gerät ordnungsgemäß an der Steckdose und an der Unterseite des Geräts angeschlossen ist.- Überprüfen Sie das Netzkabel auf Beschädigungen.- Wenn das Problem nach wie vor nicht erkannt wird, wenden Sie sich an den Kundendienst.
Das mechanische Dock löst sich vom Gerät.	<ul style="list-style-type: none">- Das Gerät wurde fallen gelassen.	<ul style="list-style-type: none">- Schieben Sie das mechanische Dock wieder ein.
Der Wasserbehälter rasselt.	<ul style="list-style-type: none">- Der Wasserbehälter sitzt nicht korrekt.	<ul style="list-style-type: none">- Vergewissern Sie sich, dass der Wasserbehälter korrekt auf der Gerätebasis sitzt, indem Sie ihn leicht nach unten drücken.

Die Modellnummer finden

Auf der Unterseite der Gerätebasis finden Sie die Modellnummer (HX37XX).

Garantie und Support

Philips gewährt für seine Produkte eine Garantie von zwei Jahren ab Kaufdatum. Defekte, die aufgrund von Materialfehlern oder mangelhafter Verarbeitung auftreten, werden auf Kosten von Philips repariert, wenn innerhalb der Garantiezeit ein Kaufnachweis vorgelegt wird. Philips empfiehlt zur optimalen Leistung die Verwendung von Original-Sonicare-Düsen. Die Verwendung anderer Düsen kann Ihren PowerFlosser beschädigen und den Garantieschutz einschränken. Produktinformationen, Support und Online-Benutzeranweisungen finden Sie unter: www.philips.com/support, oder lesen Sie die internationale Garantieschrift.

Garantieeinschränkungen

Die folgenden Geräteteile/Schäden unterliegen nicht den Bedingungen der internationalen Garantie:

- Behälter
- Düsen
- Schäden durch die Verwendung nicht zugelassener Ersatzteile oder Düsen.
- Schäden durch Missbrauch, falsche Benutzung, Fahrlässigkeit, Manipulation oder Reparatur durch Unbefugte
- Normale Abnutzungserscheinungen wie abgeschlagene Stellen, Kratzer, Abschürfungen, Entfärbungen und Verblassen

Recycling



44 Deutsch

- Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden kann (2012/19/EU).
- 1 Altgeräte können kostenlos an geeigneten Rücknahmestellen abgegeben werden.
- 2 Diese werden dort fachgerecht gesammelt oder zur Wiederverwendung vorbereitet. Altgeräte können Schadstoffe enthalten, die der Umwelt und der menschlichen Gesundheit schaden können. Enthaltene Rohstoffe können durch ihre Wiederverwertung einen Beitrag zum Umweltschutz leisten.
- 3 Die Löschung personenbezogener Daten auf den zu entsorgenden Altgeräten muss vom Endnutzer eigenverantwortlich vorgenommen werden.
- 4 Hinweise für Verbraucher in Deutschland: Die in Punkt 1 genannte Rückgabe ist gesetzlich vorgeschrieben. Sammel- und Rücknahmestellen in Deutschland: <https://www.stiftung-ear.de/>

Información de seguridad importante

Antes de usar el aparato, lea atentamente esta información importante y consérvela por si necesitara consultarla en el futuro.

PELIGRO

- Mantenga el adaptador de corriente alejado del agua.
- No coloque ni guarde el producto en un lugar desde donde pueda caerse a una bañera o fregadero.
- No intente coger un producto que haya caído al agua; desenchúfelo inmediatamente.
- No sumerja el adaptador de corriente ni la base en agua u otros líquidos.
- Después de limpiarlo, asegúrese de que el adaptador de corriente esté completamente seco antes de enchufarlo a la red eléctrica.

ADVERTENCIAS

Para reducir el riesgo de quemaduras, electrocución, incendio o lesiones en personas:

- Utilice únicamente el adaptador de corriente (WAC1001) suministrado con el Power Flosser.

- Si el producto está dañado de alguna manera (adaptador de corriente, base, mango, manguera o boquilla), deje de usarlo.
- Sustituya siempre el adaptador de corriente por uno del modelo original para evitar situaciones de peligro.
- Mantenga el cable lejos de superficies calientes.
- Este aparato no contiene piezas que el usuario pueda reparar. Si el aparato está dañado, póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de su país country (consulte 'Garantía y asistencia').
- No utilice el producto al aire libre.
- La altitud máxima de uso es de 4420 metros.
- Este producto no debe ser usado por personas (adultos o niños) con su capacidad física, psíquica o sensorial reducida, ni por quienes no tengan los conocimientos y la experiencia necesarios, a menos que sean supervisados o instruidos acerca del uso del aparato por una persona responsable de su seguridad.

- Asegúrese de supervisar a los niños (de 6 años o más) para que no jueguen con el producto.
- No llene el depósito con agua caliente. El agua caliente puede causar quemaduras.
- Philips Sonicare Power Flosser es un dispositivo de cuidado personal y no está diseñado para ser utilizado por varios usuarios.
- Si no va a utilizar el producto durante un período de tiempo prolongado, desenchúfelo de la toma de corriente, límpielo y guárdelo en un lugar fresco, seco y alejado de la luz directa del sol.

ADVERTENCIA

- Para evitar que el producto se deteriore, no ponga el producto ni sus piezas en el lavavajillas, a menos que se indique lo contrario.
- Si se ha sometido a cirugía bucal o de las encías en los dos últimos meses, consulte a su dentista antes de utilizar el Philips Sonicare Power Flosser.

- Consulte a su dentista si se produce un sangrado excesivo después de usar este cepillo dental, o si el sangrado continúa produciéndose después de una semana de uso.
- El Philips Sonicare Power Flosser cumple las normas de seguridad para dispositivos electromagnéticos. Si tiene un marcapasos o cualquier otro dispositivo implantado, consulte a su médico o al fabricante del dispositivo antes de utilizar el aparato.
- Si tiene alguna duda médica, consulte a su médico antes de utilizar el Philips Sonicare Power Flosser.
- Este producto ha sido diseñado únicamente para limpiar los dientes y las encías. No lo utilice con ninguna otra finalidad, (por ejemplo, ojos, nariz y oídos). Deje de utilizar el dispositivo o consulte a su médico si experimenta molestias o dolor.
- No utilice otras boquillas que no sean las recomendadas por Philips Sonicare.

Campos electromagnéticos (CEM)

Este Philips cumple los estándares y las normativas aplicables sobre exposición a campos electromagnéticos.

Introducción

Bienvenido a Philips. Enhorabuena por la adquisición de su nuevo irrigador Sonicare Power Flosser. Para sacar el mayor partido a la asistencia que Philips le ofrece, registre el producto en philips.com/welcome.

Uso indicado

El Philips Sonicare Power Flosser es un irrigador bucal destinado a eliminar la placa y los restos de comida entre los dientes y la superficie dental con el fin de reducir la caries dental y mejorar y mantener la salud de las encías. Este producto está destinado al uso doméstico y el consumidor normalmente lo debe utilizar al menos una vez al día. Los niños (a partir de 6 años) deben usarlo bajo la supervisión de un adulto.

Su Philips Sonicare Power Flosser (Fig. 1)

- 1 Tapa del depósito
- 2 Depósito
- 3 Botón de modo
- 4 Indicador de modo
- 5 Botón de encendido/apagado
- 6 Dial de intensidad
- 7 Manguera
- 8 Compartimento de almacenamiento de la manguera
- 9 Base
- 10 Base del mango
- 11 Mango
- 12 Interruptor de pausa
- 13 Botón de expulsión de la boquilla
- 14 Boquilla Quad Stream*
- 15 Boquilla Comfort*
- 16 Boquilla estándar*
- 17 Adaptador de alimentación

*Nota: Es posible que el contenido de la caja no incluya todos los elementos que se muestran en función de la configuración del producto adquirido.

Boquillas y cepillos

Para ver qué tipo de boquillas tiene, compruebe el código en la base de la boquilla. Cada tipo de boquilla proporciona diferentes beneficios.



Etiqueta de la boquilla	F1	F2	F3
Nombre de la boquilla	Boquilla estándar	Boquilla Comfort	Boquilla Quad Stream
Ventaja	Boquilla estándar con un solo flujo de agua para eliminar restos y placa.	Boquilla de goma suave para comodidad y facilidad de posicionamiento para quienes tienen encías sensibles.	Boquilla de goma suave que dirige el agua a un flujo en forma de cruz que elimina suavemente la placa para una limpieza sin esfuerzo y a fondo.

Modos

Su Power Flosser está equipado con dos modos:

Clean (limpieza)

Este modo, con indicador de pasos, proporciona presión de agua estándar para una gran limpieza.

Deep clean (limpieza profunda)

Este modo, con la tecnología Pulse Wave, proporciona pulsos de agua fuertes y suaves para una limpieza a fondo.

Nota: Para obtener más información sobre la tecnología Pulse Wave y el indicador de pasos.


Selección de modos

- 1 Encienda el dispositivo pulsando el botón de encendido/apagado.
- 2 Pulse el botón de modo para seleccionar el modo deseado.



Ajustes de intensidad

El irrigador Power Flosser incluye 10 ajustes de intensidad diferentes. Para cambiar manualmente la intensidad, encienda la base y gire el dial de intensidad al ajuste que prefiera.




Nota: Para el primer uso, inicie el dispositivo desde el ajuste más bajo. Se recomienda aumentar la intensidad que utiliza en el transcurso de unas semanas. Esto puede dar mejores beneficios de limpieza, ya que será capaz de tolerar ajustes más altos.

Funciones

Indicador de pasos

El modo de **limpieza** tiene un indicador de pasos. Esta función indica cuándo debe pasar a la siguiente sección de la boca tras una breve pausa en el flujo de agua.



Nota: Esta función solo está en modo de limpieza.

Activar o desactivar el indicador de pasos

Puede activar o desactivar la función de indicador de pasos si mantiene pulsado el botón de encendido/apagado y el botón de modo simultáneamente durante 5 segundos.

- Cuando se desactiva, todas las luces parpadean una vez.
- Cuando se activa, todas las luces parpadean dos veces.

Tecnología Pulse Wave

El modo de **limpieza profunda** tiene una función de "tecnología Pulse Wave". El flujo del agua aumenta y disminuye en intensidad, y proporciona una breve pausa durante la cual se puede mover la boquilla al siguiente espacio entre los dientes.

Antes de empezar

- 1 Conecte el pequeño enchufe a la parte inferior de la base y conecte el enchufe de alimentación en cualquier toma de corriente de 100-240 V.
- 2 Extraiga el depósito de la base.


Nota: Asegúrese de que el producto esté apagado antes de retirar el depósito.

- 3 Abra la tapa, llene el depósito con agua tibia hasta la línea de llenado MAX.



- 4 Cierre la tapa. Vuelva a colocar el depósito en la base.

Nota: Presione firmemente para asegurarse de que no haya espacio entre el depósito y la base.



- 5 Inserte la boquilla que prefiera en el mango. Empuje la boquilla hacia abajo hasta que escuche un chasquido.




- 6 Pulse el botón de encendido/apagado de la estación base para encender el producto. Seleccione el modo y la intensidad deseados.



- 7 Retire el mango de la base y apunte la punta de la boquilla hacia el lavabo. Deslice el interruptor de pausa del mango a la posición de encendido (arriba) y espere hasta que el flujo de agua salga de la punta de la boquilla. Detenga el flujo de agua deslizando el interruptor de pausa a la posición de apagado (abajo).

Nota: Este paso es únicamente para el primer uso después de la compra.




- 8 Pulse el botón de encendido/apagado de la base para apagar el producto.

Uso de su Power Flosser

- 1 Asegúrese de que el interruptor de pausa del mango esté en la posición 'off'.
- 2 Pulse el botón de encendido/apagado de la base para encender el producto.




- 3 Coloque la punta de la boquilla en la boca. Inclínese sobre el lavabo y cierre parcialmente los labios sobre la boquilla para evitar salpicaduras. Deje suficiente espacio para permitir que el agua fluya desde la boca hacia el lavabo.




Boquilla estándar y de confort

Con la estación base encendida:

- a Coloque la punta de la boquilla justo por encima de la línea de las encías en un ángulo de 90°.




- b Deslice el interruptor de pausa del mango a la posición 'on' para iniciar el flujo de agua.
- c Comenzando desde los dientes posteriores de la mandíbula superior o inferior, deslice la punta de la boquilla a lo largo de la línea de las encías y haga una breve pausa entre cada diente. Continúe limpiando tanto dentro como fuera de los dientes en un arco de la boca durante 30 segundos.



Nota: Recuerde limpiar el interior de los dientes.

- d Repita en el otro arco de la boca durante otros 30 segundos hasta que todos los espacios alrededor y entre los dientes se hayan limpiado durante un total de al menos un minuto.




Nota: Puede detener el flujo de agua durante el uso deslizando el interruptor de pausa del mango a la posición de apagado (el motor se detendrá).

Boquilla Quad Stream


Con la estación base encendida:

56 Español

- a Coloque la punta de la boquilla justo por encima de la línea de las encías en un ángulo de 90°. Presione suavemente para que la punta de la boquilla esté en contacto con la línea de las encías y los dientes.




- b Deslice el interruptor de pausa del mango a la posición 'on' para iniciar el flujo de agua.
- c Comenzando desde los dientes posteriores de la mandíbula superior o inferior, deslice la punta de la boquilla a lo largo de la línea de las encías y haga una breve pausa entre cada diente. Continúe limpiando tanto dentro como fuera de los dientes en un arco de la boca durante 30 segundos.



Nota: Recuerde limpiar el interior de los dientes.


- d Repita en el otro arco de la boca durante otros 30 segundos hasta que todos los espacios alrededor y entre los dientes se hayan limpiado durante un total de al menos un minuto.



Nota: Puede detener el flujo de agua durante el uso deslizando el interruptor de pausa del mango a la posición de apagado (el motor se detendrá).


Limpieza de soportes de ortodoncia con la boquilla Quad Stream

- Para limpiar alrededor de los soportes de ortodoncia, coloque la punta de la boquilla sobre cada soporte.
- Gire suavemente la punta de la boquilla alrededor del soporte en un pequeño círculo antes de pasar al soporte del siguiente diente.



Después de cada uso

- 1 Cuando termine, apague el producto.
- 2 Extraiga y vacíe el depósito.
- 3 Retire la boquilla del mango presionando el botón de expulsión en la parte posterior del mango.



- 4 Enjuague la boquilla bajo el grifo.
- 5 Vuelva a insertar la boquilla en el mango.







- 6 Seque el exceso de agua de la fijación y del mango.

Limpieza

El producto debe limpiarse una vez a la semana.





Limpie el dispositivo y los accesorios de la siguiente manera:

Depósito y tapa

			
	✓	✓	✓


Retire suavemente el depósito de la unidad. El depósito puede lavarse a mano con agua tibia y jabón suave o limpiarse en el lavavajillas.

Base y mango

			
	✓	✗	✗

Cuando sea necesario, puede limpiar el exterior de la base y el mango con un paño suave y jabón suave.

Boquillas y cepillos



Limpieza frecuente:

Quite la boquilla del mango. Enjuague la punta con agua tibia.

Cada pocos meses o si la boquilla se obstruye:

Remoje la boquilla en un recipiente con 2 partes de agua y 1 parte de vinagre blanco durante 5 minutos. Enjuague la boquilla con agua tibia.

Componentes internos, manguera y mango

Llene el depósito con agua tibia y agregue 1-2 cucharadas de vinagre blanco. Retire el mango, apunte la boquilla hacia el lavabo y encienda el producto para que la solución atraviese la unidad hasta que el depósito esté vacío. Enjuáguelo repitiendo con el depósito lleno de agua tibia limpia.

Almacenamiento

Si no va a utilizar el producto durante un período de tiempo prolongado, desenchúfelo de la toma de corriente, límpielo y guárdelo en un lugar fresco, seco y alejado de la luz directa del sol.

Sustitución

Sustituya las boquillas cada 6 meses o, cuando estén dañadas, inmediatamente. Para comprar accesorios o piezas de repuesto, visite philips.com o acuda al distribuidor local de Philips Sonicare. También puede ponerse en contacto con el Servicio de Atención al

Cliente de Philips en su país (consulte los datos de contacto en el folleto de la garantía internacional).

Las siguientes piezas de repuesto están disponibles:

- Boquilla estándar
- Boquilla Comfort
- Boquilla Quad Stream

Nota: La disponibilidad de las piezas de repuesto puede variar en función del país.

Preguntas más frecuentes

Pregunta	Respuesta
¿Puedo usar enjuague bucal o aceites esenciales en el depósito?	No se recomienda el uso de aceites esenciales en el depósito. El enjuague bucal se puede mezclar con agua para utilizarlo en el depósito. Después de usar enjuague bucal, enjuague el dispositivo para evitar que se obstruya; para ello, llene parcialmente el depósito con agua tibia y ponga el producto en funcionamiento con la punta apuntando al fregadero hasta que el depósito esté vacío.
¿Encajarán otras boquillas en mi Philips Sonicare Power Flosser?	Solo las boquillas Philips Sonicare Power Flosser funcionan con este dispositivo. Las boquillas de otras marcas y las boquillas Philips AirFloss no son compatibles con este producto.
¿Con qué frecuencia debo sustituir la boquilla?	Le aconsejamos que sustituya la boquilla después de 6 meses de uso. Puede encontrar más información sobre la compra de piezas de repuesto en philips.com

Resolución de problemas

En este capítulo se resumen los problemas más comunes que pueden surgir al usar el aparato. Si no puede resolver el problema con la siguiente información, visite www.philips.com/support para consultar una lista de preguntas frecuentes o comuníquese con el servicio de atención al cliente en su país.

Problema	Posible causa	Solución
El dispositivo no se "ceba" (el agua no sale de la boquilla en el primer uso).	<ul style="list-style-type: none"> - El depósito no está bien encajado. - El dispositivo no estuvo encendido el tiempo suficiente para cebarse bien. - El interruptor de pausa del mango está en la posición de "pausa". 	<ul style="list-style-type: none"> - Asegúrese de que el depósito esté bien encajado empujándolo hacia abajo sobre la base. - Asegúrese de que el interruptor de pausa del mango esté en la posición "on". - Ponga el producto en funcionamiento durante 30 segundos a alta intensidad, que es tiempo suficiente para que el producto se cebe (consulte 'Antes de empezar').
El producto se apaga y todos los LED comienzan a parpadear.	<ul style="list-style-type: none"> - El producto estuvo en funcionamiento durante demasiado tiempo y se sobrecalentó. 	<ul style="list-style-type: none"> - Desenchufe el dispositivo y no lo use durante dos horas. - Después de dos horas, vuelva a conectarlo y, si los LED siguen parpadearo, llame al servicio de atención al cliente.

Problema	Posible causa	Solución
El dispositivo no se enciende después de pulsar el botón de encendido.	<ul style="list-style-type: none"> - El dispositivo no está enchufado - El cable de alimentación está dañado. - Mal funcionamiento del producto. 	<ul style="list-style-type: none"> - Asegúrese de que el dispositivo esté conectado correctamente, tanto en la toma de corriente como en la parte inferior del dispositivo. - Compruebe si el cable de alimentación está dañado. - Si no identifica el problema, llame al servicio de atención al cliente.
La base mecánica se desprende del dispositivo.	<ul style="list-style-type: none"> - El dispositivo se ha caído. 	<ul style="list-style-type: none"> - Inserte la base mecánica de nuevo en su lugar.
El depósito traquetea	<ul style="list-style-type: none"> - El depósito no está bien encajado. 	<ul style="list-style-type: none"> - Asegúrese de que el depósito esté bien encajado en la base del dispositivo empujando ligeramente hacia abajo.

Cómo localizar el número de modelo

Busque en la parte inferior de la base el número de modelo (HX37XX).

Garantía y asistencia

La garantía de Philips cubre los productos por un periodo de 2 años después de la fecha de compra. Philips se hará cargo de la reparación o sustitución de los defectos debidos a materiales defectuosos o de fabricación, siempre y cuando se presente una prueba convincente de compra en el plazo estipulado. Philips recomienda el uso de boquillas Sonicare originales para obtener un rendimiento óptimo. El uso de otras boquillas puede dañar su PowerFlosser y limitar la protección de la garantía.

Para obtener información sobre productos, soporte e instrucciones para el usuario en línea, visite: www.philips.com/support o lea el folleto de garantía internacional.

Restricciones de la garantía

La garantía internacional no cubre lo siguiente:

- Depósito
- Boquillas y cepillos
- Deterioros causados por piezas de repuesto o boquillas no autorizadas.
- Deterioros causados por el uso inapropiado, abusos, negligencias, alteraciones o reparaciones no autorizadas.
- Desgaste normal, incluyendo arañazos, desportilladuras, abrasiones, decoloraciones o pérdida gradual del color

Reciclaje



- Este símbolo significa que este producto no debe desecharse con la basura normal del hogar (2012/19/UE).
- Siga la normativa de su país para la recogida selectiva de productos eléctricos y electrónicos. El desecho correcto ayuda a evitar consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana.

Informations de sécurité importantes

Lisez attentivement ces informations importantes avant d'utiliser l'appareil et conservez-les pour un usage ultérieur.

DANGER

- Évitez tout contact de l'adaptateur secteur avec de l'eau.
- Ne placez pas et ne rangez pas l'appareil dans un emplacement situé à proximité d'une baignoire ou d'un lavabo dans lequel il risquerait de tomber.
- Ne touchez jamais un produit tombé dans l'eau. Débranchez-le immédiatement de la prise de courant.
- N'immergez en aucun cas l'adaptateur secteur ou la base dans l'eau ni dans tout autre liquide.
- Après l'avoir nettoyé, assurez-vous que l'adaptateur secteur est complètement sec avant de le brancher sur le secteur.

AVERTISSEMENTS

Pour éviter tout risque de brûlure, d'électrocution, d'incendie ou de blessure :

- Utilisez exclusivement l'adaptateur secteur (WAC1001) fourni avec l'hydropulseur dentaire.

- Si le produit est endommagé (adaptateur secteur, base, manche, tuyau ou canule), cessez de l'utiliser.
- Remplacez systématiquement l'adaptateur secteur par un autre de même type pour éviter tout accident.
- Éloignez le cordon d'alimentation de toute surface chauffante.
- Cet appareil ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur. Si l'appareil est endommagé, contactez le Service Consommateurs de votre pays (voir 'Garantie et assistance').
- N'utilisez pas le produit à l'extérieur.
- L'altitude d'utilisation maximale est de 4 420 mètres.

- Ce produit ne doit pas être utilisé par des personnes (incluant des enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou n'ayant pas l'expérience et les connaissances nécessaires, à moins qu'elles ne soient sous la surveillance d'une personne responsable de leur sécurité ou qu'elles aient reçu de cette personne des directives concernant l'utilisation du produit.
- Les enfants (de plus de 6 ans) doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne s'amuse pas avec le produit.
- Ne remplissez pas le réservoir avec de l'eau chaude. L'eau chaude risque de provoquer des brûlures.
- L'hydropulseur dentaire Philips Sonicare est un appareil de soins personnel et n'est pas destiné à être utilisé par plusieurs personnes.
- Si vous ne comptez pas utiliser l'appareil pendant une période prolongée, débranchez-le de la prise électrique, nettoyez-le et rangez-le dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière.

ATTENTION

- Afin d'éviter tout dommage, ne nettoyez pas le produit ou ses éléments au lave-vaisselle, sauf instructions contraires.
- Si vous avez reçu des soins bucco-dentaires, notamment au niveau des gencives, au cours des deux derniers mois, consultez votre dentiste avant d'utiliser l'hydropulseur dentaire Philips Sonicare.
- Consultez votre dentiste si vos gencives saignent de manière excessive après utilisation de cette brosse à dents ou si le saignement persiste après une semaine d'utilisation.
- L'hydropulseur dentaire Philips Sonicare est conforme aux normes de sécurité relatives aux appareils électromagnétiques. Si vous portez un stimulateur cardiaque ou tout autre dispositif implanté, consultez votre médecin ou le fabricant du dispositif implanté avant d'utiliser cet appareil.
- Si vous avez des problèmes de santé, consultez votre médecin avant d'utiliser l'hydropulseur dentaire Philips Sonicare.

- Ce produit a été conçu uniquement pour le nettoyage des dents et des gencives. Ne l'utilisez jamais à d'autres fins. (par exemple, pour les yeux, le nez ou les oreilles). Si son utilisation devait s'avérer inconfortable ou douloureuse, cessez d'utiliser l'appareil et consultez votre médecin.
- N'utilisez pas d'autres canules que celles recommandées par Philips Sonicare.

Champs électromagnétiques (CEM)

Cet appareil Philips est conforme à toutes les normes et à tous les règlements applicables relatifs à l'exposition aux champs électromagnétiques.

Introduction

Bienvenue chez Philips ! Vous venez de vous procurer le nouvel hydropulseur dentaire Sonicare. Nous vous en félicitons ! Pour profiter pleinement des avantages de l'assistance Philips, enregistrez votre produit à l'adresse **philips.com/welcome**.

Application

L'hydropulseur dentaire Philips Sonicare est un appareil d'hygiène bucco-dentaire destiné à éliminer la plaque dentaire et les résidus alimentaires logés sur et entre les dents, afin de prévenir les caries et améliorer et entretenir la santé des gencives. Ce produit est destiné à une utilisation à domicile, en général au moins une fois par jour. Son utilisation par des enfants (de plus de 6 ans) doit être faite sous la supervision d'un adulte.

Votre hydropulseur dentaire Philips Sonicare (Fig. 1)

- 1 Couvercle du réservoir
- 2 Réservoir
- 3 Bouton de mode
- 4 Voyant de mode
- 5 Bouton marche/arrêt
- 6 Bouton de réglage de l'intensité
- 7 Flexible
- 8 Compartiment de rangement du cordon
- 9 Base
- 10 Ancrage du manche
- 11 Poignée
- 12 Bouton Pause
- 13 Bouton d'éjection de la canule
- 14 Canule à quatre jets*
- 15 Canule confort*
- 16 Canule classique*
- 17 Adaptateur secteur

* Remarque : selon la configuration du produit acheté, il est possible que tous les éléments indiqués ne soient pas inclus.

Brosses

Pour connaître le type de canule en votre possession, vérifiez le code situé à la base de la canule. Chaque type de canule offre différents avantages.



Étiquette de la
canule

F1

F2

F3

Nom de la canule	Canule classique	Canule confort	Canule à quatre jets
Avantage	Canule standard à un seul jet d'eau pour éliminer les résidus et la plaque dentaire.	Canule en caoutchouc souple plus confortable et plus facile à positionner pour les utilisateurs aux gencives sensibles.	Canule en caoutchouc souple à jet en forme de croix qui élimine doucement la plaque dentaire pour un nettoyage facile en profondeur.

Modes

Votre hydropulseur dentaire offre deux modes :

Clean

Ce mode, avec minuteur, envoie un jet d'eau à pression standard pour un nettoyage optimal.


Deep clean

Ce mode utilise la technologie Pulse Wave pour envoyer des jets d'eau à forte et faible pression et permet un nettoyage en profondeur.

Remarque : pour en savoir plus sur la « technologie Pulse Wave » et le « minuteur ».

Sélection des modes

- 1 Allumez le dispositif en appuyant sur le bouton marche/arrêt.
- 2 Appuyez sur le bouton mode pour sélectionner le mode souhaité.



Réglages d'intensité

Votre hydropulseur offre 10 réglages d'intensité différents. Pour modifier l'intensité manuellement, allumez la base et tournez le bouton d'intensité sur le réglage de votre choix.




Remarque : pour la première utilisation, démarrez le dispositif sur le réglage le plus faible. Il est conseillé d'augmenter progressivement l'intensité au fil des premières semaines. Vous obtiendrez de meilleurs résultats si vous tolérez des intensités supérieures.

Caractéristiques

Minuteur

Le mode **clean** est doté d'un minuteur. Cette fonction indique quand passer à une autre zone de la bouche par une brève interruption du débit.



Remarque : cette fonction est active uniquement en mode clean.

Activation ou désactivation du minuteur

Vous pouvez activer ou désactiver le minuteur en appuyant simultanément sur le bouton marche/arrêt et le bouton mode pendant 5 secondes.

- Lorsque le minuteur est désactivé, tous les voyants clignotent une fois.
- Lorsqu'il est activé, tous les voyants clignotent deux fois.

Technologie Pulse Wave

Le mode **deep clean** est doté de la fonction « Technologie Pulse Wave ». L'intensité du débit d'eau augmente et diminue, et une courte pause permet de déplacer la canule sur l'espace interdentaire suivant.

Préparation

- 1 Insérez la petite fiche dans la partie inférieure de la base et branchez la fiche d'alimentation sur une prise de courant de 100 V à 240 V.

- 2 Retirez le réservoir de la base.


Remarque : assurez-vous que le produit est éteint avant de retirer le réservoir.

- 3 Ouvrez le couvercle et remplissez le réservoir d'eau tiède jusqu'à la ligne de remplissage MAX.



- 4 Fermez le couvercle. Remettez le réservoir sur la base.

Remarque : appuyez fermement pour veiller à ne laisser aucun espace entre le réservoir et la base.



- 5** Insérez votre canule préférée dans le manche. Appuyez sur la canule jusqu'à ce que vous entendiez un « clic ».




- 6** Appuyez sur le bouton marche/arrêt de la base pour allumer le produit. Sélectionnez le mode et l'intensité de votre choix.



- 7** Retirez le manche de la base et pointez l'extrémité de la canule vers l'intérieur du lavabo. Faites glisser le bouton pause du manche en position « marche » (vers le haut) et attendez que le jet d'eau s'échappe de la pointe de la canule. Arrêtez le jet d'eau en faisant glisser le bouton pause sur la position « arrêt » (vers le bas).

Remarque : cette étape est à effectuer uniquement à la première utilisation après l'achat.



74 Français

- 8 Appuyez de nouveau sur le bouton marche/arrêt de la base pour éteindre le produit.

Utilisation de votre hydropulseur

- 1 Assurez-vous que le bouton pause du manche est en position « arrêt ».
- 2 Appuyez sur le bouton marche/arrêt de la base pour allumer le produit.




- 3 Placez l'extrémité de la canule dans votre bouche. Penchez-vous au-dessus du lavabo et fermez légèrement les lèvres sur la canule pour éviter les éclaboussures. Entrouvrez suffisamment la bouche pour que l'eau puisse s'écouler dans le lavabo.




Canule standard et confort

Avec la base allumée :

- a Positionnez l'extrémité de la canule juste au-dessus du sillon gingival à un angle de 90°.




- b Faites glisser le bouton pause du manche en position « marche » pour démarrer le jet d'eau.
- c En partant des dents du fond de la mâchoire supérieure ou inférieure, faites glisser la pointe de la canule le long du sillon gingival et faites un courte pause entre chaque dent. Continuez à nettoyer l'intérieur et l'extérieur de vos dents dans un arc de votre bouche pendant 30 secondes.



Remarque : N'oubliez pas de nettoyer l'intérieur de vos dents.

- d Répétez l'opération dans un autre arc de votre bouche pendant 30 secondes, jusqu'à ce que tous les espaces autour et entre vos dents aient été nettoyés pendant au moins une minute.




Remarque : vous pouvez arrêter l'écoulement de l'eau en cours d'utilisation en faisant glisser le bouton pause du manche sur la position « arrêt » (le moteur s'interrompt).


Canule à quatre jets

Avec la base allumée :

- a Positionnez l'extrémité de la canule juste au-dessus du sillon gingival à un angle de 90°. Appuyez doucement pour que la pointe de la canule soit en contact avec le sillon gingival et les dents.




- b Faites glisser le bouton pause du manche en position « marche » pour démarrer le jet d'eau.
- c En partant des dents du fond de la mâchoire supérieure ou inférieure, faites glisser la pointe de la canule le long du sillon gingival et faites un courte pause entre chaque dent. Continuez à nettoyer l'intérieur et l'extérieur de vos dents dans un arc de votre bouche pendant 30 secondes.



Remarque : N'oubliez pas de nettoyer l'intérieur de vos dents.

- d Répétez l'opération dans un autre arc de votre bouche pendant 30 secondes, jusqu'à ce que tous les espaces autour et entre vos dents aient été nettoyés pendant au moins une minute.




Remarque : vous pouvez arrêter l'écoulement de l'eau en cours d'utilisation en faisant glisser le bouton pause du manche sur la position « arrêt » (le moteur s'interrompt).

Nettoyage des crochets orthodontiques avec la canule à quatre jets


- a Pour nettoyer autour des crochets orthodontiques, placez la pointe de la canule sur chaque crochet.

- b Tournez doucement la pointe de la canule autour du crochet en petit cercle avant de passer au crochet sur la dent suivante.




Après chaque utilisation

- 1 Lorsque vous avez terminé, éteignez le produit.
- 2 Retirez et videz le réservoir.
- 3 Retirez la canule du manche en appuyant sur le bouton d'éjection à l'arrière du manche.



- 4 Rincez la canule sous le robinet.
- 5 Remplacez la canule dans le manche.







- 6 Séchez l'excès d'eau de l'attache et du manche.

Nettoyage





Le produit doit être nettoyé une fois par semaine.
Nettoyez le dispositif et les accessoires comme suit :

Réservoir et couvercle

			
	✓	✓	✓








Retirez doucement le réservoir de l'unité. Le réservoir peut être lavé à la main avec de l'eau chaude et du savon doux ou nettoyé au lave-vaisselle.

Base et manche

			
	✓	✗	✗

Si nécessaire, vous pouvez nettoyer l'extérieur de la base et le manche à l'aide d'un chiffon et d'un savon doux.

Brosses

Nettoyage régulier :

Retirez la canule du manche. Rincez la canule à l'eau chaude.

À intervalles de quelques mois, ou si votre canule est obstruée :

Faites tremper la canule dans un récipient contenant 2 volumes d'eau et 1 volume de vinaigre blanc pendant 5 minutes. Rincez la canule à l'eau chaude.

Composants internes, tuyau et manche

Remplissez le réservoir d'eau chaude et ajoutez 1 à 2 cuillères à soupe de vinaigre blanc. Retirez le manche, orientez la canule vers le lavabo et allumez le produit pour faire circuler la solution dans l'unité jusqu'à ce que le réservoir soit vide. Rincez en recommençant l'opération avec un réservoir plein d'eau chaude propre.

Rangement

Si vous ne comptez pas utiliser l'appareil pendant une période prolongée, débranchez-le de la prise électrique, nettoyez-le et rangez-le dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière.

Remplacement

Remplacez les canules tous les 6 mois ou immédiatement si elles sont endommagées. Pour acheter des accessoires ou des pièces de rechange, consultez le site Web philips.com ou rendez-vous chez votre revendeur Philips Sonicare local. Vous pouvez également

contacter le Service Consommateurs Philips de votre pays (consultez le dépliant de garantie internationale pour obtenir les coordonnées).

Les pièces de rechange suivantes sont disponibles :

- Canule classique
- Canule confort
- Canule à quatre jets

Remarque : La disponibilité des pièces de rechange peut varier d'un pays à un autre.

Foire aux questions

Question	Réponse
Puis-je utiliser du bain de bouche ou des huiles essentielles dans mon réservoir ?	L'utilisation d'huiles essentielles dans le réservoir est déconseillée. Vous pouvez mélanger le bain de bouche avec de l'eau et l'utiliser dans le réservoir. Après l'utilisation de bain de bouche, rincez l'appareil afin d'éviter tout risque d'obstruction. Remplissez partiellement le réservoir d'eau chaude et faites fonctionner le produit, pointe de la canule orientée vers le lavabo, jusqu'à ce que le réservoir soit vide.
D'autres canules sont-elles compatibles avec mon hydropulseur dentaire Philips Sonicare ?	Seules les canules dédiées à l'hydropulseur dentaire Philips Sonicare fonctionnent avec cet appareil. Les canules Philips AirFloss ou d'autres marques et ne sont pas compatibles avec ce produit.
À quelle fréquence dois-je remplacer ma canule ?	Nous vous conseillons de remplacer votre canule après 6 mois d'utilisation. Vous trouverez plus d'informations sur l'achat de pièces de rechange sur le site Web philips.com .

Dépannage

Cette rubrique récapitule les problèmes les plus courants que vous pouvez rencontrer avec l'appareil. Si vous ne parvenez pas à résoudre un problème à l'aide des renseignements ci-dessous, rendez-vous sur le site www.philips.com/support et consultez la liste des questions fréquemment posées ou contactez le Service Consommateurs Philips de votre pays.

Problème	Cause possible	Solution
L'appareil ne « s'amorce » pas (l'eau ne s'écoule pas de la canule à la première utilisation).	<ul style="list-style-type: none"> - Le réservoir n'est pas correctement positionné. - L'appareil n'est pas resté allumé assez longtemps pour s'amorcer correctement. - Le bouton pause sur le manche est en position « pause ». 	<ul style="list-style-type: none"> - Assurez-vous que le réservoir est correctement positionné sur la base en le poussant vers le bas. - Assurez-vous que le bouton pause sur le manche est en position « marche ». - Faites fonctionner le produit pendant 30 secondes à haute intensité pour vous assurer qu'il a assez de temps pour s'amorcer (voir 'Préparation').
Le produit s'éteint et tous les voyants se mettent à clignoter.	<ul style="list-style-type: none"> - Le produit fonctionne depuis trop longtemps et est en surchauffe. 	<ul style="list-style-type: none"> - Débranchez l'appareil et ne l'utilisez pas pendant deux heures. - Au bout de deux heures, rebranchez-le et si les voyants clignotent encore, contactez le service Consommateurs.

Problème	Cause possible	Solution
L'appareil ne s'allume pas après que j'ai appuyé sur le bouton marche/arrêt.	<ul style="list-style-type: none"> - L'appareil n'est pas branché. - Le cordon d'alimentation est endommagé. - Le produit ne fonctionne pas correctement. 	<ul style="list-style-type: none"> - Vérifiez que l'appareil est correctement branché, tant au niveau de la prise murale qu'à la base de l'appareil. - Vérifiez que le cordon d'alimentation n'est pas endommagé. - Si le problème persiste, contactez le service Consommateurs.
L'ancrage mécanique se détache de l'appareil.	<ul style="list-style-type: none"> - L'appareil est tombé. 	<ul style="list-style-type: none"> - Remettez l'ancrage mécanique en place.
Le réservoir vibre.	<ul style="list-style-type: none"> - Le réservoir n'est pas correctement positionné. 	<ul style="list-style-type: none"> - Assurez-vous que le réservoir est correctement installé sur la base de l'appareil en le poussant légèrement vers le bas.

Localisation du numéro de modèle

Recherchez le numéro de modèle sur la partie inférieure de la base (HX37XX).

Garantie et assistance

Philips garantit ses produits pendant deux ans à compter de la date d'achat. À sa discrétion, Philips réparera tout défaut de matériel ou de main-d'œuvre ou remplacera tout appareil défectueux si une preuve d'achat peut être présentée durant la période de garantie. Pour des performances optimales, Philips recommande d'utiliser exclusivement des canules Sonicare. L'utilisation d'autres canules peut endommager votre hydropulseur dentaire et limiter votre protection sous garantie.

Pour obtenir des informations sur le produit, une assistance ou des instructions d'utilisation en ligne, consultez le site suivant :

www.philips.com/support ou lisez le dépliant sur la garantie internationale.

Limites de la garantie

La garantie internationale ne couvre pas les éléments suivants :

- Réservoir
- Brosses
- Les dommages causés par l'utilisation de pièces de rechange ou de canules non autorisées.
- Les dommages causés par une mauvaise utilisation, un usage abusif, de la négligence ou encore des modifications ou réparations non autorisées.
- L'usure normale, incluant les ébréchures, les égratignures, les abrasions, la décoloration ou l'affadissement des couleurs.

Recyclage



- Ce symbole signifie que ce produit ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers (2012/19/EU).
- Respectez les réglementations de votre pays concernant la collecte séparée des appareils électriques et électroniques. La mise au rebut appropriée des piles permet de protéger l'environnement et la santé.

Informazioni di sicurezza importanti

Prima di utilizzare l'apparecchio, leggete attentamente queste informazioni importanti e conservatele per eventuali riferimenti futuri.

PERICOLO

- Tenete l'alimentatore lontano dall'acqua.
- Non appoggiate o riponete il prodotto dove potrebbe cadere o essere trascinato nel lavandino o nella vasca.
- Non cercate di recuperare il prodotto se quest'ultimo è caduto accidentalmente nell'acqua. Scollegate immediatamente la spina dalla presa di corrente.
- Non immergete l'alimentatore o la base in acqua, né in altre sostanze liquide.
- Dopo la pulizia, accertatevi che l'alimentatore sia completamente asciutto prima di inserirlo nella presa di corrente.

AVVERTENZE

Per ridurre il rischio di ustioni, scosse elettriche, incendio o lesioni personali:

- Utilizzate solo l'alimentatore (WAC1001) fornito con l'idropulsore.
- Se una qualsiasi parte del prodotto risulta danneggiata (alimentatore, base, manico, tubo flessibile o beccuccio), non utilizzatelo.

- Sostituite l'alimentatore esclusivamente con uno originale al fine di evitare situazioni pericolose.
- Tenete il cavo lontano da superfici calde.
- Questo apparecchio non contiene parti riparabili dall'utente. Se l'apparecchio è danneggiato, contattate il Centro Assistenza Clienti del vostro Paese (vedere 'Garanzia e assistenza').
- Non utilizzate il prodotto all'aperto.
- L'altitudine massima di utilizzo è di 4.420 metri.
- Questo prodotto non è adatto all'uso da parte di persone (inclusi i bambini) con capacità mentali, fisiche o sensoriali ridotte, prive di esperienza o conoscenze adeguate, fatti salvi i casi in cui tali persone abbiano ricevuto assistenza o formazione per l'uso del prodotto da una persona responsabile della loro sicurezza.
- Adottate le dovute precauzioni per evitare che i bambini giochino con il prodotto.
- Non riempite il serbatoio con acqua calda. L'acqua calda può causare ustioni.

- L'idropulsore Philips Sonicare è un apparecchio per la cura personale e non è destinato all'uso da parte di più utenti.
- Se pensate di non utilizzare il prodotto per un lungo periodo di tempo, disinseritelo dalla presa di corrente, pulitelo e riponetelo in un luogo fresco e asciutto lontano dalla luce diretta del sole.

ATTENZIONE

- Per evitare danni al prodotto, non lavate il prodotto o le sue parti in lavastoviglie, se non diversamente indicato.
- Se nel corso degli ultimi 2 mesi vi siete sottoposti a interventi su denti o gengive, chiedete il parere del vostro dentista prima di utilizzare l'idropulsore Philips Sonicare.
- Rivolgetevi al vostro dentista nel caso di eccessivo sanguinamento dopo l'uso dell'apparecchio o qualora tale sanguinamento continui per più di una settimana.

- L'idropulsore Philips Sonicare è conforme agli standard di sicurezza sui dispositivi elettromagnetici. In caso di portatori di pacemaker o di altro dispositivo impiantato, consultate il vostro medico o il produttore del dispositivo impiantato prima dell'uso.
- Per dubbi di natura medica, consultate il medico prima di utilizzare l'idropulsore Philips Sonicare.
- Questo prodotto è destinato esclusivamente alla pulizia di denti e gengive. Non utilizzatelo per scopi diversi. Ad esempio, occhi, naso e orecchie. Interrompete l'uso del dispositivo e consultate il vostro medico qualora avvertiate disagio o dolore.
- Utilizzate esclusivamente le bocchette consigliate da Philips Sonicare.

Campi elettromagnetici (EMF)

Questo apparecchio Philips è conforme a tutti gli standard e alle norme relativi all'esposizione ai campi elettromagnetici.

Introduzione

Benvenuti in Philips! Congratulazioni per il vostro nuovo idropulsore Sonicare. Per trarre il massimo vantaggio dall'assistenza fornita da Philips, registrate il vostro prodotto sul sito **philips.com/welcome**.

Uso previsto

L'idropulsore Philips Sonicare è un irrigatore orale progettato per rimuovere la placca e i residui di cibo tra i denti e la superficie dei denti, al fine di contrastare la formazione della carie e migliorare e mantenere la salute gengivale. Questo prodotto è destinato all'uso domestico, da utilizzare di norma almeno una volta al giorno. L'uso da parte dei bambini (dai 6 anni in su) deve avvenire sempre con la supervisione di un adulto.

Idropulsore Philips Sonicare (Fig. 1)

- 1 Coperchio del serbatoio
- 2 Serbatoio
- 3 Pulsante modalità
- 4 Indicatore della modalità
- 5 Pulsante on/off
- 6 Selettore dell'intensità
- 7 Tubo flessibile
- 8 Vano di avvolgimento del tubo flessibile
- 9 Base
- 10 Base docking del manico
- 11 Impugnatura
- 12 Interruttore di pausa
- 13 Pulsante di espulsione del beccuccio
- 14 Beccuccio Quad Stream*
- 15 Beccuccio Comfort*
- 16 Beccuccio Standard*
- 17 Alimentatore

*Nota: il contenuto della confezione potrebbe non includere tutti gli articoli mostrati a seconda della configurazione del prodotto acquistata.

Bocchette

Per scoprire il tipo di beccucci di cui disponete, controllate il codice alla base del beccuccio. Ogni tipo di beccuccio offre vantaggi diversi.



Etichetta del beccuccio	F1	F2	F3
Nome del beccuccio	Spazzola standard	Beccuccio Comfort	Beccuccio Quad Stream
Vantaggio	Beccuccio Standard con un solo flusso d'acqua per rimuovere residui e placca.	Beccuccio in gomma morbida per comfort e facilità di posizionamento per chi ha gengive sensibili.	Beccuccio in gomma morbida che permette di convogliare l'acqua in un flusso a forma di croce che rimuove delicatamente la placca per una pulizia agevole.

Modalità

L'idropulsore è dotato di due modalità:

Clean

Questa modalità, con pacer, fornisce pressione dell'acqua standard per una pulizia eccezionale.

Deep clean

Questa modalità, con tecnologia Pulse Wave, fornisce getti d'acqua forti e delicati per una pulizia accurata.

Nota: per dettagli sulla "tecnologia Pulse Wave" e sulla "funzione pacer" (vedere 'Caratteristiche').

Selezione delle modalità

- 1 Premete il pulsante on/off per accendere l'apparecchio.
- 2 Premete il pulsante della modalità per selezionare la modalità desiderata.



Impostazioni dell'intensità

L'idropulsore è dotato di 10 differenti impostazioni di intensità. Per modificare manualmente l'intensità, accendete la base e ruotate il selettore dell'intensità sull'impostazione desiderata.




Nota: per il primo utilizzo, avviate l'apparecchio dall'impostazione più bassa. Si consiglia di aumentare l'intensità nel corso di qualche settimana dopo più utilizzi. In questo modo si otterranno migliori vantaggi di pulizia in quanto riuscirete a tollerare impostazioni più elevate.

Caratteristiche

Pacer

La modalità **Clean** è dotata della funzione pacer. Tramite una breve pausa nel flusso d'acqua, questa funzione indica quando dovrete passare alla sezione successiva della bocca.



Nota: questa funzione è presente solo nella modalità Clean.

Attivazione o disattivazione della funzione pacer

Potete attivare o disattivare la funzione pacer tenendo premuti contemporaneamente il pulsante on/off e il pulsante della modalità per 5 secondi.

- Quando disattivata, tutte le spie lampeggiano una volta.
- Quando attivata, tutte le spie lampeggiano due volte.

Tecnologia Pulse Wave

La modalità **Deep clean** è dotata della funzione "tecnologia Pulse Wave". L'intensità del flusso d'acqua aumenta e diminuisce, fornendo una breve pausa durante la quale potete spostare il beccuccio nello spazio successivo tra i denti.

Messa in funzione

- 1 Collegate lo spinotto nella parte inferiore della base e collegate la spina di alimentazione a qualsiasi presa di corrente da 100-240 V.
- 2 Rimuovete il serbatoio dalla base.

Nota: assicuratevi che il prodotto sia spento prima di rimuovere il serbatoio.


- 3 Aprite il coperchio, riempite il serbatoio con acqua tiepida fino al livello massimo (MAX).




92 Italiano

- 4 Chiudete il coperchio. Posizionate nuovamente il serbatoio sulla base.

Nota: premete con fermezza verso il basso per assicurarvi che non ci sia spazio tra il serbatoio e la base.



- 5 Inserite il beccuccio preferito nel manico. Premete il beccuccio fino a sentire un clic.




- 6 Premete il pulsante on/off sulla base per accendere il prodotto. Selezionate la modalità e l'intensità desiderate.



- 7 Rimuovete il manico dalla base e rivolgete la punta del beccuccio verso il lavandino. Fate scorrere l'interruttore di pausa sul manico in posizione "on" (verso l'alto) e attendete che il flusso d'acqua fuoriesca dalla punta del beccuccio. Interrompete il flusso d'acqua facendo scorrere l'interruttore di pausa in posizione "off" (verso il basso).

Nota: effettuate questo passaggio solo per il primo utilizzo dopo l'acquisto.




- 8** Premete nuovamente il pulsante on/off sulla base per spegnere il prodotto.

Utilizzo dell'idropulsore

- 1** Assicuratevi che l'interruttore di pausa sul manico sia in posizione "off".
- 2** Premete il pulsante on/off sulla base per accendere il prodotto.




- 3** Posizionate la punta del beccuccio in bocca. Piegatevi verso il lavandino e accostate leggermente le labbra sul beccuccio per evitare schizzi. Lasciate spazio sufficiente per consentire all'acqua di fluire dalla bocca nel lavandino.




Beccuccio Standard e Comfort

Con la base accesa:

- a** Posizionate la punta del beccuccio appena sopra il margine gengivale con un angolo di 90°.




- b Fate scorrere l'interruttore di pausa sul manico in posizione "on" per avviare il flusso d'acqua.
- c Partendo dai denti posteriori nella mascella superiore o inferiore, fate scorrere la punta del beccuccio lungo il margine gengivale e fate una breve pausa tra i denti. Continuate a pulire sia l'interno che l'esterno dei denti in un'arcata della bocca per 30 secondi.



Nota: Ricordate di pulire l'interno dei denti.

- d Ripetete nell'altra arcata della bocca per altri 30 secondi fino a quando tutti gli spazi intorno e tra i denti sono stati puliti per almeno un minuto.




Nota: Potete interrompere il flusso d'acqua durante l'uso facendo scorrere l'interruttore di pausa sul manico in posizione "off" (il motore sarà in pausa).


Beccuccio Quad Stream

Con la base accesa:

- a Posizionate la punta del beccuccio appena sopra il margine gengivale con un angolo di 90° . Premete delicatamente in modo che la punta del beccuccio sia a contatto con il margine gengivale e i denti.




- b Fate scorrere l'interruttore di pausa sul manico in posizione "on" per avviare il flusso d'acqua.
- c Partendo dai denti posteriori nella mascella superiore o inferiore, fate scorrere la punta del beccuccio lungo il margine gengivale e fate una breve pausa tra i denti. Continuate a pulire sia l'interno che l'esterno dei denti in un'arcata della bocca per 30 secondi.



Nota: Ricordate di pulire l'interno dei denti.


- d Ripetete nell'altra arcata della bocca per altri 30 secondi fino a quando tutti gli spazi intorno e tra i denti sono stati puliti per almeno un minuto.



Nota: Potete interrompere il flusso d'acqua durante l'uso facendo scorrere l'interruttore di pausa sul manico in posizione "off" (il motore sarà in pausa).


Pulizia degli apparecchi ortodontici con il beccuccio Quad Stream

- a Per pulire attorno alle placchette dell'apparecchio ortodontico, posizionate la punta del beccuccio su ogni placchetta.
- b Ruotate delicatamente la punta del beccuccio attorno alla placchetta in piccoli cerchi prima di passare alla placchetta sul dente successivo.



Dopo ogni uso

- 1 Terminata l'operazione, spegnete il prodotto.
- 2 Prendete e svuotate il serbatoio.
- 3 Rimuovete il beccuccio dal manico premendo il pulsante di espulsione sul retro del manico.



- 4 Sciacquate il beccuccio sotto l'acqua corrente.
- 5 Reinserite il beccuccio nel manico.







- 6 Asciugate l'acqua in eccesso dal cavo e dal manico.

Pulizia

È necessario pulire il prodotto una volta alla settimana.





Pulite l'apparecchio e gli accessori come segue:

Serbatoio e coperchio

			
	✓	✓	✓








Rimuovete delicatamente il serbatoio dall'unità. Potete lavare il serbatoio a mano con acqua calda e sapone neutro o in lavastoviglie.

Base e manico

			
	✓	✗	✗

Se necessario, potete pulire l'esterno della base e il manico con un panno morbido e sapone neutro.

Bocchette

Pulizia regolare:

Rimuovete la bocchetta dall'impugnatura. Sciacquate la punta con acqua calda.

Ogni tanto o in caso di ostruzione del beccuccio:

Immergete per 5 minuti il beccuccio in un contenitore con 2 parti di acqua e 1 parte di aceto bianco. Sciacquate il beccuccio con acqua calda.

Componenti interni, tubo flessibile e manico

Riempite il serbatoio con acqua calda e aggiungete 1-2 cucchiaini di aceto bianco. Rimuovete il manico, rivolgete il beccuccio verso il lavandino e accendete il prodotto per scorrere la soluzione attraverso l'unità fino al completo svuotamento del serbatoio. Sciacquate ripetendo lo stesso processo con un serbatoio pieno di acqua calda pulita.

Conservazione

Se pensate di non utilizzare il prodotto per un lungo periodo di tempo, disinseritelo dalla presa di corrente, pulitelo e riponetelo in un luogo fresco e asciutto lontano dalla luce diretta del sole.

Sostituzione

Sostituite i beccucci ogni 6 mesi o immediatamente se danneggiati. Per acquistare accessori o parti di ricambio, visitate il sito Web

philips.com o recatevi presso il vostro rivenditore Philips Sonicare locale. Potete inoltre contattare il Centro Assistenza Clienti Philips del vostro paese. Per i dettagli, fate riferimento all'opuscolo della garanzia internazionale.

Sono disponibili le seguenti parti di ricambio:

- Spazzola standard
- Beccuccio Comfort
- Beccuccio Quad Stream

Nota: La disponibilità delle parti di ricambio può variare a seconda del Paese.

Domande frequenti

Domanda	Risposta
Posso usare un collutorio o oli essenziali nel serbatoio?	Si sconsiglia di utilizzare oli essenziali nel serbatoio. Il collutorio può essere miscelato con acqua e utilizzato nel serbatoio. Dopo aver usato il collutorio, sciacquate l'apparecchio per evitare ostruzioni riempiendo parzialmente il serbatoio con acqua calda e facendo scorrere il prodotto con la punta rivolta verso il lavandino fino al completo svuotamento del serbatoio.
Esistono altri beccucci adattabili all'idropulsore Philips Sonicare?	Solo i beccucci per idropulsore Philips Sonicare funzionano con questo apparecchio. I beccucci di altre marche e i beccucci Philips AirFloss non sono compatibili con questo prodotto.

Domanda**Risposta**

Con quale frequenza devo sostituire il mio beccuccio?

Consigliamo di sostituire il beccuccio dopo 6 mesi di utilizzo. Ulteriori informazioni sull'acquisto di parti di ricambio sono disponibili sul sito Web **philips.com**

Risoluzione dei problemi

Questo capitolo riassume i problemi più comuni che potreste riscontrare con il dispositivo. Se non riuscite a risolvere il problema con le informazioni riportate di seguito, visitate il sito www.philips.com/support per un elenco di domande frequenti oppure contattate il Centro Assistenza Clienti del vostro paese.

Problema	Possibile causa	Soluzione
L'apparecchio non è "pronto" (al primo utilizzo non fuoriesce acqua dal beccuccio).	<ul style="list-style-type: none"> - Il serbatoio non è completamente inserito. - L'apparecchio non è stato acceso abbastanza a lungo affinché sia pronto correttamente. - L'interruttore di pausa sul manico è in posizione "pausa". 	<ul style="list-style-type: none"> - Assicuratevi che il serbatoio sia completamente inserito spingendolo verso il basso sulla base. - Verificate che l'interruttore di pausa sul manico sia in posizione "on". - Lasciate il prodotto in funzione per 30 secondi ad alta intensità per garantire che vi sia tempo sufficiente per la sua preparazione (vedere 'Messa in funzione').

Problema	Possibile causa	Soluzione
Il prodotto si spegne e tutti i LED iniziano a lampeggiare.	<ul style="list-style-type: none"> - Il prodotto era acceso da troppo tempo e si è surriscaldato. 	<ul style="list-style-type: none"> - Scollegate l'apparecchio e non utilizzatelo per due ore. - Dopo due ore, ricollegatelo e se i LED continuano a lampeggiare, chiamate l'assistenza clienti.
L'apparecchio non si accende dopo aver premuto il pulsante di accensione.	<ul style="list-style-type: none"> - L'apparecchio non è collegato. - Il cavo di alimentazione è danneggiato. - Si è verificato un malfunzionamento del prodotto. 	<ul style="list-style-type: none"> - Assicuratevi che l'apparecchio sia collegato correttamente, sia alla presa a muro che alla parte inferiore dell'apparecchio. - Verificate che il cavo di alimentazione non sia danneggiato. - Se non riuscite a identificare il problema, chiamate l'assistenza clienti.
La base docking meccanica si scollega dall'apparecchio.	<ul style="list-style-type: none"> - L'apparecchio è caduto. 	<ul style="list-style-type: none"> - Spingete in posizione la base docking meccanica.
Il serbatoio produce un tintinnio.	<ul style="list-style-type: none"> - Il serbatoio non è completamente inserito. 	<ul style="list-style-type: none"> - Assicuratevi che il serbatoio sia completamente inserito sulla base dell'apparecchio spingendolo leggermente verso il basso.

Individuazione del numero del modello

Cercate nella parte inferiore della base il numero del modello (HX37XX).

Garanzia e assistenza

Philips garantisce i suoi prodotti per due anni dalla data di acquisto. Per i problemi dovuti a materiali o lavorazione difettosa, è prevista la riparazione o sostituzione a spese di Philips a condizione che venga fornita una prova di acquisto valida nell'arco del periodo di assistenza. Philips consiglia di utilizzare beccucci Sonicare originali per ottenere prestazioni ottimali. L'uso di beccucci diversi può danneggiare l'idropulsore e compromettere la validità della garanzia. Per informazioni sul prodotto, supporto e istruzioni per l'utente online, visitate: www.philips.com/support o leggete l'opuscolo della garanzia internazionale.

Limitazioni della garanzia

I termini della garanzia internazionale non coprono quanto segue:

- Serbatoio
- Bocchette
- Danni causati dall'uso di parti di ricambio non autorizzate o beccucci non autorizzati
- Danni dovuti a un uso improprio, abuso, trascuratezza, alterazioni o riparazioni non autorizzate
- Normale usura, incluso scheggiature, graffi, abrasioni, scoloritura o alterazione dei colori

Riciclaggio



- Questo simbolo indica che il prodotto non può essere smaltito con i normali rifiuti domestici (2012/19/UE).
- Ci sono due situazioni in cui potete restituire gratuitamente il prodotto vecchio a un rivenditore:

- 1 Quando acquistate un prodotto nuovo, potete restituire un prodotto simile al rivenditore.
 - 2 Se non acquistate un prodotto nuovo, potete restituire prodotti con dimensioni inferiori a 25 cm (lunghezza, altezza e larghezza) ai rivenditori con superficie dedicata alla vendita di prodotti elettrici ed elettronici superiore ai 400 m².
- In tutti gli altri casi, attenetevi alle normative di raccolta differenziata dei prodotti elettrici ed elettronici in vigore nel vostro paese: un corretto smaltimento consente di evitare conseguenze negative per l'ambiente e per la salute.

Belangrijke veiligheidsinformatie

Lees deze belangrijke informatie zorgvuldig door voordat u het apparaat gaat gebruiken en bewaar de informatie om de aanwijzingen later opnieuw te kunnen raadplegen.

GEVAAR

- Houd de voedingsadapter uit de buurt van water.
- Plaats of bewaar het product niet in de buurt van een badkuip of wasbak waar het gemakkelijk in het water kan vallen of in het water geduwd of getrokken kan worden.
- Als het apparaat in het water valt, trek dan direct de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat uit het water haalt.
- Dompel de voedingsadapter of het basisstation niet in water of een andere vloeistof.
- Controleer na het schoonmaken of de voedingsadapter helemaal droog is, voordat u deze weer aansluit op het stopcontact.

WAARSCHUWINGEN

Houd u aan de volgende regels om het risico op brandwonden, elektrische schokken, brand of persoonlijk letsel te beperken:

- Gebruik uitsluitend de bij de Power Flosser geleverde voedingsadapter (WAC1001).
- Staak het gebruik van het product bij de geringste tekenen van beschadiging van voedingsadapter, basisstation, handvat, slang of spuitkop.
- Vervang de voedingsadapter altijd door een origineel exemplaar van hetzelfde type om gevaar te voorkomen.
- Houd het snoer uit de buurt van hete oppervlakken.
- Dit apparaat bevat geen onderdelen die door de gebruiker gerepareerd kunnen worden. Als het apparaat beschadigd is, neemt u contact op met het Consumer Care Center in uw land (zie 'Garantie en ondersteuning').
- Gebruik het product alleen binnenshuis.
- De maximale hoogte waarop het product kan worden gebruikt, is 4420 meter.

- Dit product is niet bedoeld voor gebruik door personen (waaronder kinderen) met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens, of die gebrek aan ervaring of kennis hebben, tenzij iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid, toezicht op hen houdt of hun heeft uitgelegd hoe het product dient te worden gebruikt.
- Houd toezicht op kinderen (zes jaar en ouder) om te voorkomen dat ze met het product gaan spelen.
- Vul het reservoir niet met heet water. Heet water kan brandwonden veroorzaken.
- De Philips Sonicare Power Flosser is een apparaat voor persoonlijke verzorging en is niet bedoeld voor gebruik door meerdere personen.
- Als u het product gedurende langere tijd niet gebruikt, haalt u de stekker van het product uit het stopcontact, reinigt u het product en bewaart u het product op een koele, droge plaats uit de buurt van direct zonlicht.

LET OP

- Voorkom schade aan het product en reinig het product of de onderdelen ervan niet in de vaatwasmachine, tenzij anders vermeld.
- Raadpleeg vóór gebruik van de Philips Sonicare Power Flosser uw tandarts als u in de afgelopen twee maanden een chirurgische behandeling aan uw mond of tandvlees hebt ondergaan.
- Raadpleeg uw tandarts als uw tandvlees na gebruik van dit apparaat ernstig gaat bloeden of als het nog steeds gaat bloeden nadat u het apparaat één week hebt gebruikt.
- De Philips Sonicare Power Flosser voldoet aan de veiligheidseisen voor elektromagnetische apparaten. Als u een pacemaker of ander geïmplanteed apparaat hebt, neemt u vóór gebruik van het apparaat contact op met uw arts of de fabrikant van het geïmplanteerde apparaat.
- Raadpleeg bij medische klachten een arts voordat u de Philips Sonicare Power Flosser gebruikt.

- Dit product is alleen bedoeld voor de reiniging van het gebit en tandvlees. Gebruik het apparaat niet voor andere doeleinden, zoals de reiniging van ogen, neus en oren. Stop met het gebruik van het apparaat en neem contact op met uw arts als u ongemak of pijn ondervindt.
- Gebruik dit apparaat uitsluitend met de door Philips Sonicare aanbevolen spuitkoppen.

Elektromagnetische velden (EMV)

Dit Philips-apparaat voldoet aan alle toepasselijke richtlijnen en voorschriften met betrekking tot blootstelling aan elektromagnetische velden.

Inleiding

Welkom bij Philips. Gefeliciteerd met uw nieuwe Sonicare Power Flosser. Registreer uw product op philips.com/welcome om optimaal gebruik te kunnen maken van de door Philips geboden ondersteuning.

Beoogd gebruik

De Philips Sonicare Power Flosser is een monddouche die is bedoeld om tandplak en voedselresten tussen de tanden en van het tandoppervlak te verwijderen, ter voorkoming van tandbederf en voor blijvend gezond tandvlees. Dit product is bedoeld voor thuisgebruik, normaal minstens één keer per dag. Gebruik door kinderen (zes jaar en ouder) moet plaatsvinden onder toezicht van een volwassene.

De Philips Sonicare Power Flosser (afb. 1)

- 1 Deksel van het reservoir
- 2 Reservoir
- 3 Modusknop
- 4 Modusindicator
- 5 Aan-uitknop
- 6 Intensiteitsknop
- 7 Slang
- 8 Opbergruimte voor slang
- 9 Basisstation
- 10 Houder voor handvat
- 11 Handvat
- 12 Pauzeschakelaar
- 13 Uitwerpknop spuitkop
- 14 Quad Stream-spuitskop*
- 15 Comfort-spuitskop*
- 16 Standaardspuitskop*
- 17 Voedingsadapter

*Opmerking: Afhankelijk van het product dat u hebt aangeschaft, bevat de verpakking mogelijk niet alle weergegeven onderdelen.

Spuitsoppen

Zie de code aan de onderkant van de spuitkop als u wilt weten welk type spuitkop u hebt. Elk type spuitkop biedt andere voordelen.



Code spuitkop	F1	F2	F3
Naam spuitkop	Standaardspuitskop	Comfort-spuitskop	Quad Stream-spuitskop

Voordeel

Standaardspuitkop met één waterstraal voor het verwijderen van voedselresten en tandplak.

Zachte rubberen spuitkop voor extra comfort en gebruiksgemak voor mensen met gevoelig tandvlees.

Zachte rubberen spuitkop die water afgeeft in een kruisvormige straal voor zachte tandplakverwijdering en een moeiteloze grondige reiniging.

Standen

De Power Flosser heeft twee standen:

Clean

Deze stand, met pacer, geeft een standaardwaterdruk voor een uitstekende reiniging.


Deep clean

Deze stand, met Pulse Wave-technologie, geeft sterke en zachte waterpulsen voor een grondig schoon resultaat.

Opmerking: Voor informatie over Pulse Wave-technologie en de pacer' (zie 'Eigenschappen').

Een stand selecteren

- 1 Schakel het apparaat in door op de aan/uit-knop te drukken.
- 2 Druk op de modusknop om de gewenste stand te kiezen.



Intensiteitsinstellingen

De Power Flosser beschikt over tien verschillende intensiteitsinstellingen. U kunt de intensiteit handmatig aanpassen door het basisstation in te schakelen en de intensiteitsknop naar de gewenste instelling te draaien.




Opmerking: De eerste keer dat u het apparaat gebruikt, start u met de laagste instelling. We raden u aan de gebruikte intensiteit in de loop van een paar weken te verhogen. Zo went u geleidelijk aan een hogere intensiteit, wat tot een schoner resultaat kan leiden.

Eigenschappen

Pacer

De **Clean**-stand heeft een pacer. Deze functie geeft met een korte onderbreking van de waterstroom aan wanneer het tijd is om naar het volgende deel van uw mond te gaan.



Opmerking: Deze functie is alleen beschikbaar in de Clean-stand.

Pacer in- en uitschakelen

U kunt de pacerfunctie in- of uitschakelen door de aan/uit-knop en de modusknop gedurende 5 seconden tegelijkertijd ingedrukt te houden.

- Als de functie wordt uitgeschakeld, knipperen alle lampjes één keer.

112 Nederlands

- Als de functie wordt ingeschakeld, knipperen alle lampjes twee keer.

Pulse Wave-technologie

De **Deep clean**-stand heeft de Pulse Wave-functie. De intensiteit van de waterstraal neemt afwisselend toe en af. Hierdoor ontstaat een korte pauze waarin u de spuitkop naar de volgende ruimte tussen uw tanden kunt verplaatsen.

Het apparaat in gebruik nemen

- 1 Steek de kleine stekker in de onderkant van het basisstation en steek de netstekker in een stopcontact (100-240 V).
- 2 Verwijder het reservoir van het basisstation.


Opmerking: Zorg dat het product is uitgeschakeld voordat u het reservoir verwijderd.

- 3 Open het deksel en vul het reservoir tot de MAX-lijn met lauwwarm water.




- 4 Sluit het deksel. Plaats het reservoir terug op het basisstation.

Opmerking: Duw het reservoir stevig omlaag zodat er geen opening tussen het reservoir en het basisstation zit.



- 5 Plaats de gewenste spuitkop op het handvat. Duw op de spuitkop totdat u een klik hoort.




- 6** Druk op de aan/uit-knop op het basisstation om het product in te schakelen. Kies de gewenste stand en intensiteit.



- 7** Haal het handvat uit de houder en richt de punt van de spuitkop in de wasbak. Schuif de pauzeschakelaar op het handvat omhoog naar de 'aan'-stand en wacht totdat er water uit de punt van de spuitkop komt. Stop de waterstroom door de pauzeschakelaar omlaag te schuiven naar de 'uit'-stand.

Opmerking: Deze stap is alleen nodig bij het eerste gebruik na aankoop.



- 8** Druk opnieuw op de aan/uit-knop op het basisstation om het product uit te schakelen.


De Power Flosser gebruiken

- 1** Zorg dat de pauzeschakelaar op het handvat in de 'uit'-stand staat.
- 2** Druk op de aan/uit-knop op het basisstation om het product in te schakelen.

114 Nederlands




- 3** Plaats de punt van de spuitkop in uw mond. Leun over de wasbak en sluit uw lippen gedeeltelijk rond de spuitkop om spatten te voorkomen. Laat voldoende ruimte over, zodat het water uit uw mond de wasbak in kan lopen.




Standaard- en Comfort-spuitkop

Met het basisstation ingeschakeld:

- a Plaats de punt van de spuitkop net boven de rand van uw tandvlees in een hoek van 90° .




- b Schuif de pauzeschakelaar op het handvat naar de 'aan'-stand om de waterstroom te starten.
- c Begin bij de achterste tanden in uw boven- of onderkaak en schuif de punt van de spuitkop langs de rand van uw tandvlees, waarbij u tussen twee tanden steeds even blijft hangen. Reinig gedurende 30 seconden zowel de binnen- als de buitenkant van uw tanden in één tandboog.



Opmerking: Vergeet niet de binnenkant van uw tanden te reinigen.

- d Herhaal nog eens 30 seconden voor de andere tandboog, totdat u alle ruimtes rond en tussen uw tanden hebt gereinigd gedurende ten minste één minuut in totaal.




Opmerking: U kunt tijdens het gebruik de waterstroom stoppen door de pauzeschakelaar op het handvat naar de 'uit'-stand te schuiven. De motor wordt dan stopgezet.

Quad Stream-spuitkop

Met het basisstation ingeschakeld:


- a Plaats de punt van de spuitkop net boven de rand van uw tandvlees in een hoek van 90° . Oefen zachte druk uit, zodat de punt van de spuitkop contact maakt met de rand van het tandvlees en de tanden.



- b Schuif de pauzeschakelaar op het handvat naar de 'aan'-stand om de waterstroom te starten.


116 Nederlands

- c Begin bij de achterste tanden in uw boven- of onderkaak en schuif de punt van de spuitkop langs de rand van uw tandvlees, waarbij u tussen twee tanden steeds even blijft hangen. Reinig gedurende 30 seconden zowel de binnen- als de buitenkant van uw tanden in één tandboog.



Opmerking: Vergeet niet de binnenkant van uw tanden te reinigen.


- d Herhaal nog eens 30 seconden voor de andere tandboog, totdat u alle ruimtes rond en tussen uw tanden hebt gereinigd gedurende ten minste één minuut in totaal.



Opmerking: U kunt tijdens het gebruik de waterstroom stoppen door de pauzeschakelaar op het handvat naar de 'uit'-stand te schuiven. De motor wordt dan stopgezet.


Een beugel reinigen met de Quad Stream-spuitkop

- a U kunt een slotjesbeugel reinigen door de punt van de sproeikop op elk afzonderlijk slotje te plaatsen.
- b Draai met de spuitkop voorzichtig een cirkel rond het slotje alvorens naar het slotje op de volgende tand te gaan.



Na gebruik

- 1 Wanneer u klaar bent, schakelt u het product uit.
- 2 Haal het reservoir van het basisstation en leeg het.
- 3 Verwijder de spuitkop van het handvat door op de uitwerpknop aan de achterkant van het handvat te drukken.



- 4 Spoel de spuitkop af onder de kraan.
- 5 Plaats de spuitkop terug op het handvat.







- 6 Veeg overtollig water van de slang en het handvat.

Reinigen

Het product moet één keer per week worden gereinigd.

Reinig het apparaat en de accessoires als volgt:





Reservoir en deksel

			
	✓	✓	✓

118 Nederlands





Haal het reservoir voorzichtig van het apparaat. U kunt het reservoir met de hand afwassen met warm water en milde zeep, of het in de vaatwasmachine reinigen.

Basisstation en handvat

			
	✓	✗	✗

Indien nodig kunt u de buitenkant van het basisstation en het handvat reinigen met een zachte doek en een mild reinigingsmiddel.

Spuitkoppen

			
	✓	✓	✓

Regelmatig reinigen:

Verwijder de spuitkop van het handvat. Spoel de punt af met warm water.

Om de paar maanden of als de spuitkop verstopt raakt:

Laat de spuitkop gedurende 5 minuten weken in een bakje met 2 delen water en 1 deel witte azijn. Spoel de spuitkop af met warm water.

Interne onderdelen, slang en handvat

Vul het reservoir met warm water en voeg 1-2 eetlepels witte azijn toe. Verwijder het handvat en richt de spuitkop in de wasbak. Schakel het product in en laat de oplossing door het apparaat lopen tot het reservoir leeg is. Spoel na door het bovenstaande te herhalen met een vol reservoir met schoon warm water.

Opbergen

Als u het product gedurende langere tijd niet gebruikt, haalt u de stekker van het product uit het stopcontact, reinigt u het product en bewaart u het product op een koele, droge plaats uit de buurt van direct zonlicht.

Vervanging

Vervang de spuitkop om de zes maanden of meteen bij beschadiging. Ga voor accessoires of reserveonderdelen naar **philips.com** of uw Philips Sonicare-dealer. U kunt ook contact opnemen met het Philips Consumer Care Centrum in uw land (zie de meegeleverde internationale garantieverklaring voor contactgegevens).

De volgende reserveonderdelen zijn verkrijgbaar:

- Standaardspuitkop
- Comfort-spuitkop
- Quad Stream-spuitkop

Opmerking: De beschikbaarheid van reserveonderdelen kan per land verschillen.

Veelgestelde vragen

Vraag

Antwoord

Kan ik mondwater of essentiële oliën gebruiken in het reservoir?

Het wordt afgeraden om essentiële oliën te gebruiken in het reservoir. U kunt wel een mengsel van mondwater en water gebruiken in het reservoir. Spoel het apparaat na gebruik van mondwater om te voorkomen dat het verstopt raakt. Vul daartoe het reservoir met warm water en laat water uit de spuitkop lopen met de punt in de wasbak gericht totdat het reservoir leeg is.

Passen andere spuitkoppen ook op de Philips Sonicare Power Flosser?

Dit apparaat werkt alleen met Philips Sonicare Power Flosser-spuitkoppen. Spuitkoppen van andere merken en Philips AirFloss-spuitkoppen zijn niet compatibel met dit product.

Hoe vaak moet ik de spuitkop vervangen?

We raden u aan de spuitkop na zes maanden gebruik te vervangen. Meer informatie over de aanschaf van reserveonderdelen vindt u op **philips.com**

Problemen oplossen

In dit hoofdstuk worden in het kort de meest voorkomende problemen behandeld die zich kunnen voordoen tijdens het gebruik van het apparaat. Als u het probleem niet kunt oplossen met behulp van de onderstaande informatie, gaat u naar www.philips.com/support voor een lijst met veelgestelde vragen of neemt u contact op met het Consumer Care Center in uw land.

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
<p>Het doorloopsysteem van het apparaat wordt niet gevuld (bij het eerste gebruik komt er geen water uit de spuitkop).</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Het reservoir is niet goed geplaatst. - Het apparaat was niet lang genoeg ingeschakeld om het doorloopsysteem volledig te vullen. - De pauzeschakelaar op het handvat staat in de 'uit'-stand. 	<ul style="list-style-type: none"> - Zorg dat het reservoir goed is geplaatst door het omlaag te duwen op het basisstation. - Zorg dat de pauzeschakelaar op het handvat in de 'aan'-stand staat. - Laat het product gedurende 30 seconden werken op hoge intensiteit zodat u zeker weet dat het product genoeg tijd heeft om het doorloopsysteem te vullen (zie 'Het apparaat in gebruik nemen').
<p>Het product gaat uit en alle lampjes beginnen te knipperen.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - U hebt het product te lang laten werken, waardoor het oververhit is geraakt. 	<ul style="list-style-type: none"> - Haal de stekker uit het stopcontact en gebruik het apparaat gedurende twee uur niet. - Steek na twee uur de stekker weer in het stopcontact. Knipperen de lampjes nog steeds, dan belt u de klantenservice.

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Het apparaat gaat niet aan wanneer ik op de aan/uit-knop druk.	<ul style="list-style-type: none"> - De stekkers van het apparaat zijn niet goed aangesloten. - Het netsnoer is beschadigd. - Er is sprake van een storing. 	<ul style="list-style-type: none"> - Zorg dat de stekkers van het product goed in respectievelijk het stopcontact en de onderkant van het apparaat zitten. - Controleer het netsnoer op schade. - Als u het probleem nog steeds niet hebt gevonden, belt u de klantenservice.
De handvathouder komt los van het apparaat.	<ul style="list-style-type: none"> - Het apparaat is gevallen. 	<ul style="list-style-type: none"> - Duw de handvathouder weer op zijn plaats.
Het reservoir rammelt.	<ul style="list-style-type: none"> - Het reservoir is niet goed geplaatst. 	<ul style="list-style-type: none"> - Controleer of het reservoir goed op het basisstation van het apparaat zit door er zachtjes op te duwen.

Locatie van het modelnummer

U vindt het modelnummer (HX37XX) op de onderkant van het basisstation.

Garantie en ondersteuning

Voor Philips-producten geldt een garantietermijn van twee jaar na de datum van aankoop. Materiaal- en constructiefouten worden verholpen (door reparatie of vervanging) op kosten van Philips mits overtuigend bewijs van aankoop wordt overgelegd binnen de daartoe gestelde periode. Philips raadt aan originele Sonicare-spuitkoppen te gebruiken voor optimale prestaties. Bij gebruik van andere spuitkoppen kan de Power Flosser beschadigd raken en kan de garantie worden beperkt.

Ga voor productinformatie, ondersteuning en online gebruiksaanwijzingen naar www.philips.com/support of lees de meegeleverde internationale garantieverklaring.

Garantiebeperkingen

De volgende zaken vallen niet onder de voorwaarden van de internationale garantie:

- Reservoir
- Sproeikoppen
- Schade als gevolg van het gebruik van niet-goedgekeurde vervangende onderdelen of sproeikoppen
- Schade als gevolg van verkeerd gebruik, misbruik, verwaarlozing, wijzigingen of ongeautoriseerde reparaties
- Gewone slijtage, inclusief kerfjes, krasjes, schuurplekken, verkleuring of verbleking

Recyclen



- Dit symbool betekent dat dit product niet samen met het gewone huishoudelijke afval mag worden weggegooid (2012/19/EU).
- Volg de in uw land geldende regels voor de gescheiden inzameling van elektrische en elektronische producten. Als u oude producten correct verwijdert, voorkomt u negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid.

Informações de segurança importantes

Leia cuidadosamente estas informações importantes antes de utilizar o aparelho e guarde-o para uma eventual consulta futura.

PERIGO

- Mantenha o transformador afastado da água.
- Não coloque, nem guarde o produto num local em que possa cair na banheira ou no lavatório.
- Não tente agarrar um produto que caiu na água. Desligue a ficha de imediato.
- Não mergulhe o transformador nem a base em água ou noutro líquido.
- Após a limpeza, certifique-se de que o transformador está completamente seco antes de o voltar a ligar à corrente.

AVISOS

Para reduzir o risco de queimaduras, eletrocussão, incêndio ou ferimentos em pessoas:

- Utilize apenas o transformador (WAC1001) fornecido com o Power Flosser.

- Se o produto apresentar quaisquer danos (no transformador, na base, no manípulo, na mangueira ou no bocal), não volte a utilizá-lo.
- Solicite sempre a substituição do transformador por um equipamento original para evitar risco de perigo.
- Mantenha o cabo afastado de superfícies aquecidas.
- Este aparelho não contém peças passíveis de assistência pelo utilizador. Se o aparelho estiver danificado, contacte o Centro de Apoio ao Cliente no seu país (consultar 'Garantia e assistência').
- Não utilize o produto no exterior.
- A altitude máxima de utilização reside nos 4420 metros.
- Este produto não se destina a ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência e conhecimentos, salvo se tiverem recebido supervisão ou instruções sobre o uso do produto por alguém responsável pela sua segurança.

- As crianças (com idade superior a 6 anos) devem ser supervisionadas para garantir que não brincam com o produto.
- Não encha o reservatório com água quente. A água quente pode causar queimaduras.
- O Philips Sonicare Power Flosser é um dispositivo para uso pessoal, pelo que não deve ser utilizado por várias pessoas.
- Se não pretender utilizar o produto por um longo período de tempo, desligue-o da tomada elétrica, limpe-o e guarde-o num local fresco e seco, afastado da luz solar direta.

ATENÇÃO

- Para evitar danos no produto, não coloque o produto ou as respetivas peças na máquina de lavar louça, salvo indicação em contrário.
- Se tiver sido submetido a uma cirurgia da boca ou das gengivas nos últimos 2 meses, consulte o seu dentista antes de utilizar o Philips Sonicare Power Flosser.

- Consulte o seu dentista se sangrar excessivamente depois de utilizar a escova ou se a perda de sangue persistir passada 1 semana de utilização.
- O Philips Sonicare Power Flosser está em conformidade com todas as normas de segurança para dispositivos eletromagnéticos. Se tiver um pacemaker ou outro dispositivo implantado, consulte o seu médico ou o fabricante do dispositivo implantado antes da utilização.
- Se tiver preocupações médicas, consulte o seu médico antes de utilizar o Philips Sonicare Power Flosser.
- Este produto destina-se unicamente à lavagem dos dentes e das gengivas. Não o utilize para qualquer outro fim. (Por exemplo, para o nariz e orelhas). Interrompa a utilização do aparelho e contacte o seu médico caso sinta algum desconforto ou dor.
- Não utilize outros bocais a não ser os que são recomendados pela Philips Sonicare.

Campos electromagnéticos (CEM)

Este aparelho Philips cumpre todas as normas e regulamentos aplicáveis relativos à exposição a campos electromagnéticos.

Introdução

Bem-vindo à Philips! Parabéns pela aquisição do seu novo Sonicare Power Flosser. Para beneficiar na totalidade da assistência oferecida pela Philips, registe o seu produto em philips.com/welcome.

Utilização prevista

O Philips Sonicare Power Flosser é um irrigador oral para remoção da placa e dos resíduos de alimentos entre os dentes e na superfície dos dentes com o fito de reduzir as cáries e melhorar e manter a saúde das gengivas. Este produto destina-se a ser utilizado em casa, geralmente pelo menos uma vez por dia. A utilização por crianças (com idade superior a 6 anos) deve ser efetuada sob a supervisão de um adulto.

O seu Philips Sonicare Power Flosser (Fig. 1)

- 1 Tampa do reservatório
- 2 Reservatório
- 3 Botão de modo
- 4 Indicador do modo
- 5 Botão ligar/desligar
- 6 Botão de controlo de intensidade
- 7 Mangueira
- 8 Compartimento de armazenamento da mangueira
- 9 Base
- 10 Base do manípulo
- 11 Pega
- 12 Computador de pausa
- 13 Botão de ejeção do bocal
- 14 Bocal Fluxo quádruplo*
- 15 Bocal Conforto*
- 16 Bocal Standard*
- 17 Transformador

*Nota: O conteúdo da caixa pode não incluir todos os itens apresentados, tendo em conta a configuração do produto adquirido.

Bocais

Para ver de que tipo de bocais dispõe, verifique o código na base do bocal. Cada tipo de bocal oferece vantagens diferentes.



Etiqueta do bocal	F1	F2	F3
Nome do bocal	Bocal Standard	Bocal Conforto	Bocal Fluxo quádruplo
Vantagem	Bocal Standard com um único fluxo de água para remover resíduos e placa bacteriana.	Bocal de borracha suave para maior conforto e facilidade de posicionamento para utilizadores com gengivas sensíveis.	Bocal de borracha suave que direciona a água num fluxo em cruz removendo suavemente a placa, para uma limpeza sem esforço e em profundidade.

Modos

O seu Power Flosser dispõe de dois modos diferentes:

130 Português

Clean

Este modo, com temporizador, fornece uma pressão de água standard para uma boa limpeza.

Deep Clean

Este modo, com tecnologia Pulse Wave, fornece fluxos de água robustos e suaves para uma limpeza profunda.

Nota: Para obter detalhes sobre "Tecnologia Pulse Wave" e "temporizador" (consultar 'Funcionalidades').


Modos de seleção

- 1 Ligue o dispositivo premindo o botão para ligar/desligar.
- 2 Prima o botão de modo para seleccionar o modo pretendido.



Definições de intensidade

O seu Power Flosser está equipado com 10 definições de intensidade diferentes. Para alterar manualmente a intensidade, ligue a base e rode o botão de controlo de intensidade até à definição pretendida.




Nota: Quando utilizar o dispositivo pela primeira vez, comece por utilizar a definição mais baixa. No decurso de algumas semanas, é recomendado ao utilizador aumentar a intensidade do uso. Isto poderá trazer maiores benefícios de limpeza à medida que se vai adaptando às definições de maior intensidade.

Funcionalidades

Temporizador

O modo **Clean** dispõe de um temporizador. Esta funcionalidade indica quando pode passar à secção seguinte da boca através de uma breve pausa no fluxo de água.



Nota: Esta funcionalidade está disponível apenas no modo Clean.

Ativar ou desativar o temporizador

Pode ativar ou desativar a funcionalidade do temporizador, premindo em simultâneo o botão para ligar/desligar e o botão do modo durante 5 segundos.

- Ao desativar, todas as luzes acenderão uma vez.
- Ao ativar, todas as luzes acenderão duas vezes.

Tecnologia Pulse Wave

O modo **Deep Clean** dispõe de uma funcionalidade de "tecnologia Pulse Wave". O fluxo de água aumenta e diminui de intensidade, proporcionando uma breve pausa durante a qual pode deslocar o bocal para o espaço seguinte entre os dentes.

Começar a usar o seu aparelho

- 1 Ligue a ficha pequena na parte inferior da base e a ficha de alimentação a qualquer tomada elétrica de 100-240 V.
- 2 Retire o reservatório da base.

Nota: Certifique-se de que o produto está desligado antes de retirar o reservatório.


- 3 Abra a tampa e encha o reservatório com água tépida até à linha de enchimento com a indicação MAX.

132 Português




- 4** Feche a tampa. Coloque o reservatório novamente na base.

Nota: Prima para baixo firmemente para se certificar de que não existe nenhuma folga entre o reservatório e a base.



- 5** Coloque o bocal escolhido no manípulo. Prima o bocal para baixo até ouvir um "clique".




- 6** Prima o botão para ligar/desligar na estação de base para ligar o produto. Selecione o modo e intensidade pretendidos.



- 7 Remova o manípulo da base e direcione a ponta do bocal para o lavatório. Coloque o comutador de pausa do manípulo na posição de ligado (para cima) e aguarde que o fluxo de água saia pela ponta do bocal. Desligue o fluxo de água colocando o comutador de pausa na posição de desligado (para baixo).

Nota: Este passo deve ser aplicado somente na primeira utilização após a compra.




- 8 Prima novamente o botão para ligar/desligar na base para desligar o produto.

Utilizar o seu Power Flosser

- 1 Certifique-se de que o comutador de pausa no manípulo está na posição de desligado.
- 2 Prima o botão para ligar/desligar na base para ligar o produto.




- 3 Coloque a ponta do bocal na boca. Recline-se sobre o lavatório e feche ligeiramente os lábios sobre o bocal a fim de evitar salpicos. Deixe espaço suficiente para permitir que a água flua da sua boca para o lavatório.




Bocal Standard e Bocal Conforto

Com a estação de base ligada:

- a Posicione a ponta do bocal imediatamente acima da linha da gengiva num ângulo de 90°.




- b Coloque o comutador de pausa do manípulo na posição de ligado para ativar o fluxo de água.
- c A partir dos dentes posteriores e na direção da mandíbula superior ou inferior, deslize a ponta do bocal junto à linha da gengiva e pare brevemente entre cada dente. Continue a limpar a parte interior e exterior dos dentes, num dos arcos da boca, durante 30 segundos.



Nota: Não se esqueça de limpar a parte interior dos dentes.

- d Repita o processo no outro arco da boca durante 30 segundos até todos os espaços em torno e entre os seus dentes serem limpos durante, pelo menos, um minuto.




Nota: Pode desligar o fluxo de água durante a utilização colocando o comutador de pausa do manípulo na posição de desligado (o motor parará).


Bocal Fluxo quádruplo

Com a estação de base ligada:

- Posicione a ponta do bocal imediatamente acima da linha da gengiva num ângulo de 90° . Prima com suavidade de forma a que a ponta do bocal fique em contacto com a linha da gengiva e os dentes.




- Coloque o comutador de pausa do manípulo na posição de ligado para ativar o fluxo de água.
- A partir dos dentes posteriores e na direção da mandíbula superior ou inferior, deslize a ponta do bocal junto à linha da gengiva e pare brevemente entre cada dente. Continue a limpar a parte interior e exterior dos dentes, num dos arcos da boca, durante 30 segundos.



Nota: Não se esqueça de limpar a parte interior dos dentes.

136 Português


- d Repita o processo no outro arco da boca durante 30 segundos até todos os espaços em torno e entre os seus dentes serem limpos durante, pelo menos, um minuto.



Nota: Pode desligar o fluxo de água durante a utilização colocando o comutador de pausa do manípulo na posição de desligado (o motor parará).


Limpar aparelhos ortodônticos com o bocal Fluxo quádruplo

- Para limpar aparelhos ortodônticos, coloque a ponta do bocal sobre cada bracket.
- Rode suavemente a ponta do bocal em torno do bracket em pequenos movimentos circulares e, em seguida, passe para o bracket do dente seguinte.




Após cada utilização

- 1 Quando tiver terminado, desligue o produto.
- 2 Retire e esvazie o reservatório.
- 3 Retire o bocal do manípulo empurrando o botão de ejeção na parte posterior do manípulo.



- 4 Enxague o bocal debaixo da torneira.
- 5 Coloque o bocal novamente no manípulo.









- 6 Seque o excesso de água da mangueira e do manípulo.

Limpeza

O produto deve ser limpo uma vez por semana.





Limpe o dispositivo e os acessórios da seguinte forma:

Reservatório e tampa





Retire suavemente o reservatório da unidade. O reservatório pode ser lavado à mão com água quente e um detergente suave ou lavado na máquina de lavar louça.

Base e manípulo

			
	✓	✗	✗

Quando necessário, pode limpar o exterior da base e do manípulo com um pano de limpeza macio e um detergente suave.

Bocais

			
	✓	✓	✓

Limpeza regular:

Retire o bocal da pega. Enxague a ponta debaixo de água morna.

Em caso de entupimento do bocal ou a cada dois meses:

Coloque o bocal num recipiente com 2 partes de água e 1 parte de

vinagre branco durante 5 minutos. Enxague o bocal com água quente.

Componentes internos, mangueira e manípulo

Encha o reservatório com água quente e adicione 1 a 2 colheres de sopa de vinagre branco. Remova o manípulo, direcione o bocal para o lavatório e ligue o produto para passar a solução pela unidade até que o reservatório fique vazio. Enxague repetindo o processo com um reservatório cheio de água quente limpa.

Arrumação

Se não pretender utilizar o produto por um longo período de tempo, desligue-o da tomada elétrica, limpe-o e guarde-o num local fresco e seco, afastado da luz solar direta.

Substituição

Substitua os bocais de 6 em 6 meses ou de imediato, em caso de danos. Para comprar acessórios ou peças sobresselentes, visite **philips.com** ou dirija-se ao seu revendedor local Philips Sonicare. Também pode contactar o Centro de Apoio ao Cliente da Philips no seu país (consulte os detalhes de contacto no folheto da garantia internacional).

Estão disponíveis as seguintes peças sobresselentes:

- Bocal Standard
- Bocal Conforto
- Bocal Fluxo quádruplo

Nota: A disponibilidade das peças sobresselentes pode variar consoante o país.

Perguntas mais frequentes

Pergunta	Resposta
Posso utilizar elixir bucal ou óleos essenciais no meu reservatório?	Não é recomendada a utilização de óleos essenciais no reservatório. Pode misturar elixir bucal com água e utilizar a mistura no reservatório. Após utilizar o elixir bucal, lave o dispositivo para evitar entupimentos enchendo parcialmente o reservatório com água quente e passando o produto com a ponta voltada para o lavatório até o reservatório ficar vazio.
Existem outros bocais que possa utilizar no meu Philips Sonicare Power Flosser?	Apenas os bocais Philips Sonicare Power Flosser funcionarão neste dispositivo. Os bocais de outras marcas e os bocais Philips AirFloss não são compatíveis com este produto.
Com que frequência devo substituir o meu bocal?	O bocal deve ser substituído após 6 meses de utilização. Pode encontrar mais informações sobre a aquisição de peças sobresselentes em philips.com

Resolução de problemas

Este capítulo resume os problemas mais comuns que pode ter com o aparelho. Se não conseguir resolver o problema com as informações fornecidas a seguir, visite www.philips.com/support para consultar uma lista de perguntas frequentes ou contacte o Centro de Apoio ao Cliente no seu país.

Problema	Possível causa	Solução
O dispositivo não "Carrega" (não sai água do bocal após a primeira utilização.)	<ul style="list-style-type: none"> - O reservatório não está totalmente encaixado. - O dispositivo não esteve ligado tempo suficiente para carregar corretamente. - O comutador de pausa no manipulador está na posição de "pausa". 	<ul style="list-style-type: none"> - Certifique-se de que o reservatório está totalmente encaixado, pressionando-o para baixo na base. - Certifique-se de que o comutador de pausa no manipulador está na posição de "ligado" - Ligue o aparelho durante 30 segundos a alta intensidade para se certificar de que houve tempo suficiente para o aparelho carregar (consultar 'Começar a usar o seu aparelho').
O aparelho desliga-se e todos os LEDs ficam intermitentes.	<ul style="list-style-type: none"> - O aparelho estava a funcionar há demasiado tempo e sobreaqueceu. 	<ul style="list-style-type: none"> - Desligue o dispositivo e não o utilize durante duas horas. - Após duas horas, ligue-o novamente e se os LEDs continuarem a estar intermitentes, contacte o serviço de assistência a clientes.
O dispositivo não liga depois de carregar no botão para ligar/desligar.	<ul style="list-style-type: none"> - O dispositivo não está ligado à corrente elétrica - Existem danos no cabo de alimentação. - Avaria no aparelho. 	<ul style="list-style-type: none"> - Certifique-se de que o dispositivo está ligado corretamente à tomada de parede e à parte inferior do aparelho. - Verifique se o cabo de alimentação está danificado. - Se o problema ainda não tiver sido identificado, contacte o serviço de assistência a clientes.

Problema	Possível causa	Solução
A base mecânica sai do dispositivo.	- O dispositivo caiu.	- Volte a colocar a base mecânica no devido local.
O reservatório está a produzir um barulho	- O reservatório não está totalmente encaixado	- Certifique-se de que o reservatório está totalmente encaixado na base do dispositivo, empurrando-o para baixo ligeiramente.

Localizar o número do modelo

Procure o número do modelo (HX37XX) na parte inferior da base.

Garantia e assistência

A Philips oferece uma garantia de dois anos após a data de compra para os seus produtos. Os defeitos devido a problemas nos materiais ou na execução do produto serão reparados ou substituídos, sendo os encargos assumidos pela Philips, desde que seja fornecida uma prova de compra legítima durante o período de validade da garantia. Para um desempenho otimizado, a Philips recomenda a utilização de bocais Sonicare genuínos. A utilização de outros bocais pode danificar o Power Flosser e limitar a proteção da garantia.

Para obter informações sobre o produto, apoio ao cliente e instruções online para utilizadores, visite: www.philips.com/support ou consulte o folheto de garantia internacional.

Restrições à garantia

Os termos da garantia internacional não abrangem o seguinte:

- Reservatório
- Bocais
- Danos causados pela utilização de peças sobresselentes ou bocais não autorizados.
- Danos causados por utilização indevida, abuso, negligência, alterações ou reparação não autorizada

- Desgaste normal, incluindo falhas, riscos, erosão, descoloração ou desvanecimento

Reciclagem



- Este símbolo significa que este produto não deve ser eliminado juntamente com os resíduos domésticos comuns (2012/19/UE).
- Cumpra as regras nacionais de recolha seletiva de produtos elétricos e eletrónicos. A eliminação correta ajuda a evitar consequências prejudiciais para o meio ambiente e a saúde pública.

Önemli güvenlik bilgileri

Cihazı kullanmadan önce bu önemli bilgileri dikkatlice okuyun ve gelecekte başvurmak üzere saklayın.

TEHLİKE

- Güç adaptörünü sudan uzak tutun.
- Ürünü, küvete ya da lavaboya düşebileceği veya girebileceği yerlere koymayın veya oralarda bulundurmayın.
- Suyu düşmüş bir ürünü almaya kalkışmayın. Derhal fişini çekin.
- Güç adaptörünü veya tabanı, suya ya da başka herhangi bir sıvı maddeye batırmayın.
- Temizleme işleminden sonra, güç adaptörünü prize takmadan önce cihazın tamamen kuru olduğundan emin olun.

Uyarılar

Yanıklar, elektrik çarpması, yangın veya kişilerin yaralanma riskini azaltmak için:

- Yalnızca Elektrikli Ağız Duşu ile birlikte verilen güç adaptörünü (WAC1001) kullanın.
- Ürün herhangi bir şekilde hasar görmüşse (güç adaptörü, taban, sap, hortum veya başlık) ürünü kullanmayı bırakın.

- Tehlikeyi önlemek için güç adaptörünün mutlaka bir başka orijinal cihaz ile değiştirildiğinden emin olun.
- Kabloyu sıcak yüzeylerden uzak tutun
- Bu cihaz kullanıcı tarafından onarılabilecek hiçbir parça içermemektedir. Cihaz zarar gördüyse, ülkenizdeki (bkz. 'Garanti ve destek') Müşteri Destek Merkezi ile temasa geçin.
- Ürünü açık alanlarda kullanmayın
- Maksimum kullanım yüksekliği 4420 metredir.
- Bu ürün, güvenliklerinden sorumlu kişilerin nezareti veya talimatı olmadan fiziksel, sinirsel ya da zihinsel becerileri gelişmemiş veya bilgi ve tecrübe açısından yetersiz kişiler tarafından (çocuklar dahil) kullanılmamalıdır.
- Çocukların (6 yaş ve üzeri) ürünle oynamaları engellenmelidir.
- Hazneye sıcak su doldurmayın. Sıcak su yanıklara neden olabilir.
- Philips Sonicare Elektrikli Ağız Duşu bir kişisel bakım cihazıdır ve birden fazla kullanıcı tarafından kullanılmamalıdır.

- Ürünü uzun bir süre kullanmayacaksanız prizden çıkarın, temizleyin ve doğrudan güneş ışığı görmeyen, serin ve kuru bir yerde saklayın.

DIKKAT

- Üründe hasar oluşmasını önlemek için, ürünü veya parçalarını aksi belirtilmediği sürece bulaşık makinesinde yıkamayın.
- Son 2 ay içinde bir diş veya dişeti ameliyatı geçirdiyseniz, Philips Sonicare Elektrikli Ağız Duşu'nu kullanmadan önce diş hekiminize danışın.
- Bu diş fırçasını kullandıktan sonra diş etlerinizde aşırı kanama meydana gelirse veya kanama 1 haftalık kullanımdan sonra devam ederse, diş hekiminize danışın.
- Philips Sonicare Elektrikli Ağız Duşu, elektromanyetik cihazlar için geçerli güvenlik standartlarına uygundur. Kalp pili ya da ameliyatla takılan başka bir cihaz kullanıyorsanız, ağız duşunu kullanmadan önce doktorunuza ya da üreticiye danışın.
- Tıbbi açıdan bilgi almak için Philips Sonicare Elektrikli Ağız Duşu'nu kullanmadan önce doktorunuza danışın.

- Bu ürün sadece diş ve dişeti temizliği için tasarlanmıştır. Başka amaçlar için kullanmayın. (ör. göz, burun ve kulak). Rahatsızlık ya da ağrı hissederseniz cihazı kullanmayı bırakın ve doktorunuza danışın.
- Philips Sonicare tarafından tavsiye edilenler dışındaki başlıklar kullanmayın.

Elektromanyetik alanlar (EMF)

Bu Philips cihaz, elektromanyetik alanlara maruz kalmaya ilişkin geçerli tüm standartlara ve düzenlemelere uygundur.

Giriş

Philips'e hoş geldiniz! Sonicare Elektrikli Ağız Duşu ürününü satın aldığımız için teşekkür ederiz. Philips'in sunduğu destekten tam olarak yararlanmak için ürününüzü philips.com/welcome adresinden kaydettirin.

Kullanım Amacı

Philips Sonicare Elektrikli Ağız Duşu, diş çürümelerini azaltmak ve dişeti sağlığını iyileştirmek ve korumak için diş plağını ve dişler arasındaki gıda kalıntılarını temizlemek üzere tasarlanmıştır. Bu ürün tüketicilerin günde en az bir kez evde kullanımı için tasarlanmıştır. Çocuklar (6 yaş ve üzeri) tarafından kullanımı yetişkin gözetiminde olmalıdır.

Philips Sonicare Elektrikli Ağız Duşu cihazınız (Şek. 1)

- 1 Hazne kapağı
- 2 Hazne
- 3 Mod Düğmesi
- 4 Mod göstergesi
- 5 Açma/kapama düğmesi

148 Türkçe

- 6 Yoğunluk kadranı
- 7 Hortum
- 8 Hortum saklama bölmesi
- 9 Taban
- 10 Sap yerleştirme istasyonu
- 11 Tutma yeri
- 12 Duraklatma düğmesi
- 13 Başlık çıkarma düğmesi
- 14 Quad Stream başlık*
- 15 Comfort başlık*
- 16 Standart başlık*
- 17 Güç adaptörü

*Not: Satın alınan ürün yapılandırmasına bağlı olarak kutu içeriğinde gösterilen tüm parçalar yer almayabilir.

Başlıklar

Sahip olduğunuz başlıkların türünü öğrenmek için başlığın alt kısmındaki kodu kontrol edin. Her bir başlık türü farklı işlevlere sahiptir.



Başlık etiketi	F1	F2	F3
Başlık Adı	Standart başlık	Comfort başlık	Quad Stream başlık

İşlev

Kalıntıları ve plağı temizlemek için tekli su akışı sağlayan standart başlık.

Hassas diş etlerine sahip olanlar için rahatlık ve konumlandırma kolaylığı sağlayan yumuşak kauçuk başlık.

Diş plağını zahmetsiz şekilde derinlemesine temizlemek için suyu çarpı şeklinde bir akışa yönlendiren yumuşak kauçuk başlık.

Modlar

Elektrikli Ağız Duşu cihazınız iki moda sahiptir:

Temizleme

Bu zamanlayıcı mod, mükemmel bir temizlik için standart su basıncı sağlar.

Derinlemesine temizleme

Pulse Wave teknolojisine sahip bu mod, derinlemesine temizlik için güçlü ve nazik su atışları sağlar.

Not: "Pulse Wave teknolojisi" ve "zamanlayıcı" (bkz. 'Özellikler') hakkında ayrıntılı bilgi için bkz.

Mod seçimi

- 1 Açma/kapama düğmesine basarak cihazı açın.
- 2 İstedığınız modu seçmek için mod düğmesine basın.



Yoğunluk Ayarları

Elektrikli ağız duşunuz 10 farklı yoğunluk ayarıyla birlikte gelir. Yoğunluğu manuel olarak değiştirmek için taban aparatını çalıştırın ve yoğunluk kadranını istediğiniz ayara getirin.




Not: İlk kullanımda cihazı en düşük ayarda başlatın. Kullandığınız yoğunluğu birkaç hafta içinde artırmanız önerilir. Bu, daha yüksek ayarları tolere edebilir hale geleceğiniz için daha iyi temizlik sağlayabilir.

Özellikler

Zamanlayıcı

Temizleme modu zamanlayıcıya sahiptir. Bu özellik, ağızınızın bir sonraki bölümüne ne zaman geçmeniz gerektiğini su akışında kısa bir duraksama ile gösterir.



Not: Bu özellik yalnızca temizleme modunda mevcuttur.

Zamanlayıcının etkinleştirilmesi veya devre dışı bırakılması

Açma/kapama düğmesi ile mod düğmesine aynı anda 5 saniye boyunca basılı tutarak zamanlayıcı özelliğini etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz.

- Devre dışı bırakıldığında tüm ışıklar bir kez yanıp söner.
- Etkinleştirildiğinde tüm ışıklar iki kez yanıp söner.

Pulse Wave teknolojisi

Derinlemesine temizleme modu "Pulse Wave teknolojisi" özelliğine sahiptir. Su akışının yoğunluğu artıp azalarak kısa süreli bir duraksama anı sağlar, böylece başlığı dişleriniz arasında bir sonraki bölüme geçirmek için hareket ettirebilirsiniz.

Başlangıç

- 1 Küçük fişi taban aparatının alt kısmına ve güç fişini herhangi bir 100-240 V prize takın.
- 2 Hazneyi tabandan çıkarn.


Not: Hazneyi çıkarmadan önce ürünün kapalı olduğundan emin olun.

- 3 Kapağı açın ve hazneyi MAX göstergesine kadar ılık suyla doldurun.



- 4 Kapağı kapatın. Hazneyi yeniden tabana yerleştirin.

Not: Hazne ve taban arasında boşluk kalmadığından emin olmak için iyice bastırın.



- 5 İstedığınız başlığı sapa takın. Başlığı "klik" sesi duyana kadar bastırın.

152 Türkçe




- 6 Ürünü açmak için taban istasyonundaki açma/kapama düğmesine basın. İsteddiğiniz modu ve yoğunluğu seçin.



- 7 Sapı tabandan alın ve başlığın ucunu lavaboya doğru tutun. Sap üzerindeki duraklatma düğmesini 'açık' (yukarı) konuma getirin ve başlığın ucundan su akana kadar bekleyin. Duraklatma düğmesini 'kapalı' (aşağı) konuma getirerek su akışını durdurun.

Not: Bu adım yalnızca satın aldıktan sonraki ilk kullanım için geçerlidir.




- 8 Ürünü kapamak için tabandaki açma/kapama düğmesine tekrar basın.

Ağız Duşu Kullanımı

- 1 Sap üzerindeki duraklatma düğmesinin 'kapalı' konumda olduğundan emin olun.
- 2 Ürünü açmak için tabandaki açma/kapama düğmesine basın.




- 3** Başlık ucunu ağzınıza yerleştirin. Lavaboya eğilin ve başlık ağzınızdayken sıçramayı engellemek için ağzınızı hafifçe kapatın. Ağzınızdaki suyun lavaboya akmasını sağlamak için ağzınızı bir miktar aralık bırakın.



Standart ve Comfort Başlık


Taban istasyonu açıldığında:

- a Başlığın ucunu, dişeti çizgisinin hemen üzerine 90° açıyla yerleştirin.




- b Sap üzerindeki duraklatma düğmesini 'açık' konuma getirerek su akışını başlatın.
- c Üst veya alt çenenizdeki arka dişlerinizden başlayarak başlığın ucunu dişeti çizgisi boyunca kaydırın ve her bir diş arasında kısa bir süre duraklayın. Alt ve üst çenenin her biri için, dişlerin iç ve dış kısımlarını 30 saniye süreyle temizlemeye devam edin.

154 Türkçe



Not: Dişlerinizin iç kısmını temizlemeyi unutmayın.

- d Aynı işlemi hem üst hem de alt çene için 30 saniye süreyle tekrar ederek, dişlerinizin etrafındaki ve aralarındaki tüm alanları toplamda en az bir dakika süreyle temizleyin.




Not: Sap üzerindeki duraklatma düğmesini 'kapalı' konuma getirerek kullanım sırasında su akışını durdurabilirsiniz (motor duraklar).


Quad Stream Başlık

Taban istasyonu açıldığında:

- a Başlığın ucunu, dişeti çizgisinin hemen üzerine 90° açıyla yerleştirin. Başlık ucunun dişeti çizgisi ve dişlerle temas etmesini sağlamak için hafifçe bastırın.




- b Sap üzerindeki duraklatma düğmesini 'açık' konuma getirerek su akışını başlatın.
- c Üst veya alt çenenizdeki arka dişlerinizden başlayarak başlığın ucunu dişeti çizgisi boyunca kaydırın ve her bir diş arasında kısa bir süre duraklayın. Alt ve üst çenenin her biri için, dişlerin iç ve dış kısımlarını 30 saniye süreyle temizlemeye devam edin.



Not: Dişlerinizin iç kısmını temizlemeyi unutmayın.


- d Aynı işlemi hem üst hem de alt çene için 30 saniye süreyle tekrar ederek, dişlerinizin etrafındaki ve aralarındaki tüm alanları toplamda en az bir dakika süreyle temizleyin.



Not: Sap üzerindeki duraklatma düğmesini 'kapalı' konuma getirerek kullanım sırasında su akışını durdurabilirsiniz (motor duraklar).

Quad Stream başlık ile diş tellerini temizleme

- a Diş tellerinin etrafındaki alanları temizlemek için başlık ucunu her bir telin üzerine yerleştirin.
- b Diğer dişteki tele geçmeden önce başlık ucunu, küçük dairesel hareketlerle tel üzerinde nazikçe gezdirin.



Her kullanımdan sonra

- 1 İşiniz bittiği zaman cihazı kapatın.
- 2 Hazneyi kaldırıp boşaltın.
- 3 Sapın arkasındaki çıkarma düğmesine basarak başlığı saptan ayırın.

156 Türkçe



- 4 Başlığı musluk altında durulayın.
- 5 Başlığı sapa geri takın.







- 6 Bağlantı noktası ve sap üzerindeki suyu kurulayın.

Temizlik

Ürünün haftada bir kez temizlenmesi gerekir.





Cihazı ve aksesuarları aşağıda açıklanan şekilde temizleyin:

Hazne ve kapak

			
	✓	✓	✓





Hazneyi yavaşça üniteden çıkarın. Hazne, ılık su ve sert olmayan bir sabun ile elde yıkanabilir veya bulaşık makinesinde temizlenebilir.

Taban ve sap

			
	✓	✗	✗

Gerektiğinde tabanın dış kısmını ve sapı yumuşak bir temizleme bezi ve sert olmayan bir sabun ile temizleyebilirsiniz.

Başlıklar

			
	✓	✓	✓

Düzenli Temizleme:

Başlığı saptan çıkartın. Ucunu ılık suyun altında yıkayın.

Birkaç ayda bir veya başlığınız tıkanıldığında:

Başlığı, 2 ölçek su ve 1 ölçek beyaz sirke bulunan bir kaptaki 5 dakika boyunca bekletin. Başlığı ılık suyla durulayın.

158 Türkçe

İç kısımdaki parçalar, hortum ve sap

Hazneyi sıcak suyla doldurun ve 1-2 yemek kaşığı beyaz sirke ekleyin. Sapı çıkarn, başlığı lavaboya tutun ve solüsyonun üniteden geçmesini sağlamak için cihazı hazne boşalana kadar çalıştırın. Tüm hazneyi temiz sıcak suyla doldurarak durulama işlemini tekrarlayın.

Saklama

Ürünü uzun bir süre kullanmayacaksanız prizden çıkarn, temizleyin ve doğrudan güneş ışığı görmeyen, serin ve kuru bir yerde saklayın.

Değişim

Başlıklar 6 ayda bir veya hasar gördüğünde hemen değiştirin. Aksesuar veya yedek parça satın almak için **philips.com** adresini ziyaret edin ya da yerel Philips Sonicare bayinize gidin. Ülkenizdeki Philips Müşteri Hizmetleri Merkezi ile de iletişim kurabilirsiniz (iletişim bilgileri için uluslararası garanti belgesine göz atın).

Aşağıdaki yedek parçalar bulunmaktadır:

- Standart başlık
- Comfort başlık
- Quad Stream başlık

Not: Yedek parçaların bulunabilirliği ülkeye göre değişebilir.

Sıkça sorulan sorular

Soru

Cevap

Haznemde ağız bakım suyu veya esansiyel yağ kullanabilir miyim?

Haznede esansiyel yağ kullanılması önerilmez. Ağız bakım suyu, suyla karıştırılarak haznede kullanılabilir. Ağız bakım suyunu kullandıktan sonra, tıkanmasını önlemek için hazneyi bir miktar sıcak suyla doldurun ve başlık ucunu lavaboya doğru tutup hazne boşalana kadar çalıştırarak cihazı durulayın.

Soru

Cevap

Diğer başlıklar Philips Sonicare Elektrikli Ağız Duşu cihazım ile uyumlu mu?

Bu cihaz yalnızca Philips Sonicare Elektrikli Ağız Duşu başlıkları ile çalışır. Diğer markalara ait başlıklar ve Philips AirFloss başlıkları bu ürün ile uyumlu değildir.

Başlığımı ne sıklıkta değiştirmeliyim?

Başlığınızı her 6 aylık kullanımdan sonra değiştirmenizi öneririz. Yedek parça satın alma hakkında daha fazla bilgi için sitemizi ziyaret edin: philips.com

Sorun giderme

Bu bölümde, cihazla ilgili en sık karşılaşılabileceğiniz sorunları özetleyeceğiz. Sorunu aşağıda verilen bilgilerle çözemezseniz, sıkça sorulan sorular içeren liste için www.philips.com/support adresini ziyaret edin veya ülkenizdeki Müşteri Hizmetleri Merkezi ile iletişime geçin.

Sorun	Olası neden	Çözüm
Cihaz "Hazırlanmıyor" (ilk kullanımda başlıktan su gelmiyor.)	<ul style="list-style-type: none"> - Hazne tam olarak oturmamış. - Cihaz doğru şekilde hazırlanacak kadar açık kalmamış. - Sap üzerindeki duraklatma düğmesi "duraklatma" konumunda. 	<ul style="list-style-type: none"> - Hazneyi tabana doğru bastırarak tam olarak yerine oturduğundan emin olun. - Sap üzerindeki duraklatma düğmesinin "açık" konumda olmasını sağlayın - Ürünün hazırlanmasını (bkz. 'Başlangıç') sağlamak için ürünü 30 saniye boyunca yüksek yoğunlukta çalıştırın.

160 Türkçe

Sorun	Olası neden	Çözüm
Ürün kapanıyor ve tüm LED'ler yanıp sönmeye başlıyor.	<ul style="list-style-type: none">- Ürün uzun süre çalışmış ve aşırı ısınmış.	<ul style="list-style-type: none">- Cihazı elektrik prizinden çıkartın ve iki saat boyunca kullanmayın.- İki saat sonra, fişi tekrar prize takın ve LED'ler hâlâ yanıp sönyorsa müşteri hizmetlerini arayın.
Güç düğmesine bastıktan sonra cihaz açılmıyor.	<ul style="list-style-type: none">- Cihaz prize takılmamış- Güç kablosu hasar görmüş.- Ürün arızası.	<ul style="list-style-type: none">- Cihazın hem elektrik prizine hem de cihazın altındaki bölüme düzgün şekilde takıldığından emin olun.- Güç kablosunda hasar olup olmadığını kontrol edin.- Sorun yine belirlenemezse müşteri hizmetlerini arayın.
Mekanik Yerleştirme İstasyonu cihazdan çıkıyor.	<ul style="list-style-type: none">- Cihaz düşmüş.	<ul style="list-style-type: none">- Mekanik yerleştirme istasyonunu yerine itin.
Hazne tıkırtı sesi çıkıyor	<ul style="list-style-type: none">- Hazne tam olarak oturmamış	<ul style="list-style-type: none">- Hazneyi hafifçe ittirerek haznenin cihazın tabanına düzgün şekilde oturduğundan emin olun.

Model numarasını öğrenme

Model numarası için tabanın alt kısmına bakın (HX37XX).

Garanti ve destek

Philips, ürünleri için satın alma tarihinden itibaren iki yıl garanti vermektedir. Hatalı malzeme veya işçiliğe bağlı kusurlar garanti süresi

içinde satın alma kanıtı sağlanması halinde ücretsiz olarak Philips tarafından onarılır veya değiştirilir. Philips, optimum performans için orijinal Sonicare Başlık kullanmanızı önerir. Farklı Başlık kullanımı, PowerFlosser cihazınıza hasar verebilir ve garanti kapsamınızı sınırlandırabilir.

Ürün bilgileri, destek ve çevrimiçi kullanıcı talimatları için lütfen şu adresi ziyaret edin: www.philips.com/support ya da uluslararası garanti broşürünü okuyun.

Garanti sınırlamaları

Aşağıdakiler, uluslararası garanti kapsamında değildir:

- Hazne
- Başlıklar
- Onaylanmamış yedek parça veya başlık kullanımı nedeniyle oluşan hasarlar.
- Yanlış kullanım, amaç dışı kullanım, ihmal, modifikasyon veya yetkisiz kişilerce yapılan onarım kaynaklı hasarlar
- Çentikler, çizikler, aşınma, renk değiştirme veya solmayı kapsayan normal yıpranma

Geri dönüşüm



- Bu simge, bu ürünün normal evsel atıklarla birlikte atılmaması gerektiği anlamına gelir (2012/19/EU).
- Elektrikli ve elektronik ürünlerin ayrı olarak toplanmasına ilişkin ülkenizde yürürlükte olan yönetmeliklere uyun. İmha işleminin doğru şekilde yapılması çevreyi ve insan sağlığını olumsuz etkileyecek sonuçların önlenmesine yardımcı olur.

— |

| —

— |

| —

— |

| —

— |


| —

— |

| —

— |

| —



www.philips.com/Sonicare

©2021 Koninklijke Philips N.V. (KPNV). All rights reserved. Philips and the Philips shield are trademarks of KPNV. Sonicare and the Sonicare logo are trademarks of Philips Oral Healthcare, LLC and/or KPNV.

3000.053.8785.2 (18/06/2021)

