



Device and controls

Figure 1:





Figure 2:



Explanation of symbols

This instruction manual belongs to this device. The instruction manual includes important information on the initial start-up and handling. Read this instruction manual completely. Failure to follow these instructions may result in serious injury or damage to the device.

**WARNING**  
This symbol identifies hazards that may cause serious personal injury or death.

**CAUTION**  
This symbol identifies hazards that may cause minor personal injury, product damage or property damage.

**IP22**  
The device is protected against splashing water. Water splashed against the enclosure from any direction shall have no harmful effects. Disposal only according to the "WEEE" Waste Electrical and Electronic Equipment EC Directive.

Recycling symbols/codes: These are used to provide information about the material and its proper use and recycling.

Complies with the European Medical Device Regulation (EU) 2017/745. Notified Body is SGS Belgium NV

Catalogue Number

Serial Number

Medical Device

Authorized representative in the European Community / European Union

Unique Device Identifier

Importer

Manufacturer

**medisana GmbH,**  
Carl-Schurz-Str. 2, 41460 NEUSS, GERMANY

**Famidoc Technology Co., Ltd.**  
Room 401, 501, 601, 901, Building 6, Zhongtang Tian'an Cyber Park, No. 89, Jinyuan Road, Zhongtang Town, Dongguan City, Guangdong Province, 523220, P.R. China  
Website: www.famidoc.com

**Shanghai International Holding Corp. GmbH**  
(Europe)  
Eiffestraße 80, 20537 Hamburg, GERMANY

**GB IMPORTANT INFORMATION!  
KEEP IN A SAFE PLACE!**



**Please read this instruction manual carefully, in particular the safety instructions, before using the device. Keep the instruction manual in a safe place for later reference. If you pass the device on to a third party, this instruction manual must remain with the device.**

**WARNING**

- This therapeutic apparatus is not recommended to use in the following cases:
  - 1) Do not use this device if the patient has any implantable electronic or metal equipment (e.g. heart pacemaker, IUD).
  - 2) Epilepsy.
  - 3) Severe lower extremity arterial circulation problems.
  - 4) Abdominal or inguinal hernia site.
  - 5) Do not use this device if you have a heart disease without consulting a doctor.
  - 6) Being pregnant.
  - 7) Cancer.
  - 8) Having Fever.
  - 9) Do not use therapeutic instruments in high humidity environments, such as bathing or showering in a bathroom bathtub.
  - 10) Do not use after drinking.
  - 11) Do not use Low-frequency therapeutic instruments when using high frequency surgical instruments.
  - 12) Don't use close to the genitals.
  - 13) Recommendation: Do not use low-frequency therapeutic instruments near shortwave or microwave therapeutic equipment, where the output of the low frequency therapeutic instrument used is unstable. Keep a safe distance – at least 1 m – to such devices.
  - 14) The high frequency surgical equipment and stimulator. When connected to a patient, burns may occur at the stimulator electrode and may damage the stimulator.
  - 15) Abnormal feeling of the patient having medical treatment.
  - 16) Patients with cardiac and neurological abnormalities.
  - 17) Patients with body temperature exceeding 38°C.
  - 18) Patients with infectious diseases.
  - 19) Patients who can not express their will.
  - 20) Do not use this product while charging.
- Note:
  - 1) Make sure you are always aware of all warning items.
  - 2) This product should not be used in the throat and mouth. This may result in severe throat muscle spasms and muscle contraction, which will likely block the airway and cause dyspnea.
  - 3) This product should not be used in front of the chest, as the current introduced into the heart can lead to cardiac arrhythmia and cardiac arrest.
  - 4) This product should not be used on the unattended patients, or those suffer from emotional distress, dementia, and with low IQ.
  - 5) Use guidance has been listed in details; any improper use may lead to danger.
  - 6) Do not use this device for any un-diagnosed pain symptoms. Do consult a doctor for diagnosis before use.
  - 7) Electrodes can not be placed in areas that may cause current to pass through the brain (i.e. one-sided electrodes can not be placed on the front and back of the head at the same time, or relative to the left and right sides of the head).
  - 8) Patients suffering from heart disease, cancer or other health-threatening illnesses should only use this device after consulting a doctor.
  - 9) If the intensity of stimulation makes you feel uncomfortable, reduce the intensity of stimulation to a comfortable level. If the problem remains, please contact your doctor.
  - 10) Do not use this equipment in the rooms where aerosol (spray) and pure oxygen are used.
  - 11) Please do not use this equipment near any highly flammable substances, gases or explosives.
  - 12) Please check the cable and related connections are in good condition before each use.
  - 13) Turn off the device before using or removing the electrode pad.
  - 14) This product can only be used with electrode wires and electrodes recommended by the manufacturer.
- Consult your doctor before using the device, especially when:
  - Acute disease, especially in patients suspected or suffering from hypertension, thrombosis or malignant mass.
  - Patients with various skin diseases.
  - Patients with chronic pain disorders (e.g. metabolic disorders) with reduced pain.
  - Patients taking medication.
  - Adverse reactions
  - Skin allergies caused by electrode sheet pad gels and electrode irritation burns are potential adverse reactions. If allergic symptom appears on skin, please discontinue the treatment and consult your doctor.
  - If the intensity of stimulation makes you feel uncomfortable, reduce the intensity of stimulation to a comfortable level. If the problem persists, contact your doctor.

- Do not use this product while charging.
- Illustrations in this manual are effect drawings for reference only. Goods in kind prevail.
- Thanks for using our product. Please pay attention to the instructions and read them carefully before using this product.
- Please ensure the compliance of selected adapters to relevant safety medical level and safety certification requirements (example: IEC 60601-1).
- After connection, it will be charged automatically.

**Working Principle**

TENS, or transcutaneous electrical nerve stimulation, refers to the electrical stimulation of nerves through the skin. TENS is an effective non-pharmacological method for treating different types of pain from a variety of causes. The pain-relieving or pain-suppressing effect is achieved by inhibiting the transfer of pain to nerve fibres and by increasing the secretion of endorphins in the body, as their effect on the central nervous system reduces the sensation of pain. The method is scientifically substantiated and approved as a form of medical treatment.

**Product structure and composition**

- Intensity [+] button
- Intensity [-] button
- Display screen
- On/Off-button
- Heat button
- Connection channel for electrode cable
- Type-C charging interface
- Magnetic fasteners
- Heat icon
- TENS icon
- 2 × TENS & Heating pads
- 1 × this instruction manual
- 1 × Type-C charging cable
- 2 × Electrode pads
- 1 × Electrode wire
- Detachable belt clip

**Notes:**

- This product does not come with an adapter. Please purchase separately.
- If you have any problems with the adapters, consult your dealer at the place of purchase.
- If you notice any transport damage when unpacking, please contact your dealer immediately.

The packaging can be reused or recycled. Please dispose properly of any packaging material no longer required.

**Intended use**

The device is intended to temporary pain relief.

- On people
- For external use
- For home and private use
- For muscle pains relief
- For menstrual pain relieve
- For body relaxation

**Contraindications:**

- This device should not be used when cancerous lesions are present in the treatment area.
- Stimulation should not be applied over swollen, infected, inflamed areas or skin eruptions (e.g. phlebitis, thrombophlebitis, varicose veins, etc.).
- Safety has not been established for the use of therapeutic electrical stimulation during pregnancy.
- Do not use this device if you have an IUD, a cardiac pacemaker, implanted defibrillator, or other implanted metallic or electronic device. Such use could cause electric shock, burns, electrical interference, or death.
- Epilepsy
- Serious arterial circulatory problems in the lower limbs
- Abdominal or inguinal hernia
- Not suitable for use during pregnancy or labor women
- Do not use this device when pain syndromes are undiagnosed. Use only after origin of pain has been diagnosed.
- If you have heart disease without consulting your physician.
- Do not use on scarred areas following surgery for at least 10 months after the operation.
- This device should not be used over poorly enervated areas.
- High fever
- Electrode placements must be avoided that apply current to the carotid sinus region (anterior neck) or transcerebrally (through the head).

**Intended patient population**

For TENS mode: To be used for temporary relief of pain associated with sore and aching muscles due to strain from exercise or normal household work activities. For menstrual pain: Many women experience abdominal cramps and severe period pain before and during their period; and may also suffer from illnesses which cause pain in the lower abdomen, such as endometriosis. These pains are often so strong that women seek immediate pain relief. This device is a self-adhesive TENS device with heat function to provide pain relief for menstrual discomfort and pain caused by endometriosis. The TENS technology used makes it possible to treat pain in a targeted manner. The device features total 20 intensity levels for different demands. It is very a safe and easy way of relieving pain.

**Intended users:** Users must be 18 years or older and be able to control the device and understand the instructions. Professional users are also suitable.  
**Use environment, user and patient group:** Clinics or home use.

**Application**

**Operation steps**

- Connect the port of the Electrode pads ① to the wire terminals.
- Insert the plug of the electrode cable into the channel ② provided in the main device.
- Connect the magnetic clamps from the main unit and the TENS & Heat Pad ③.
- Attach all pads to the treatment area.
- Press «ON/OFF» button ④ and select the program.

**Installation and use [detailed operation description]**

- Place the TENS & heat pad ① and/or the electrode pad ② on the areas to be treated.
- Press the «ON/OFF» button ④ to turn on the device for standby mode (the device emits a "beep" with both icons heating ③ and TENS ④ flashing). If there is no operation for approx. 120 seconds, the device will switch off automatically.
- During standby mode, press [+] button ⑤ to start the TENS function (the device emits a "beep", while the ④ icon stays on and the ③ icon turns off. If heating is needed, press the ③ icon for activation (the buzzer prompts «beep beep» and TENS and heat functions are both active at the same time). If there is no operation for 30 seconds, the device will be locked automatically. Press the [-] button ⑥ to unlock.
- During TENS mode, press [+] button ⑤ to increase intensity - there are 20 levels available. Press the [-] button ⑥ to lower intensity. When intensity has been lowered to level 0, there is no more TENS output and the device will return to standby mode (icons heating ③ and TENS ④ flashing). If there is no operation for approx. 120 seconds, the device will switch off automatically. Remark: There will always be a «beep» sound when pressing buttons ⑤ or ⑥. If you continue to press one of the buttons after max. or min. level has already been reached, the device emits «beep beep beep beep».
- Default treatment time: 30 minutes. When treatment is finished, the device automatically returns to standby mode with both icons heating ③ and TENS ④ flashing.
- In process of TENS treatment, press the ③ icon to start heating (device emits «beep beep»). The default heating temperature is 43°C. To turn it off again, just press the ③ icon again (device emits "beep") and the heating icon will extinguish.
- During heating treatment without TENS, only the ③ icon stays on. If you press the ③ icon, heating will stop and device returns to standby mode.
- To terminate treatment, press «ON/OFF» button ④.
- When the device detects improper electrode pads attachment under the TENS mode, the buzzer will emit << beep beep beep beep>> after 2 seconds and then turn to standby mode. If this happens in the heating mode, the device will not be affected and it will continue the heat function normally until it is completed after 30 minutes. After that device returns to standby mode.
- When charging the product, it will switch from standby/operational mode to charging mode. The heating icon ③ will flash during charging process and will constantly stay on after the device is fully charged.
- When the device has low power, the buzzer will emit <<beep beep beep beep>> and then device will switch off automatically.
- After finishing the treatment, please carefully remove the electrode pads from the skin. Re-paste the protective film over the gel pad for protection.

**Anomalies (Troubleshooting)**

| Issues                             | Possible causes                                                                                                                                  | Solution                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Unable to boot                     | 1.The battery is empty<br>2. Malfunction                                                                                                         | 1. Charge the device<br>2. Call for after-sales maintenance.                                                                                                                                                            |
| Automatic Stop-ping                | No human body detected                                                                                                                           | 1. The electrode pad was not attached well.<br>2. The skin is too dry. Wet the skin and use it again.<br>3. Electrode pad is abnormal. Replace electrode pad.<br>4. Electrode line is abnormal. Replace electrode line. |
| Key failure                        | The machine is locked                                                                                                                            | Press the [-] button ⑥ to unlock (see operating instructions for details).                                                                                                                                              |
| Weak electrical stimulation signal | Electrode issues:<br>1. Air drying or contamination.<br>2. Position problems or wire problems.<br>3. Wear & tear damage.                         | Replace / Reconnect                                                                                                                                                                                                     |
| Feeling unwell                     | 1. Too much intensity<br>2. Too close distance between electrodes<br>3. Damage to electrodes or conductors<br>4. The electrode area is too small | 1. Reduce strength<br>2. Reorient electrode position<br>3. Replacement<br>4. Replace the electrode pad with an area size of not less than 16 cm (4 × 4 cm).                                                             |
| Stimulus failure                   | Improper placement of electrodes and unknown applications                                                                                        | Replacement of electrodes and follow the operating instructions. Contact your doctor if you cannot solve the problem.                                                                                                   |

**After the treatment is completed / Cleaning**

Clean the electrode pads and the main unit carefully if they have become dirty or soiled. Therefore, wipe the surfaces with a soft, slightly moistened (use water or a soft, neutral detergent) cloth. Let it dry thoroughly before using it again.

**Technical Specifications**

|                         |                                                                                                                              |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Name and model:         | <b>medisana</b> Menstrual Pain Reliever with TENS & Heat <b>TT 250</b> (model FDES106)                                       |
| Charging time:          | ≤ 2 hours                                                                                                                    |
| Output current:         | max. 70 mA                                                                                                                   |
| Output voltage (peak):  | max. 35V ±20%                                                                                                                |
| Power supply:           | 3.7V lithium battery (5V/1A adapter)                                                                                         |
| Load resistance:        | 500Ω                                                                                                                         |
| Product service life    | 5 years                                                                                                                      |
| Operating environment:  | Temperature: 41°F – 104°F / 5°C – 40°C,<br>Humidity: 30%RH – 85%RH, no condensation,<br>Atmospheric pressure: 70kPa – 106kPa |
| Storage environment:    | Temperature: 14°F – 122°F / -10°C – 50°C,<br>Humidity: 15%RH – 90%RH,<br>Atmospheric pressure: 70kPa – 106kPa                |
| Type of waveform:       | TENS / Pulse type: Two-way symmetrical square wave                                                                           |
| Number of channels:     | 2 channels                                                                                                                   |
| Intensity:              | 0–20 (adjustable)                                                                                                            |
| Output frequency:       | 8–100Hz ±10%                                                                                                                 |
| Output pulse width:     | 75–250µs ±10%                                                                                                                |
| Treatment time:         | 30 minutes                                                                                                                   |
| Electric shock:         | Class II equipment                                                                                                           |
| Applicable part:        | BF Application section                                                                                                       |
| Water protection grade: | IP 22                                                                                                                        |
| Heating temperature:    | 43°C ±2°C                                                                                                                    |
| Size of heating pads:   | 181 × 86,33 mm ±0,5 mm                                                                                                       |
| Dimensions (L × W × H): | approx. 52 × 69 × 24 mm                                                                                                      |
| Weight:                 | approx. 41 g                                                                                                                 |
| Article number:         | 88352                                                                                                                        |
| EAN number:             | 4015588 88352 1                                                                                                              |

**Replacement parts (available separately – not part of the TT 250 delivery):**

- Set with 2 x TENS & heat pads, art. 88353 / EAN 4015588 88353 8
- Set with 4 electrode pads, art. 88354 / EAN 401558888354 5
- Electrode cable, Art. 88355 / EAN 4015588 88355 2

**Disposal — Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE)**

This product is subject to European Directive 2012/19/EU on waste electrical and electronic equipment and is marked accordingly. Never dispose of electronic devices with household waste. Please seek out information about the local regulations with regard to the correct disposal of electrical and electronic products. Correct disposal helps to protect the environment and human health.

All users are obliged to hand in all electrical or electronic devices, regardless of whether or not they contain toxic substances, at a municipal or commercial collection point so that they can be disposed of in an environmentally acceptable manner. Consult your local authority or your supplier for information about disposal.

**Warranty and repair terms**

Your statutory warranty rights are not restricted by our guarantee below. Please contact your dealer or the service centre in case of a claim under the warranty. If you have to return the unit, please enclose a copy of your receipt and state what the defect is.

The following warranty terms apply:

- The warranty period for **medisana** products is three years from date of purchase. In case of a warranty claim, the date of purchase has to be proven by means of the sales receipt or invoice.
- Defects in material or workmanship will be removed free of charge within the warranty period.
- Repairs under warranty do not extend the warranty period either for the unit or for the replacement parts.
- The following is excluded under the warranty:
  - All damage which has arisen due to improper treatment, e.g. non-observance of the user instructions.
  - All damage which is due to repairs or tampering by the customer or unauthorised third parties.
  - Damage which has arisen during transport from the manufacturer to the consumer or during transport to the service centre.
  - Applied parts which are subject to normal wear and tear.
- Liability for direct or indirect consequential losses caused by the unit are excluded even if the damage to the unit is accepted as a warranty claim.

**In accordance with our policy of continual product improvement, we reserve the right to make technical and visual changes without notice.**

The complete instructions for use are available for download at <https://docs.medisana.com/88352>.

Information about service can be found here: <https://www.medisana.com/servicepartners>



# medisana®

FR Mode d'emploi  
Appareil pour soulager les douleurs menstruelles avec TENS & chaleur TT 250

## Appareil et éléments de commande

Illustration 1:





Illustration 2:



### Légende des symboles

Ce mode d'emploi fait partie intégrante de cet appareil. Il contient d'importantes instructions pour la mise en service et l'utilisation. Lisez ce mode d'emploi dans son intégralité. Le nonrespect de ces instructions peut entraîner des blessures graves ou risque d'endommager l'appareil.

**AVERTISSEMENT**  
Ce symbole indique des dangers qui peuvent entraîner des blessures graves ou la mort.

**ATTENTION**  
Ce symbole indique des dangers qui peuvent entraîner des blessures légères, des dommages au produit ou d'autres dommages matériels.

Indication du degré de protection contre les corps étrangers et l'eau conformément à la norme IEC 60529.

Ce produit est soumis à la directive européenne 2012/19/UE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques et est marqué en conséquence.

Symboles/codes de recyclage :  
Ils servent à donner des informations sur le matériau et son utilisation appropriée ainsi que sur son recyclage.

Conforme à la directive européenne MDR (UE) 2017/745 sur les dispositifs médicaux. L'organisme notifié est SGS Belgique NV.

Numéro de produit

Numéro de série de l'appareil

Dispositif médical

Représentant autorisé dans la Communauté européenne / Union européenne Identification unique de l'appareil

Importateur

Fabricant

Type de protection contre les chocs électriques Appareil de classe II

Code du LOT

Classification de l'appareil : type BF

Plage d'humidité de l'air

Limitation de la pression ambiante

Plage de température

Date de fabrication

medisana GmbH, Carl-Schurz-Str. 2, 41460 NEUSS, ALLEMAGNE

Famidoc Technology Co., Ltd. Room 401, 501, 601, 901, Building 6, Zhongtang Tian'an Cyber Park, No. 89, Jinyuan Road, Zhongtang Town, Dongguan City, Guangdong Province, 523220, P.R. China Website: www.famidoc.com

Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe) Eiffestraße 80, 20537 Hamburg, ALLEMAGNE

## FR

## CONSEILS IMPORTANTS ! CONSERVEZ-LE PRÉCIEUSEMENT !



Lisez attentivement le mode d'emploi, en particulier les consignes de sécurité, avant d'utiliser l'appareil et veillez à conserver ce mode d'emploi en lieu sûr, en cas de besoin, pour un usage ultérieur. Si vous confiez cet appareil à un tiers, veillez à impérativement joindre le présent mode d'emploi.



### AVERTISSEMENT

- L'utilisation de cet appareil de thérapie n'est pas recommandée dans les cas suivants :
  - 1) N'utilisez pas cet appareil si le patient porte un dispositif électronique ou métallique implantable (par exemple, un stimulateur cardiaque, un stérilet en cuivre).
  - 2) Épilepsie.
  - 3) Troubles circulatoires artériels sévères des membres inférieurs.
  - 4) Hernie abdominale ou hernie inguinale.
  - 5) N'utilisez pas cet appareil si vous souffrez d'une maladie cardiaque sans avoir consulté un médecin.
  - 6) Vous êtes enceinte.
  - 7) Cancer.
  - 8) Vous avez de la fièvre.
  - 9) N'utilisez pas les instruments thérapeutiques dans des environnements très humides, par exemple lorsque vous prenez un bain ou une douche dans une baignoire.
  - 10) Ne pas utiliser après avoir bu.
  - 11) N'utilisez pas d'instruments thérapeutiques à basse fréquence si vous utilisez des instruments chirurgicaux à haute fréquence.
  - 12) N'utilisez pas les électrodes près des organes génitaux.
  - 13) Recommandation : Ne pas utiliser les appareils de thérapie à basse fréquence à proximité d'appareils de thérapie à ondes courtes ou à micro-ondes si la puissance de l'appareil de thérapie à basse fréquence utilisé est instable. Maintenez une distance de sécurité – au moins 1 m – avec de tels appareils.
  - 14) Appareils chirurgicaux à haute fréquence et stimulateurs. Lors du branchement sur un patient, l'électrode du stimulateur peut être brûlée et le stimulateur peut être endommagé.
  - 15) Sensation anormale du patient traité.
  - 16) Patients présentant des anomalies cardiaques et neurologiques.
  - 17) Patients dont la température corporelle est supérieure à 38 °C.
  - 18) Patients souffrant de maladies infectieuses.
  - 19) Patients qui ne sont pas en mesure d'exprimer leur volonté.
  - 20) N'utilisez pas ce produit durant sa recharge.

- Remarque :
  - 1) Veillez à toujours respecter tous les avertissements.
  - 2) Ce produit ne doit pas être utilisé dans la gorge et la bouche. Cela peut entraîner de graves spasmes des muscles de la gorge et des contractions musculaires susceptibles de bloquer les voies respiratoires et conduire à des difficultés respiratoires.
  - 3) Ce produit ne doit pas être utilisé au niveau de la poitrine, car le courant électrique envoyé dans le cœur peut entraîner des troubles du rythme cardiaque et un arrêt cardiaque.
  - 4) Ce produit ne doit pas être utilisé chez des patients non surveillés ou souffrant de problèmes émotionnels, de démence ou d'un faible QI.
  - 5) Le mode d'emploi est présenté de manière détaillée ; une utilisation non conforme peut entraîner des risques.
  - 6) Ne pas utiliser cet appareil en cas de symptômes douloureux non diagnostiqués. Consultez un médecin pour un diagnostic avant toute utilisation.
  - 7) Les électrodes ne doivent pas être placées dans des zones susceptibles de provoquer un flux de courant à travers le cerveau (c'est-à-dire que les électrodes unilatérales ne doivent pas être placées simultanément sur l'avant et l'arrière de la tête ou sur les côtés gauche et droit de la tête).
  - 8) Les patients souffrant de maladies cardiaques, de cancer ou d'autres maladies dangereuses pour la santé ne doivent utiliser cet appareil qu'après avoir consulté un médecin.
  - 9) Si l'intensité de la stimulation vous met mal à l'aise, réduisez-la à un niveau confortable. Si le problème persiste, consultez votre médecin.
  - 10) N'utilisez pas cet appareil dans des locaux où l'on utilise des aérosols (sprays) et de l'oxygène pur.
  - 11) N'utilisez pas cet appareil à proximité de substances facilement inflammables, de gaz ou d'explosifs.
  - 12) Avant chaque utilisation, vérifiez que le câble et les connexions correspondantes sont en bon état.
  - 13) Éteignez l'appareil avant d'utiliser ou de retirer le tampon d'électrode.
  - 14) Ce produit ne doit être utilisé qu'avec les câbles d'électrodes et les électrodes recommandés par le fabricant.

- Consultez votre médecin avant d'utiliser l'appareil, en particulier si une ou plusieurs des conditions suivantes sont réunies :
  - Maladies aiguës, en particulier chez les patients soupçonnés d'hypertension, de thrombose ou de tumeurs malignes
  - Patients souffrant de diverses maladies de peau.
  - Patients souffrant de maladies chroniques douloureuses (par ex. troubles métaboliques) avec réduction de la douleur grâce aux analgésiques.
  - Patients prenant des médicaments.
  - Réactions indésirables
  - Les allergies cutanées causées par le gel des feuilles d'électrodes et les brûlures dues à l'irritation des électrodes sont des réactions indésirables possibles. Si des symptômes allergiques apparaissent sur la peau, veuillez arrêter le traitement et consulter votre médecin.

- Si l'intensité de la stimulation vous met mal à l'aise, réduisez-la à un niveau confortable. Si le problème persiste, veuillez consulter votre médecin.
- N'utilisez pas ce produit pendant sa recharge.
- Les illustrations de ce manuel sont des dessins qui servent uniquement de référence. Lire attentivement les instructions avant utilisation.
- Veillez vous assurer que les adaptateurs sélectionnés répondent aux normes de sécurité médicales pertinentes et aux exigences de la certification de sécurité (exemple : IEC 60601-1).

- Une fois connecté, l'appareil se recharge automatiquement.

### Principe de fonctionnement

TENS, la stimulation nerveuse électrique transcutanée, désigne la stimulation électrique des nerfs à travers la peau. TENS est une méthode non pharmacologique efficace pour traiter différents types de douleurs causées par une grande variété de causes.

L'effet analgésique ou inhibiteur de la douleur est obtenu par l'inhibition de la transmission de la douleur aux fibres nerveuses et par l'augmentation de la sécrétion d'endorphines dans le corps, car leur action sur le système nerveux central réduit la sensation de douleur. Cette méthode est scientifiquement fondée et reconnue comme une forme de traitement médical.

### Structure du produit/composants

- Bouton Intensité [+]
- Bouton Intensité [-]
- Champ d'affichage
- Bouton marche/arrêt
- Bouton de chaleur
- Canal de raccordement pour câble d'électrode
- Interface de charge de type C
- Fermetures magnétiques
- Symbole chaleur
- Symbole TENS
- 2 × TENS & tampons de chaleur
- 1 × Ce mode d'emploi
- 1 × Câble de recharge de type C
- 2 × Tampons d'électrodes
- 1 × Câble d'électrode
- Clip de ceinture amovible

### Remarques :

- Ce produit est livré sans adaptateur. Veuillez l'acheter séparément.
- Si vous rencontrez des problèmes avec les adaptateurs, veuillez vous adresser à votre revendeur local.
- Veillez d'abord vérifier que l'appareil a bien été livré avec l'ensemble de ses composants et qu'il ne présente aucun dommage. Au moindre doute, n'utilisez pas l'appareil et contactez votre revendeur ou le service client.



Les emballages sont recyclables ou peuvent être réintégrés dans le circuit des matières premières. Veuillez éliminer les matériaux d'emballage inutiles de manière appropriée.



**AVERTISSEMENT**  
Veillez à ce que les films d'emballage ne tombent pas entre les mains des enfants ! Il y a risque d'étouffement !

### Utilisation conforme à l'usage prévu

Le dispositif est destiné à soulager temporairement la douleur.

- Des gens
- Pour un usage externe
- Pour un usage domestique et privé
- Pour soulager les douleurs musculaires
- Pour soulager les douleurs menstruelles
- Pour détendre le corps

### Contre-indications :

- Cet appareil ne doit pas être utilisé en présence de lésions cancéreuses dans la zone de traitement.
- La stimulation ne doit pas être utilisée sur des zones enflées, infectées, enflammées ou sur des éruptions cutanées (p. ex. phlébite, thrombophlébite, varices, etc.).
- La sécurité de l'électrostimulation thérapeutique pendant la grossesse n'a pas été démontrée.
- N'utilisez pas cet appareil si vous portez un stérilet en cuivre, un stimulateur cardiaque, un défibrillateur implanté ou tout autre dispositif métallique ou électronique implanté. Une telle utilisation peut entraîner des chocs électriques, des brûlures, des perturbations électriques ou la mort.
- Épilepsie
- Troubles graves de la circulation artérielle des membres inférieurs
- Hernie abdominale ou inguinale
- Ne convient pas à l'utilisation pendant la grossesse ou le travail.
- Ne pas utiliser cet appareil en cas de syndromes douloureux non diagnostiqués. Ne l'utilisez qu'après avoir diagnostiqué la cause de la douleur.
- Si vous avez une maladie cardiaque sans consulter votre médecin.
- Ne pas utiliser sur des zones cicatrisées pendant au moins 10 mois après une opération.
- Cet appareil ne doit pas être utilisé sur des parties du corps mal irriguées.
- Fièvre élevée
- Il faut éviter de placer des électrodes dans la zone du sinus carotidien (à l'avant du cou) ou transversalement au cerveau (le long de la tête).

### Cercle d'utilisateurs, groupe de patients prévu

Pour le mode TENS : pour le soulagement temporaire des douleurs liées aux courbatures dues à l'effort physique ou aux activités ménagères normales.

En cas de douleurs liées aux menstruations : de nombreuses femmes souffrent de crampes abdominales et de fortes douleurs menstruelles avant et pendant leurs règles ; elles peuvent également souffrir de maladies qui provoquent des douleurs dans le bas-ventre, comme l'endométriose. Ces douleurs sont souvent si intenses que les femmes cherchent un soulagement immédiat de la douleur. Ce dispositif est un appareil TENS autocollant avec fonction thermique pour soulager les douleurs menstruelles et les douleurs causées par l'endométriose. La technologie TENS utilisée permet un traitement ciblé de la douleur. L'appareil dispose au total de 20 niveaux d'intensité pour répondre aux différentes exigences. C'est un moyen très sûr et très simple de soulager la douleur.

**Utilisateur prévu** : les utilisateurs doivent être âgés d'au moins 18 ans et être en mesure d'utiliser l'appareil et de comprendre les instructions. Les utilisateurs professionnels sont également des utilisateurs appropriés.

**Environnement d'utilisation, utilisateurs et groupe de patients** : clinique ou usage domestique.

### Utilisation

#### Étapes d'utilisation

- Reliez le connecteur des électrodes aux serre-câbles.
- Branchez la fiche du câble d'électrode dans le canal prévu à cet effet dans l'unité principale.
- Reliez les clips magnétiques de l'unité principale et du tampon TENS & chaleur.
- Fixez toutes les tampons sur la zone de traitement.
- Appuyez sur le bouton « Marche/Arrêt » et sélectionnez un programme.

#### Installation et utilisation [description détaillée de l'opération]

- Placez le tampon TENS & chaleur et/ou les électrodes sur les zones à traiter.
- Appuyez sur le bouton « Marche/Arrêt » pour mettre l'appareil en marche en mode veille (l'appareil émet un « bip » et les deux symboles chauffage et TENS restent allumés). Si aucune opération n'est effectuée pendant environ 120 secondes, l'appareil s'éteint automatiquement.
- En mode veille, appuyez sur le bouton [+] pour démarrer la fonction TENS (l'appareil émet un « bip » pendant que le symbole reste allumé et que le symbole s'éteint. Si un réchauffement est nécessaire, appuyez sur le symbole pour activer la fonction (le buzzer émet un « bip » et les fonctions TENS et chaleur sont actives simultanément). Si aucune opération n'est effectuée pendant 30 secondes, l'appareil se verrouille automatiquement. Appuyez sur le bouton [-] pour déverrouiller.
- En mode TENS, appuyez sur le bouton [+] pour augmenter l'intensité - 20 niveaux sont disponibles. Appuyez sur le bouton [-] pour réduire l'intensité. Lorsque l'intensité a été réduite au niveau 0, la puissance TENS n'est plus envoyée et l'appareil retourne en mode veille (les symboles chauffage et TENS restent allumés). Si aucune opération n'est effectuée pendant environ 120 secondes, l'appareil s'éteint automatiquement. Remarques : Lorsque l'on appuie sur les boutons, un « bip » retentit toujours. Si vous continuez à appuyer sur l'un des boutons alors que le niveau maximal ou minimal est déjà atteint, l'appareil émettra plusieurs « bip-bip-bip-bip ».
- Durée du traitement : 30 minutes. Une fois le traitement terminé, l'appareil revient automatiquement en mode veille et les deux symboles chauffage et TENS restent allumés.
- Pendant le traitement TENS, appuyez sur le symbole pour démarrer le réchauffement (l'appareil émet un bip). La température de chauffage standard est de 43 °C. Pour l'éteindre à nouveau, il suffit d'appuyer à nouveau sur le symbole (l'appareil émet un bip) et le symbole chauffage s'éteint.
- Pendant le traitement thermique sans TENS, seul le symbole reste allumé. Si vous appuyez sur le symbole, le réchauffement s'arrête et l'appareil retourne en mode veille.
- Pour quitter l'application, appuyez sur le bouton « Marche/Arrêt ».
- En mode TENS, si l'appareil détecte que les électrodes ne sont pas correctement placées, le buzzer émet un « bip-bip-bip-bip » au bout de 2 secondes, puis passe en mode veille. Si cela se produit en mode chauffage, l'appareil n'en sera pas affecté et continuera à chauffer normalement jusqu'à ce que cela soit terminé au bout de 30 minutes. L'appareil revient ensuite en mode veille.
- Lorsque l'appareil se recharge, il passe du mode veille/fonctionnement au mode chargement. Le symbole chauffage reste allumé pendant la charge et reste allumé en permanence lorsque l'appareil est complètement chargé.
- Lorsque la batterie de l'appareil est presque vide, le buzzer émet des « bip-bip-bip-bip » et l'appareil s'éteint automatiquement.
- Une fois l'utilisation terminée, retirez délicatement les électrodes de la peau. Collez à nouveau le film de protection sur le tampon en gel pour le protéger.

### Dépannage

| Erreur                                  | Causes possibles                                                                                                                                               | Solution                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| L'appareil ne se met pas en marche      | Batterie vide ou dysfonctionnement                                                                                                                             | Rechargez la batterie/contactez le service clientèle                                                                                                                                                                                         |
| L'appareil s'arrête automatiquement     | Aucun corps humain détecté                                                                                                                                     | 1. Le tampon d'électrode n'était pas bien fixé.<br>2. La peau est trop sèche. Humidifiez-la au préalable.<br>3. Tampon d'électrode éventuellement défectueux, remplacez-le.<br>4. Câble d'électrode éventuellement défectueux, remplacez-le. |
| Appareil verrouillé                     | Un verrouillage de l'appareil a été déclenché                                                                                                                  | Appuyez sur le bouton [-] pour déverrouiller (voir le mode d'emploi pour plus d'informations).                                                                                                                                               |
| Signal de stimulation électrique faible | Problèmes d'électrodes possibles :<br>1. Trop secs ou sales.<br>2. Problèmes de position ou de câble.<br>3. Dommages dus à l'usure.                            | Essayez de reconnecter les parties concernées.<br>Remplacez-les si nécessaire.                                                                                                                                                               |
| Sensation désagréable                   | 1. Intensité élevée<br>2. Distance trop faible entre les électrodes<br>3. Électrodes ou conducteurs endommagés<br>4. La surface de l'électrode est trop petite | 1. Diminuez l'intensité<br>2. Réajustez la position des électrodes<br>3. Remplacez les électrodes<br>4. Remplacez le tampon d'électrode par un tampon d'une surface d'au moins 16 cm (4 × 4 cm).                                             |
| Aucune stimulation perceptible          | Placement inapproprié des électrodes/application incorrecte                                                                                                    | Remplacez les électrodes et respectez le mode d'emploi. Contactez votre médecin si vous ne parvenez pas à résoudre le problème.                                                                                                              |

### À la fin de l'application/du nettoyage

Nettoyez soigneusement les tampons d'électrode et l'unité principale s'ils sont gras ou sales. Pour ce faire, essuyez les surfaces avec un chiffon doux et légèrement humide (utilisez de l'eau ou un détergent doux et neutre). Laissez-les sécher soigneusement avant de le réutiliser.

### Caractéristiques techniques

|                                |                                                                                                              |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom et modèle :                | medisana Ceinture pour soulager les douleurs menstruelles avec TENS & chaleur TT 250 (modèle FDES106)        |
| Temps de charge :              | ≤ 2 heures                                                                                                   |
| Courant de sortie              | max. 70 mA                                                                                                   |
| Tension de sortie (pic) :      | max. 35V ±20 %                                                                                               |
| Alimentation électrique :      | Pile au lithium de 3,7V (adaptateur 5V/1A)                                                                   |
| Résistance de charge :         | 500 Ω                                                                                                        |
| Durée de vie du produit        | 5 ans                                                                                                        |
| Environnement d'exploitation : | Température : +5 °C à +40 °C, humidité : 30 % à 85 % HR, pas de condensation, pression ambiante : 70-106 kPa |
| Environnement de stockage :    | Température : +10 °C à +50 °C, humidité : 15 % à 90 % HR, pression ambiante : 70-106 kPa                     |

|                                         |                                        |
|-----------------------------------------|----------------------------------------|
| Type de forme d'onde/type d'impulsion : | TENS/onde carrée symétrique bilatérale |
| Nombre de canaux :                      | 2 canaux                               |
| Intensité :                             | 0–20 (réglable)                        |
| Fréquence de sortie :                   | 8–100 Hz ±10 %                         |
| Largeur d'impulsion de sortie :         | 75–250 µs ±10 %                        |
| Durée du traitement :                   | 30 minutes                             |
| Décharge électrique :                   | Appareil de classe II                  |
| Partie applicable :                     | Champ d'application BF                 |
| Degré de protection contre l'eau :      | IP 22                                  |
| Température de chauffage :              | 43 °C ±2 °C                            |
| Taille des tampons TENS & chaleur :     | 181 × 86,33 mm ±0,5 mm                 |
| Dimensions (L × l × H) :                | env. 52 × 69 × 24 mm                   |
| Poids :                                 | env. 41 g                              |
| Numéro d'article :                      | 88352                                  |
| Numéro EAN :                            | 4015588 88352 1                        |

### Pièces de rechange (vendues séparément, ne font pas partie de la livraison TT 250) :

- Set de 2 tampons TENS & chaleur, art. 88353/EAN 4015588 88353 8
- Set de 4 tampons d'électrodes, art. 88354/EAN 40155888354 5
- Câble d'électrode, art. 88355/EAN 4015588 88355 2



### Remarque concernant l'élimination

Nos produits et emballages se recyclent, ne les jetez pas! Trouvez où les déposer sur le site [www.quefairedemesdechets.fr](http://www.quefairedemesdechets.fr)

### Conditions de garantie et de réparation

Vos droits légaux de garantie ne sont pas limités par notre garantie énoncée ci-après. En cas de réclamation au titre de la garantie, veuillez vous adresser à votre magasin spécialisé ou directement au service après-vente. Si vous devez retourner l'appareil, veuillez indiquer le défaut et joindre une copie du ticket de caisse. Les conditions de garantie suivantes sont applicables :

- Les produits medisana sont garantis 3 ans à compter de la date d'achat. En cas de réclamation au titre de la garantie, la date de vente doit être prouvée par une quittance d'achat ou une facture.
- Les vices dus à des défauts matériels ou de fabrication sont réparés gratuitement pendant la période de garantie.
- Un octroi de garantie ne permet pas l'extension de la durée de garantie, que ce soit pour l'appareil ou pour les pièces échangées.
- Sont exclus de la garantie :
  - Tous les dommages entraînés par une manipulation inappropriée, par ex. par le non-respect du mode d'emploi.
  - Les dommages dus à la réparation ou à l'intervention de l'acheteur ou de tiers non habilités.
  - Les dommages de transport survenant pendant l'acheminement du produit entre le fabricant et l'utilisateur ou au cours de son envoi auprès du service après-vente.
  - Les pièces de rechange soumises à l'usure normale.
- Une responsabilité vis-à-vis des conséquences directes ou indirectes qui ont été occasionnées par l'appareil est également exclue, si les dégâts sur l'appareil sont reconnus comme un cas d'application de la garantie.

### Dans le cadre de l'amélioration continue de nos produits, nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et de conception.

Vous pouvez télécharger le mode d'emploi complet en vous rendant sur le site <https://docs.medisana.com/88352>.

Les informations sur les services sont disponibles ici : <https://www.medisana.com/servicepartners>



#### Aparato y elementos de mando

Ilustración 1:





Ilustración 2:



#### Legenda

Este manual de instrucciones forma parte del aparato. Contiene información importante sobre la puesta en servicio y la manipulación. Lea íntegramente este manual de instrucciones. La inobservancia de estas instrucciones puede provocar lesiones graves o daños en el aparato.

**ADVERTENCIA**  
Este símbolo indica peligros que pueden provocar lesiones graves o la muerte.

**ATENCIÓN**  
Este símbolo indica peligros que pueden provocar lesiones, daños en el producto u otros daños materiales leves.

**IP22**  
Información del tipo de protección contra cuerpos extraños y agua conforme a la norma IEC 60529. Este producto está sujeto a la Directiva Europea 2012/19/UE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos y está marcado en consecuencia.

Símbolos de reciclaje/códigos:  
proporcionan información sobre el material, su uso correctoy el reciclaje.

Cumple la Directiva europea MDR (UE) 2017/745 sobre productos sanitarios. El organismo notificado es SGS Belgium NV.

|               |                                                                  |               |                                                                            |
|---------------|------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>REF</b>    | Número de producto                                               | <b>REF</b>    | Tipo de protección contra descargas eléctricas: dispositivo de la clase II |
| <b>SN</b>     | Número de serie del aparato                                      | <b>LOT</b>    | Código de lote                                                             |
| <b>MD</b>     | Producto sanitario                                               | <b>MD</b>     | Clasificación del aparato: tipo BF                                         |
| <b>EU REP</b> | Representante autorizado en la Comunidad Europea / Unión Europea | <b>EU REP</b> | Rango de humedad                                                           |
| <b>UDI</b>    | Identificación única del aparato                                 | <b>UDI</b>    | Límite de presión ambiental                                                |
| <b>UDI</b>    | Importador                                                       | <b>UDI</b>    | Rango de temperatura                                                       |
| <b>UDI</b>    | Fabricante                                                       | <b>UDI</b>    | Fecha de fabricación                                                       |

|                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>medisana GmbH,</b><br>Carl-Schurz-Str. 2, 41460 NEUSS, ALEMANIA                                                                                                                                                                |  |
| <b>Famidoc Technology Co., Ltd.</b><br>Room 401, 501, 601, 901, Building 6, Zhongtang Tian'an Cyber Park, No. 89, Jinyuan Road, Zhongtang Town, Dongguan City, Guangdong Province, 523220, P.R. China<br>Website: www.famidoc.com |  |
| <b>Shanghai International Holding Corp. GmbH</b><br>(Europe)<br>Eiffestraße 80, 20537 Hamburg, ALEMANIA                                                                                                                           |  |

## ES ¡INDICACIONES IMPORTANTES! ¡GUARDE ESTE MANUAL!

**Lea atentamente el manual de instrucciones, sobre todo las indicaciones de seguridad, antes de utilizar el aparato y guarde el manual para posteriores consultas. Si entrega el aparato a otra persona, no olvide incluir también este manual.**



#### ADVERTENCIA

- El uso de este dispositivo terapéutico se desaconseja en los siguientes casos:
  - 1) No utilice este aparato si el paciente tiene dispositivos electrónicos o metálicos implantables (por ejemplo, marcapasos, dispositivo intrauterino).
  - 2) Epilepsia.
  - 3) Graves trastornos de la circulación arterial en las extremidades inferiores.
  - 4) Hernia abdominal o inguinal.
  - 5) Si padece alguna enfermedad cardíaca, no utilice este dispositivo sin consultar antes a un médico.
  - 6) Si está embarazada.
  - 7) Cáncer.
  - 8) Si tiene fiebre.
  - 9) No utilice los instrumentos terapéuticos en ambientes con mucha humedad, por ejemplo, mientras se baña o ducha en una bañera.
  - 10) No utilizar después de beber.
  - 11) No utilice instrumentos terapéuticos de baja frecuencia cuando utilice instrumentos quirúrgicos de alta frecuencia.
  - 12) No utilizar cerca de los genitales.
  - 13) Recomendación: no utilice dispositivos terapéuticos de baja frecuencia en las proximidades de dispositivos terapéuticos de onda corta o microondas si la potencia del dispositivo terapéutico de baja frecuencia utilizado es inestable. Mantenga una cierta distancia de seguridad de dichos dispositivos (al menos 1 metro).
  - 14) Dispositivos de alta frecuencia y estimuladores quirúrgicos. Al conectarlo a un paciente, pueden producirse quemaduras en el electrodo del estimulador, lo que puede provocar daños en el estimulador.
  - 15) Sensación anómala del paciente sometido a tratamiento médico.
  - 16) Pacientes con anomalías cardíacas y neurológicas.
  - 17) Pacientes con una temperatura corporal superior a 38 °C.
  - 18) Pacientes con enfermedades infecciosas.
  - 19) Pacientes que no pueden expresar su voluntad.
  - 20) No utilice este producto mientras se está cargando.

- Nota:
  - 1) Asegúrese de respetar siempre todas las advertencias.
  - 2) Este producto no debe utilizarse en la garganta ni en la boca. Esto puede provocar graves calambres en la musculatura de la garganta y contracciones musculares capaces de obstruir las vías respiratorias y causar dificultad para respirar.
  - 3) Este producto no debe utilizarse en la zona del pecho, ya que la corriente introducida en el corazón podría provocar arritmias y paradas cardíacas.
  - 4) Este producto no debe utilizarse en pacientes sin supervisión ni en pacientes con problemas emocionales, demencia o bajo coeficiente intelectual.
  - 5) El manual de instrucciones se ha detallado adecuadamente. Cualquier uso indebido puede entrañar riesgos.
  - 6) No utilice este dispositivo en caso de síntomas de dolor no diagnosticados. Antes de utilizarlo, consulte a un médico para obtener un diagnóstico.
  - 7) Los electrodos no deben colocarse en zonas que puedan provocar un flujo de corriente a través del cerebro (es decir, no deben colocarse electrodos unilaterales simultáneamente en la parte frontal y posterior de la cabeza o en los lados izquierdo y derecho de la cabeza).
  - 8) Los pacientes que padezcan cardiopatías, cáncer u otras enfermedades peligrosas solo deberán utilizar este dispositivo después de consultar a un médico.
  - 9) Si se siente incómodo con la intensidad de la estimulación, reduzca la intensidad hasta un nivel que le resulte cómodo. Si el problema persiste, póngase en contacto con su médico.
  - 10) No utilice este dispositivo en estancias donde se utilicen aerosoles (espray) y oxígeno puro.
  - 11) No utilice este dispositivo cerca de sustancias altamente inflamables, gases o explosivos.
  - 12) Antes de cada uso, compruebe que el cable y las conexiones correspondientes están en buen estado.
  - 13) Apague el dispositivo antes de utilizar o retirar la almohadilla de electrodos.
  - 14) Este producto solo debe utilizarse con los cables de electrodos y los electrodos recomendados por el fabricante.

- Consulte a su médico antes de utilizar el dispositivo, especialmente si se dan una o varias de las siguientes condiciones:**
  - Enfermedades agudas, especialmente en pacientes con sospecha de hipertensión, trombosis o tumores malignos
  - Pacientes con diversas enfermedades cutáneas.
  - Pacientes con trastornos de dolor crónico (por ejemplo, trastornos metabólicos) cuyo dolor se ve reducido por el uso de analgésicos.
  - Pacientes que toman medicación.
  - Reacciones adversas
  - Algunas reacciones adversas posibles son alergias cutáneas causadas por el gel de las hojas de los electrodos y quemaduras por irritación causadas por los electrodos. Si aparecen síntomas alérgicos en la piel, interrumpa el tratamiento y consulte a su médico.
- Si se siente incómodo por la intensidad de la estimulación, reduzca la intensidad hasta un nivel que le resulte cómodo. Si el problema persiste, póngase en contacto con su médico.
- No utilice este producto mientras se está cargando.**
- Las figuras que aparecen en estas instrucciones son únicamente dibujos de referencia. Lea atentamente las instrucciones antes de usarlo.
- Asegúrese de que los adaptadores seleccionados cumplen las normas de seguridad médica y los requisitos de certificación de seguridad pertinentes (por ejemplo: IEC 60601-1).
- Una vez conectado, el dispositivo empieza a cargarse automáticamente.

#### Principio de funcionamiento


TENS, la estimulación nerviosa eléctrica transcutánea, se refiere a la estimulación eléctrica de los nervios a través de la piel. TENS es un eficaz método no farmacológico para tratar diferentes tipos de dolores provocados por un gran número de causas. El efecto analgésico o supresor del dolor se consigue inhibiendo la transmisión del dolor a las fibras nerviosas y aumentando la liberación de endorfinas en el organismo, ya que su efecto sobre el sistema nervioso central reduce la sensación de dolor. El método está fundamentado en la ciencia y reconocido como una forma de tratamiento médico.

#### Estructura del producto / componentes

- ➊ Botón de intensidad [+]
- ➋ Panel de visualización
- ➌ Botón de calor
- ➍ Puerto de carga tipo C
- ➎ Símbolo de calor
- ➏ 2 × almohadillas TENS y de calor
- ➐ 1 × estas instrucciones de uso
- ➑ 2 × almohadillas de electrodos
- ➒ Pinza para cinturón extraíble
- ➓ Botón de intensidad [-]
- ➔ Botón de encendido/apagado
- ➕ Canal de conexión para cable de electrodo
- ➖ Cierres magnéticos
- ➗ Símbolo TENS
- ➙ 1 × cable de carga tipo C
- ➚ 1 × cable de electrodo

#### Notas:

- Este producto no se suministra con adaptador. Este debe adquirirse por separado.
- Si tiene algún problema con los adaptadores, póngase en contacto con su distribuidor local.
- En primer lugar, compruebe que el aparato está completo y no presenta ningún daño. En caso de duda, no ponga el aparato en marcha y contacte con su vendedor o centro de servicio.



#### Uso previsto

El dispositivo está destinado al alivio temporal del dolor.

- En personas
- Para uso externo
- Para uso doméstico y privado
- Para aliviar dolores musculares
- Para aliviar los dolores menstruales
- Para relajar el cuerpo

#### Contraindicaciones:

- Este dispositivo no debe utilizarse si hay lesiones cancerosas en la zona de tratamiento.
- La estimulación no debe aplicarse en zonas hinchadas, infectadas, inflamadas o con erupciones cutáneas (por ejemplo, flebitis, tromboflebitis, varices, etc.).
- No se ha demostrado la seguridad de la estimulación eléctrica terapéutica durante el embarazo
- No utilice este aparato si lleva un dispositivo intrauterino, un marcapasos o si le han implantado un desfibrilador o cualquier otro dispositivo metálico o electrónico. Este uso podría provocar descargas eléctricas, quemaduras, interferencias eléctricas o la muerte.
- Epilepsia
- Graves trastornos de la circulación arterial en las extremidades inferiores
- Hernia abdominal o inguinal
- No debe utilizarse durante el embarazo o el parto
- No utilice este dispositivo en caso de síndromes de dolor no diagnosticados. Utilícelo únicamente después de haberse diagnosticado la causa del dolor.
- Si padece una enfermedad cardíaca, no lo utilice sin consultar a su médico.
- No utilizar en zonas con cicatrices durante al menos 10 meses después de la intervención quirúrgica.
- Este dispositivo no debe utilizarse en zonas del cuerpo con mala circulación.
- Fiebre alta
- Evite colocar electrodos en la zona del seno carotídeo (parte anterior del cuello) o transcerebralmente (a lo largo de la cabeza).

#### Grupo de usuarios, grupo de pacientes previsto

Modo TENS: para el alivio temporal de dolores asociados a agujetas debidas a un esfuerzo físico o a actividades domésticas normales.

Para dolores menstruales: muchas mujeres sufren calambres abdominales y fuertes dolores menstruales antes y durante la regla. También pueden padecer enfermedades que causan dolor en la parte baja del abdomen, como la endometriosis. Estos dolores suelen ser tan intensos que las mujeres buscan un alivio inmediato. Este dispositivo es una unidad TENS autoadhesiva con función de calor para aliviar el dolor de las molestias menstruales y el dolor causado por la endometriosis. La tecnología TENS utilizada permite un tratamiento focalizado del dolor. El dispositivo dispone de un total de 20 niveles de intensidad para diferentes necesidades. Es una forma muy segura y sencilla de aliviar el dolor.

**Usuario previsto:** los usuarios deben tener al menos 18 años y ser capaces de manejar el dispositivo y comprender las instrucciones. Los profesionales también son usuarios adecuados.

**Entorno de aplicación, usuario y grupo de pacientes:** clínicas o uso doméstico.

#### Aplicación

#### Pasos operativos

- Conecte la conexión de las almohadillas de electrodo ➊ a las abrazaderas de cable.
- Inserte el enchufe del cable del electrodo en el canal ➋ previsto en la unidad principal.
- Conecte las pinzas magnéticas de la unidad principal y la almohadilla TENS y de calor ➌.
- Fije todas las almohadillas a la zona de tratamiento.
- Pulse el botón de «encendido/apagado» ➔ y seleccione un programa.

#### Instalación y uso [descripción detallada del manejo]

- Coloque la almohadilla de TENS y calor ➌ y/o los electrodos ➍ en las zonas que vaya a tratar.
- Pulse el botón de «encendido/apagado» ➔ para poner el dispositivo en el modo de espera (el dispositivo emite un pitido y los dos símbolos de calefacción y TENS parpadean). Si no se realiza ninguna operación durante aprox. 120 segundos, el dispositivo se apaga automáticamente.
- En el modo de espera, pulse el botón [+]
- ➊ para iniciar la función TENS (el dispositivo emite un pitido mientras el símbolo permanece encendido y el símbolo se apaga. Si necesita que se caliente, pulse el símbolo para activar la función (el zumbador emite un pitido y las funciones TENS y calor se activan al mismo tiempo). Si no se realiza ninguna operación durante 30 segundos, el dispositivo se bloquea automáticamente. Pulse el botón [-]
- ➔ para anular el bloqueo.
- En el modo TENS, pulse el botón [+]
- ➊ para aumentar la intensidad (20 niveles disponibles). Pulse brevemente el botón [-]
- ➔ para reducir la intensidad. Si la intensidad se reduce al nivel 0, ya no deja de emitirse potencia TENS y el dispositivo vuelve al modo de espera (los símbolos de calefacción y TENS parpadean). Si no se realiza ninguna operación durante aprox. 120 segundos, el dispositivo se desactiva automáticamente. Observaciones: cada vez que se pulsan los botones ➊ o ➔ suena un pitido. Si sigue pulsando uno de los botones una vez alcanzado el nivel máximo o mínimo, el dispositivo emite varios «bip-bip-bip».
- Tiempo de tratamiento estándar: 30 minutos. Una vez finalizado el tratamiento, el dispositivo vuelve automáticamente al modo de espera y los dos símbolos de calefacción y TENS parpadean.
- Durante el tratamiento de TENS, pulse el símbolo para iniciar el calentamiento (el dispositivo emite un pitido). La temperatura de calentamiento estándar es de 43 °C. Para volver a apagarlo, basta con pulsar de nuevo el símbolo (el dispositivo emite un pitido) y el símbolo de calentamiento se apaga.
- Durante el tratamiento de calor sin TENS, solo permanece encendido el símbolo Si pulsa el símbolo , el calentamiento termina y el dispositivo vuelve al modo de espera.
- Para finalizar la aplicación, pulse el botón de «encendido/apagado» ➔.
- Si el dispositivo reconoce en el modo TENS que los electrodos no están bien colocados, después de 2 segundos, el zumbador emite un «bip-bip-bip-bip» y pasa al modo de espera. Si esto ocurre en el modo de calentamiento, el dispositivo no se verá afectado y continuará con la función de calor normal hasta que haya terminado pasados 30 minutos. Después, el dispositivo vuelve al modo de espera.
- Al cargar el dispositivo, pasa del modo de espera/operativo al modo de carga. El símbolo de calefacción parpadea durante el proceso de carga y permanece encendido cuando el dispositivo está completamente cargado.
- Cuando la batería del dispositivo está casi agotada, el zumbador emite un «bip-bip» y el dispositivo se apaga automáticamente.
- Una vez terminada la aplicación, retire cuidadosamente las almohadillas de los electrodos de la piel. Vuelve a pegar la lámina protectora sobre la almohadilla de gel para protegerla.

#### Solución de fallos

| Error                                     | Causas posibles                                                                                                                                                                      | Solución                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| El dispositivo no se enciende             | Batería descargada o fallo de funcionamiento                                                                                                                                         | Cargue la batería / póngase en contacto con el servicio de atención al cliente                                                                                                                                                                         |
| El dispositivo se detiene automáticamente | No ha detectado ningún cuerpo humano                                                                                                                                                 | 1. La almohadilla del electrodo no estaba bien sujeta.<br>2. La piel está demasiado seca. Humedézcala antes.<br>3. La almohadilla del electrodo puede estar defectuosa, sustitúyala.<br>4. El cable del electrodo puede estar defectuoso, sustitúyalo. |
| Dispositivo bloqueado                     | Se ha activado el bloqueo del dispositivo                                                                                                                                            | Pulse el botón [-] <li>➔ para desbloquear (ver manual de instrucciones para más información).</li>                                                                                                                                                     |
| Señal de estimulación eléctrica débil     | Posibles problemas del electrodo: 1. Demasiado seco o sucio. 2. Problemas de posición o problemas con el cable. 3. Daños debidos al desgaste.                                        | Intente volver a conectar las piezas afectadas. Si es necesario, sustitúyalas.                                                                                                                                                                         |
| Sensación desagradable                    | 1. Intensidad demasiado alta<br>2. Distancia demasiado corta entre los electrodos<br>3. Daños en los electrodos o conductores<br>4. La superficie del electrodo es demasiado pequeña | 1. Reduzca la intensidad<br>2. Vuelva a alinear la posición del electrodo<br>3. Sustituya los electrodos<br>4. Sustituya la almohadilla del electrodo por una almohadilla con una superficie de al menos 16 cm (4 × 4 cm).                             |
| No se percibe estimulación                | Colocación incorrecta de los electrodos / aplicación incorrecta                                                                                                                      | Sustituya los electrodos y siga el manual de instrucciones. Si no puede resolver el problema, póngase en contacto con su médico.                                                                                                                       |

#### Una vez terminada la aplicación / limpieza

Limpie cuidadosamente las almohadillas de los electrodos y la unidad principal si están grasientas o sucias. Para ello, limpie las superficies con un paño suave ligeramente humedecido (utilice agua o un producto de limpieza suave y neutro). Deje que se seque bien antes de volver a utilizarlo.

#### Datos técnicos

|                            |                                                                                                              |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre y modelo:           | Almohadilla para el dolor menstrual con TENS y calor <b>TT 250 medisana</b> (modelo FDES106)                 |
| Tiempo de carga:           | ≤2 horas                                                                                                     |
| Corriente de salida        | máx. 70 mA                                                                                                   |
| Tensión de salida (pico):  | máx. 35 V ±20 %                                                                                              |
| Alimentación eléctrica:    | Batería de litio de 3,7 V (adaptador de 5 V/1 A)                                                             |
| Resistencia de carga:      | 500 Ω                                                                                                        |
| Vida útil del producto     | 5 años                                                                                                       |
| Entorno de funcionamiento: | Temperatura: +5 °C hasta +40 °C; humedad: 30 % hasta 85 % RH, sin condensación; presión ambiente: 70–106 kPa |
| Entorno de almacenamiento: | Temperatura: +10 °C hasta +50 °C; humedad: 15 % hasta 90 % RH; presión ambiente: 70–106 kPa                  |

|                                             |                                         |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Tipo de ondulación / tipo de pulso:         | TENS / onda cuadrada simétrica bifásica |
| Número de canales:                          | 2 canales                               |
| Intensidad:                                 | 0-20 (regulable)                        |
| Frecuencia de salida:                       | 8-100 Hz ±10 %                          |
| Ancho de pulso de salida:                   | 75-250 µs ±10 %                         |
| Tiempo de tratamiento:                      | 30 minutos                              |
| Descarga eléctrica:                         | Dispositivo de la clase II              |
| Componente aplicable:                       | Componente de aplicación BF             |
| Grado de protección contra el agua:         | IP 22                                   |
| Temperatura de calentamiento:               | 43 °C ±2 °C                             |
| Tamaño de las almohadillas de TENS y calor: | 181 × 86,33 mm ±0,5 mm                  |
| Dimensiones (largo × ancho × alto):         | Aprox. 52 × 69 × 24 mm                  |
| Peso:                                       | Aprox. 41 g                             |
| Número de artículo:                         | 88352                                   |
| Código EAN:                                 | 4015588 88352 1                         |

### Piezas de repuesto (disponibles por separado, no incluidos en la entrega TT 250):

- Juego de 2 almohadillas TENS y calor, art. 88353 / EAN 4015588 88353 8
- Juego de 4 almohadillas de electrodos, art. 88354 / EAN 401558888354 5
- Cable de electrodo, art. 88355 / EAN 4015588 88355 2

#### Eliminación

Este aparato no debe eliminarse con la basura doméstica. Todos los usuarios están obligados a entregar los aparatos eléctricos o electrónicos, sin importar si contienen sustancias tóxicas o no, en un punto de recogida de su municipio o del comercio para que puedan ser eliminados de forma no contaminante. Para más información sobre la eliminación, pregunte a las autoridades municipales o a su vendedor.

#### Condiciones de garantía y reparación

Sus derechos de garantía comercial no se verán limitados por nuestra garantía, que exponemos a continuación. En caso de una reclamación de garantía, póngase en contacto con su comercio especializado o directamente con el centro de servicio. Si tuviese que enviar el aparato, indique cuál es el defecto y adjunte una copia del comprobante de compra.

Las condiciones de garantía aplicables son las siguientes:

- Los productos **medisana** tienen una garantía de 3 años a partir de la fecha de compra. En caso de reclamación de garantía, deberá demostrar la fecha de compra presentando el comprobante de compra o una factura.
- Los defectos debidos a fallos de material o de producción se subsanarán gratuitamente siempre que no haya prescrito el plazo de garantía.
- La prestación de la garantía no prolonga el plazo de garantía, ni en lo que respecta al aparato, ni para las piezas sustituidas.
- La garantía no incluye:
  - Daños causados por un uso indebido, p. ej., la inobservancia del manual de instrucciones.
  - Daños derivados de la reparación o la intervención del comprador o de terceros no autorizados.
  - Daños de transporte originados durante el traslado desde el fabricante hasta el consumidor o durante el envío al centro de servicio.
  - Los recambios sometidos a un desgaste normal.
- También se excluye la responsabilidad por daños directos o indirectos ocasionados por el aparato si el daño en el aparato está cubierto por la garantía.

| In accordance with our policy of continual product improvement, we reserve the right to make technical and visual changes without notice.                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Puede descargar el manual de instrucciones completo en <a href="https://docs.medisana.com/88352">https://docs.medisana.com/88352</a>.</p> <p>La información del servicio está disponible aquí: <a href="https://www.medisana.com/servicepartners">https://www.medisana.com/servicepartners</a></p> |

medisana®

IT Istruzioni per l'uso  
Elettrostimolatore per dolori mestruali con TENS & calore TT 250

## Apparecchio ed elementi di comando

Illustrazione 1:





Illustrazione 2:



## Spiegazione dei simboli

Le presenti istruzioni per l'uso sono parte integrante dell'apparecchio. Esse contengono informazioni importanti sull'azionamento e sulla gestione dell'apparecchio. Leggere tutte le istruzioni per l'uso. Il mancato rispetto delle presenti istruzioni può comportare gravi lesioni o danni all'apparecchio.

**AVVERTENZA**  
Questo simbolo indica pericoli che possono causare gravi lesioni o morte.

**ATTENZIONE**  
Questo simbolo indica pericoli che possono provocare lesioni minori, danni al prodotto o ulteriori danni materiali.

**IP22**  
Indicazione del tipo di protezione contro corpi estranei e acqua ai sensi di IEC60529.  
Questo prodotto è soggetto alla Direttiva europea 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche ed è contrassegnato di conseguenza.

Simboli di riciclaggio / Codici: questi servono a fornire informazioni sul materiale e sul suo corretto utilizzo e riciclo.

Conforme alla Direttiva europea MDR (UE) 2017/745 sui dispositivi medici. L'ente citato è SGS Belgium NV.

Protezione da scossa elettrica: Apparecchio di classe II

Codice lotto

Classificazione dell'apparecchio: tipo BF

Intervallo di umidità dell'aria

Limitazione della pressione ambiente

Gamma di temperatura

Data di fabbricazione

**medisana GmbH,**  
Carl-Schurz-Str. 2, 41460 NEUSS, GERMANIA

**Famidoc Technology Co., Ltd.**  
Room 401, 501, 601, 901, Building 6, Zhongtang Tian'an Cyber Park, No. 89, Jinyuan Road, Zhongtang Town, Dongguan City, Guangdong Province, 523220, P.R. China  
Website: www.famidoc.com

**Shanghai International Holding Corp. GmbH**  
(Europe)  
Eiffestraße 80, 20537 Hamburg, GERMANIA

**INDICAZIONI IMPORTANTI!  
CONSERVARE ASSOLUTAMENTE!**  
**Leggere attentamente le istruzioni per l'uso, in particolare le indicazioni di sicurezza, prima di utilizzare il dispositivo e conservare le istruzioni per l'uso per gli ulteriori utilizzi. In caso di consegna dell'apparecchio a terzi consegnare assolutamente anche le presenti istruzioni.**

## AVVERTENZA

- Si sconsiglia l'uso di questa apparecchiatura medica nei seguenti casi:
  - 1) Non utilizzare questo apparecchio se il paziente è portatore di dispositivi elettronici o metallici impiantabili (per es. pacemaker, spirale).
  - 2) Epilessia.
  - 3) Gravi disturbi della circolazione arteriosa delle estremità inferiori.
  - 4) Ernia addominale o inguinale.
  - 5) Non utilizzare questo apparecchio in caso di cardiopatia senza aver consultato il medico.
  - 6) Se si è incinta.
  - 7) Tumore.
  - 8) Stato febbrile.
  - 9) Non utilizzare gli strumenti terapeutici in ambienti con umidità elevata, come per esempio facendo il bagno o la doccia in una vasca da bagno.
  - 10) Non utilizzare dopo aver bevuto.
  - 11) Non utilizzare strumenti terapeutici a bassa frequenza quando si utilizzano strumenti chirurgici ad alta frequenza.
  - 12) Non utilizzare in prossimità dei genitali.
  - 13) Raccomandazione: non utilizzare apparecchiature mediche a bassa frequenza in prossimità di apparecchiature mediche a onde corte o microonde se la potenza dell'apparecchiatura medica a bassa frequenza utilizzata è instabile. Mantenere la distanza di sicurezza - almeno 1 m - da tali apparecchiature.
  - 14) Apparecchi chirurgici a radiofrequenza e stimolatori. Quando si collega il paziente, si possono verificare ustioni nella zona dell'elettrodo dello stimolatore e lo stimolatore può danneggiarsi.
  - 15) Sensazione anomala del paziente sottoposto a trattamento medico.
  - 16) Pazienti con anomalie cardiache e neurologiche.
  - 17) Pazienti con temperatura corporea superiore a 38°C.
  - 18) Pazienti con malattie infettive.
  - 19) Pazienti non in grado di esprimere la propria volontà.
  - 20) Non utilizzare il prodotto durante la ricarica.
- Nota:
  - 1) Assicurarsi di rispettare sempre tutte le avvertenze.
  - 2) Questo prodotto non va usato in gola o in bocca. Ciò può provocare gravi spasmi dei muscoli della gola e contrazioni muscolari che possono bloccare le vie aeree e causare affanno.
  - 3) Questo prodotto non va utilizzato davanti al petto, poiché la corrente immessa nel cuore può provocare aritmia cardiaca e arresto cardiaco.
  - 4) Questo prodotto non va usato su pazienti non sorvegliati o con problemi emotivi, demenza e basso quoziente intellettivo.
  - 5) Le istruzioni per l'uso sono dettagliate; un uso improprio può comportare rischi.
  - 6) Non utilizzare questo apparecchio in caso di dolori non diagnosticati. Prima dell'uso consultare il medico per una diagnosi.
  - 7) Gli elettrodi non vanno posizionati in zone che possono provocare un flusso di corrente attraverso il cervello (per es. gli elettrodi unilaterali non devono essere posizionati contemporaneamente sulla parte anteriore e posteriore della testa o sui lati destro e sinistro della testa).
  - 8) I pazienti affetti da cardiopatie, cancro o altre patologie suscettibili di mettere a repentaglio la loro salute devono utilizzare questo apparecchio solo dopo aver consultato un medico.
  - 9) Se non ci si sente a proprio agio con l'intensità della stimolazione, ridurla a un livello confortevole. Se il problema persiste, contattare il medico.
  - 10) Non utilizzare questo apparecchio in locali in cui si utilizzano aerosol (spray) e ossigeno puro.
  - 11) Non utilizzare questo apparecchio in prossimità di sostanze altamente infiammabili, gas o esplosivi.
  - 12) Prima di ogni utilizzo accertarsi che il cavo e i relativi connettori siano in buone condizioni.
  - 13) Spegnerne l'apparecchio prima di utilizzare o rimuovere il cuscinetto con elettrodi.
  - 14) Questo prodotto può essere utilizzato solo con i cavi di elettrodi e gli elettrodi raccomandati dal produttore.
- Consultare il medico prima di utilizzare l'apparecchio, soprattutto in presenza di una o più delle seguenti condizioni:**
  - Malattie acute, soprattutto nei pazienti con sospetta ipertensione arteriosa, trombosi o tumori maligni
  - Pazienti con varie malattie della pelle.
  - Pazienti affetti da dolore cronico (per es. disturbi metabolici) con dolore ridotto grazie agli antidolorifici.
  - Pazienti che assumono farmaci.
  - Reazioni indesiderate
  - Le allergie cutanee causate dal gel sulle piastre degli elettrodi e le ustioni causate dall'irritazione degli elettrodi sono possibili reazioni avverse. Se si manifestano sintomi allergici sulla pelle, interrompere il trattamento e consultare il medico.
- In caso di disagio causato dall'intensità della stimolazione, ridurla a un livello confortevole. Se il problema persiste, contattare il medico.
- Non utilizzare il prodotto durante la ricarica.**
- Le illustrazioni contenute in queste istruzioni sono solo disegni di riferimento. Leggere attentamente le istruzioni prima dell'uso.
- Assicurarsi che gli adattatori selezionati siano conformi agli standard di sicurezza medica e ai requisiti di certificazione della sicurezza pertinenti (esempio: IEC 60601-1).
- Una volta effettuato il collegamento, il dispositivo viene caricato automaticamente.

## Principio di funzionamento

La TENS, stimolazione elettrica transcutanea nervosa, si riferisce alla stimolazione elettrica dei nervi attraverso la pelle. La TENS è un metodo non farmacologico efficace per trattare diversi tipi di dolore causati da molteplici fattori. L'effetto antidolorifico si ottiene inibendo la trasmissione del dolore alle fibre nervose e aumentando il rilascio di endorfine nell'organismo, poiché il loro effetto sul sistema nervoso centrale riduce la sensazione di dolore. Il metodo è scientificamente valido e riconosciuto come forma di trattamento medico.

## Struttura del prodotto / Componenti

- Tasto intensità [+]
- Tasto intensità [-]
- Tasto di accensione/spegnimento
- Canale di connessione per il cavo dell'elettrodo
- Interfaccia di ricarica di tipo C
- Simbolo di calore
- 2 x Pad TENS e di calore
- 1 x Cavo di ricarica di tipo C
- 1 x Cavo degli elettrodi
- Chiusure magnetiche
- Simbolo TENS
- 1 x Istruzioni per l'uso
- 2 x Tamponi degli elettrodi
- Clip da cintura rimovibile
- Pannello di visualizzazione
- Tasto calore

## Avvertenze:

- Questo prodotto non viene fornito completo di adattatore. Da acquistare separatamente.
- In caso di problemi con gli adattatori, contattare il rivenditore locale.
- Anzitutto controllare che l'apparecchio sia completo e non presenti eventuali danneggiamenti. In caso di dubbio non utilizzare l'apparecchio e rivolgersi al proprio rivenditore o al centro assistenza.

Gli imballaggi sono riutilizzabili o possono essere riciclati nel circuito delle materie prime. Si prega di smaltire il materiale di imballaggio non più necessario secondo le disposizioni vigenti.

## Utilizzo conforme alla destinazione d'uso

L'apparecchio è destinato ad alleviare temporaneamente il dolore.

- Su persone
- Per uso esterno
- Per uso domestico e privato
- Per alleviare i dolori muscolari
- Per alleviare i dolori mestruali
- Per rilasciare il corpo

## Controindicazioni:

- Questo apparecchio non va utilizzato se sono presenti lesioni tumorali nell'area di trattamento.
- La stimolazione non va praticata su aree gonfie, infette, infiammate o su eruzioni cutanee (per es. flebiti, tromboflebiti, vene varicose, ecc.).
- Non è stata verificata la sicurezza della stimolazione elettrica terapeutica durante la gravidanza.
- Non utilizzare questo apparecchio se si ha una spirale, un pacemaker, un defibrillatore impiantato o qualsiasi altro dispositivo metallico o elettronico impiantato. Questi possono provocare scosse elettriche, ustioni, interferenze elettriche o morte.
- Epilessia
- Gravi disturbi della circolazione arteriosa delle estremità inferiori
- Ernia addominale o inguinale
- Non adatto all'uso durante la gravidanza o il travaglio
- Non utilizzare questo apparecchio in caso di dolori non diagnosticati. Utilizzarlo solo dopo aver diagnosticato la causa del dolore.
- Se si soffre di disturbi cardiaci senza aver consultato il medico.
- Non utilizzare sulle aree cicatrizzate per almeno 10 mesi dopo l'intervento.
- Questo apparecchio non deve essere utilizzato su parti del corpo soggette a problemi di circolazione.
- Febbre alta
- Evitare di posizionare gli elettrodi nell'area del seno carotideo (parte anteriore del collo) o per via transcranica (lungo la testa).

## Destinazione, gruppi di pazienti previsti

Per la modalità TENS: per alleviare temporaneamente il dolore associato a dolori muscolari dovuti a sforzi fisici o a normali attività domestiche.

Per disturbi mestruali: molte donne soffrono di crampi addominali e forti dolori mestruali prima e durante il ciclo; possono anche soffrire di malattie che provocano dolore al basso ventre, come l'endometriosi. Spesso il dolore è così forte che le donne ricercano un immediato sollievo dal dolore. Questo apparecchio è un'unità TENS autoadesiva con funzione termica per alleviare il dolore causato dai crampi mestruali e dall'endometriosi. La tecnologia TENS utilizzata permette di trattare il dolore in modo mirato. L'apparecchio è dotato di 20 livelli di intensità per soddisfare le varie esigenze. Si tratta di un metodo molto sicuro e semplice per alleviare il dolore.

**Utenti previsti:** gli utenti devono avere almeno 18 anni ed essere in grado di utilizzare l'apparecchio e di comprendere le istruzioni. Anche gli utilizzatori professionisti sono utenti idonei.

**Ambiente di utilizzo, utenti e gruppi di pazienti:** cliniche o uso domestico.

## Utilizzo

### Fasi operative

- Collegare l'attacco degli elettrodi adesivi ai morsetti del cavo.
- Inserire la spina del cavo dell'elettrodo nel canale dell'unità principale.
- Collegare i morsetti magnetici dell'unità principale e del cuscinetto TENS e di calore.
- Applicare tutti i cuscinetti sull'area di trattamento.
- Premere il tasto di "accensione/spegnimento" e selezionare un programma.

### Installazione e utilizzo [descrizione dettagliata di funzionamento]

- Posizionare il TENS e il cuscinetto di calore e/o gli elettrodi sulle zone da trattare.
- Premere il tasto di "accensione/spegnimento" per accendere il dispositivo nella modalità di standby (il dispositivo emette un "segnale acustico" e i due simboli calore e TENS lampeggiano). Se per ca. 120 secondi l'apparecchio non viene utilizzato, esso si spegne automaticamente.
- Nella modalità standby premere il tasto [+] per avviare la funzione TENS (l'apparecchio emette un "segnale acustico" mentre il simbolo resta acceso e il simbolo si spegne. Se si desidera riscaldare, premere il simbolo per attivare la funzione (il cicalino emette un "segnale acustico" e le funzioni TENS e di calore sono attive contemporaneamente). Se per ca. 30 secondi non viene dato alcun comando, l'apparecchio si blocca automaticamente. Premere il tasto [-] per disattivare il blocco.
- Premere il tasto [+] nella modalità TENS per aumentare l'intensità - sono disponibili 20 livelli. Premere il tasto [-] per ridurre l'intensità. Quando l'intensità è stata ridotta a livello 0, non viene più erogata corrente TENS e l'apparecchio torna in modalità standby (i simboli di riscaldamento e della TENS lampeggiano). Se per ca. 120 secondi il dispositivo non viene utilizzato, questo si spegne automaticamente. Nota: quando si premono i tasti o si sente sempre un "segnale acustico". Se si continua a premere uno dei tasti dopo aver raggiunto il livello massimo o minimo, l'apparecchio emette più volte i "segnali acustici".
- Durata standard del trattamento: 30 minuti. Al termine del trattamento l'apparecchio torna automaticamente in modalità standby, con i due simboli di calore e della TENS che lampeggiano.
- Quando si esegue il trattamento TENS, premere il simbolo per avviare il riscaldamento (l'apparecchio emette un segnale acustico). La temperatura del riscaldamento standard è di 43°C. Per spegnerlo di nuovo, basta premere nuovamente il simbolo (l'apparecchio emette un segnale acustico) e il simbolo del riscaldamento si spegne.
- Durante il trattamento di calore senza TENS, rimane acceso solo il simbolo. Se si preme il simbolo, il riscaldamento si interrompe e l'apparecchio torna in modalità standby.
- Per terminare l'applicazione è necessario premere il tasto di "accensione/spegnimento".
- Se l'apparecchio riconosce che in modalità TENS gli elettrodi non sono collegati correttamente, il cicalino emette vari "segnali acustici" dopo 2 secondi e passa alla modalità standby. Se ciò accade in modalità di riscaldamento, l'apparecchio non ne risentirà e continuerà a riscaldare normalmente fino al termine dei 30 minuti. L'apparecchio torna quindi in modalità standby.
- Quando si carica l'apparecchio, questo passa dalla modalità standby/operativa alla modalità di ricarica. Il simbolo di riscaldamento lampeggia durante il processo di ricarica e resta acceso quando l'apparecchio è completamente carico.
- Quando la batteria dell'apparecchio è quasi scarica, il cicalino emette diversi "segnali acustici" e l'apparecchio si spegne automaticamente.
- Una volta terminata l'applicazione, rimuovere con cautela i cuscinetti con gli elettrodi dalla pelle. Incollare nuovamente la pellicola protettiva sul cuscinetto di gel per proteggerlo.

## Risoluzione dei problemi

| Errore                                   | Possibili cause                                                                                                                                                             | Soluzione                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| L'apparecchio non si avvia               | Batteria scarica o malfunzionamento                                                                                                                                         | Ricaricare la batteria / Contattare l'assistenza clienti                                                                                                                                                                                                       |
| L'apparecchio si ferma automaticamente   | Nessun corpo umano riconosciuto                                                                                                                                             | 1. Il cuscinetto con elettrodi non era fissato correttamente.<br>2. La pelle è troppo secca. Inumidirla prima.<br>3. Il cuscinetto con elettrodi è eventualmente difettoso, sostituirlo.<br>4. Il cavo degli elettrodi è eventualmente difettoso, sostituirlo. |
| Apparecchio bloccato                     | È stato attivato un blocco dell'apparecchio                                                                                                                                 | Premere il tasto [-] per sbloccare (vedere le istruzioni per l'uso per ulteriori informazioni).                                                                                                                                                                |
| Segnale di stimolazione elettrica debole | Possibili problemi agli elettrodi:<br>1. Troppo asciutti o sporchi.<br>2. Problemi di posizionamento o problemi con il cavo.<br>3. Guasti dovuti all'usura.                 | Provare a ricollegare i componenti interessati. Eventualmente sostituirli.                                                                                                                                                                                     |
| Sensazione di disagio                    | 1. Intensità troppo elevata<br>2. Troppo poca distanza tra gli elettrodi<br>3. Guasto degli elettrodi o dei conduttori<br>4. La superficie degli elettrodi è troppo piccola | 1. Ridurre l'intensità<br>2. Riallineare le posizioni degli elettrodi<br>3. Sostituire gli elettrodi<br>4. Sostituire il cuscinetto degli elettrodi con un cuscinetto di almeno 16 cm di superficie (4 x 4 cm).                                                |
| Nessuna stimolazione percepibile         | Posizionamento improprio degli elettrodi / applicazione non corretta                                                                                                        | Sostituire gli elettrodi e rispettare le istruzioni per l'uso. Contattare il medico se non si riesce a risolvere il problema.                                                                                                                                  |

## Dopo aver terminato l'applicazione / pulizia

Pulire a fondo i cuscinetti con elettrodi e l'unità principale se sono untì o sporchi. Allo scopo pulire le superfici con un panno morbido e leggermente inumidito (utilizzare acqua o un detergente delicato e neutro). Lasciarlo asciugare bene prima di utilizzarlo nuovamente.

## Dati tecnici

Nome e modello:  
Batteria  
Tempo di ricarica:  
Corrente in uscita  
Tensione in uscita (picco):  
Alimentazione elettrica:  
Resistenza di carico:  
Vita utile del prodotto  
Ambiente di utilizzo:

Batteria Elettrostimolatore per dolori mestruali con TENS e calore TT 250 (modello FDES106)  
≤ 2 ore  
max. 70 mA  
max. 35V ±20%  
Alimentazione elettrica: Batteria al litio 3,7V (adattatore 5V/1A)  
500Ω  
5 anni  
Temperatura: da +5°C a +40°C, umidità dell'aria: da 30% a 85% RH, senza condensa, pressione ambiente: 70–106 kPa  
Temperatura: da +10°C a +50°C, umidità dell'aria: da 15% a 90% RH, pressione ambiente: 70-106 kPa

Ambiente di conservazione:  
Tipo di forma dell'onda / tipo di impulso:  
Numero di canali:  
Intensità:  
Frequenza in uscita

TENS / onda quadra simmetrica su due lati  
2 canali  
0–20 (regolabile)  
8–100Hz ±10%  
Ampiezza dell'impulso di uscita:  
Durata del trattamento:  
Scossa elettrica:  
Sezione applicabile:  
Grado di protezione dall'acqua:  
Temperatura di riscaldamento:  
Dimensioni dei cuscinetti TENS e di calore:  
Dimensioni (L x P x A):  
Peso:  
Codice articolo:  
Codice EAN:

75–250µs ±10%  
30 minuti  
Apparecchio di classe II  
Campo di applicazione BF  
IP 22  
43°C ±2°C  
181 x 86,33 mm ±0,5 mm  
ca. 52 x 69 x 24 mm  
ca. 41 g  
88352  
4015588 88352 1

## Parti di ricambio (disponibili separatamente, non compresi nella TT 250-fornitura):

- Kit con 2 x cuscinetti TENS e di calore, art. 88353 / EAN 4015588 88353 8
- Kit con 4 cuscinetti con elettrodi, art. 88354 / EAN 401558888354 5
- Cavo degli elettrodi, art. 88355 / EAN 4015588 88355 2

## Smaltimento

Questo apparecchio non può essere smaltito con i rifiuti domestici. Ciascun consumatore è tenuto a conferire tutti i dispositivi elettrici o elettronici, indipendentemente dal fatto che contengano o meno sostanze nocive, presso un punto di raccolta della propria città o presso il rivenditore locale, affinché essi possano essere destinati a uno smaltimento rispettoso dell'ambiente. Per lo smaltimento rivolgersi alle autorità del proprio comune o al proprio rivenditore.

## Condizioni di garanzia e riparazione

I diritti di garanzia sanciti dalla legge non sono limitati dalla nostra garanzia indicata di seguito. In caso di richieste di garanzia, rivolgersi al proprio negozio specializzato o direttamente al centro assistenza. Qualora sia necessario rispedire indietro il dispositivo, indicare il guasto e allegare una copia della ricevuta di acquisto.

Si applicano le seguenti condizioni di garanzia:

- I prodotti **medisana** sono garantiti per 3 anni dalla data di acquisto. In caso di richieste di garanzia, la data di acquisto va dimostrata dalla ricevuta di acquisto o dalla fattura.
- I vizi derivanti da difetti dei materiali o di produzione vengono eliminati gratuitamente nell'arco del periodo di garanzia.
- L'intervento in garanzia non prolunga la durata della garanzia, né per l'apparecchio né per i componenti sostituiti.
- Sono esclusi dalla garanzia:
  - Tutti i danni derivati da uso improprio, per es. per mancato rispetto delle istruzioni per l'uso.
  - Danni da attribuirsi a riparazione o a interventi da parte dell'acquirente o di terzi non autorizzati.
  - Danni da trasporto nel tragitto dal fabbricante al consumatore o nella fase di spedizione al centro di assistenza.
  - Ricambi soggetti a normale usura.
- È esclusa la responsabilità per danni conseguenti diretti o indiretti causati dall'apparecchio se il danno all'apparecchio viene riconosciuto come contemplato dalla garanzia.

**Nell'intento di migliorare continuamente i nostri prodotti ci riserviamo di apportare modifiche tecniche e di configurazione.**

Le istruzioni per l'uso complete sono disponibili e scaricabili dal sito <https://docs.medisana.com/88352>.

Le informazioni sul servizio sono disponibili qui: <https://www.medisana.com/servicepartners>

MD

CE 1639

medisana®

PT Manual de instruções  
Adesivos para dores menstruais com TENS e calor TT 250

Aparelho e elementos de comando

Figura 1:





Figura 2:



Explicação dos símbolos

Este manual de instruções pertence a este aparelho. Ele contém informações importantes para a colocação em funcionamento e a operação. Leia completamente este manual de instruções. O incumprimento destas instruções pode causar lesões graves ou danos no aparelho.

**AVISO**  
Este símbolo identifica perigos que podem resultar em ferimentos graves ou fatais.

**ATENÇÃO**  
Este símbolo indica perigos que podem resultar em ferimentos ligeiros, danos no produto ou outros danos materiais.

Indicação do tipo de proteção contra corpos estranhos e água de acordo com a norma IEC 60529. Este produto está sujeito à diretiva europeia 2012/19/UE relativa aos resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos, encontrando-se respetivamente marcado.

Em conformidade com a diretiva europeia MDR (UE) 2017/745 sobre dispositivos médicos. O organismo notificado é SGS Belgien NV.

Símbolos de reciclagem/códigos: Estes servem para dar informações sobre o material e a sua correta utilização e reciclagem.

|               |                                                          |            |                                     |
|---------------|----------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------|
| <b>REF</b>    | Número de produto                                        | <b>LOT</b> | Número de lote                      |
| <b>SN</b>     | Número de série do aparelho                              | <b>LOT</b> | Número de lote                      |
| <b>MD</b>     | Dispositivo médico                                       | <b>LOT</b> | Classificação do aparelho: tipo BF  |
| <b>EU REP</b> | Representante autorizado na Comunidade ou União Europeia | <b>LOT</b> | Limite da humidade do ar            |
| <b>UDI</b>    | Identificação única do aparelho                          | <b>LOT</b> | Limite da pressão ambiente          |
| <b>UDI</b>    | Importador                                               | <b>LOT</b> | Limites do intervalo de temperatura |
| <b>UDI</b>    | Fabricante                                               | <b>LOT</b> | Data de fabrico                     |

**medisana GmbH**,  
Carl-Schurz-Str. 2, 41460 NEUSS, ALEMANHA

**Famidoc Technology Co., Ltd.**  
Room 401, 501, 601, 901, Building 6, Zhongtang Tian'an Cyber Park, No. 89, Jinyuan Road, Zhongtang Town, Dongguan City, Guangdong Province, 523220, P.R. China  
Website: www.famidoc.com

**Shanghai International Holding Corp. GmbH**  
(Europe)  
Eiffestraße 80, 20537 Hamburg, ALEMANHA

**PT INFORMAÇÃO IMPORTANTE! GUARDE PARA USO FUTURO!**

**Leia atentamente o manual de instruções antes de usar este dispositivo, especialmente as instruções de segurança, e guarde o manual de instruções para uso futuro. Caso dê este aparelho a outra pessoa, é fundamental que também transmita estas instruções de utilização.**

**AVISO**

- A utilização deste aparelho terapêutico não é recomendada nos seguintes casos:
  - 1) Não utilize este aparelho se o paciente tiver dispositivos eletrônicos ou metálicos implantáveis (por ex. pacemaker, tubo de cobre medicinal).
  - 2) Epilepsia.
  - 3) Graves problemas circulatórios arteriais das extremidades inferiores.
  - 4) Hérnia abdominal ou inguinal.
  - 5) Se tiver uma doença cardíaca, não utilize este aparelho sem consultar um médico.
  - 6) Está grávida.
  - 7) Cancro.
  - 8) Tem febre.
  - 9) Não utilize os instrumentos terapêuticos em ambientes com elevada humidade do ar, como por exemplo, ao tomar banho ou duche numa banheira.
  - 10) Não utilize depois de beber.
  - 11) Não utilize instrumentos terapêuticos de baixa frequência ao utilizar instrumentos cirúrgicos de alta frequência.
  - 12) Não use perto dos órgãos genitais.
  - 13) Recomendação: Não utilize aparelhos terapêuticos de baixa frequência perto de aparelhos terapêuticos de ondas curtas ou de micro-ondas se o desempenho do aparelho terapêutico de baixa frequência utilizado for instável. Mantenha uma distância de segurança de pelo menos 1 m em relação a tais aparelhos.
  - 14) Dispositivos cirúrgicos de alta frequência e estimuladores. Ao conectar a um paciente, podem ocorrer queimaduras no eletrodo do estimulador e o estimulador pode ser danificado.
  - 15) Sensação anormal do paciente tratado clinicamente.
  - 16) Pacientes com anomalias cardíacas e neurológicas.
  - 17) Pacientes com uma temperatura corporal superior a 38 °C.
  - 18) Pacientes com doenças infecciosas.
  - 19) Pacientes que não conseguem expressar a sua vontade.
  - 20) Não utilize este produto durante o carregamento.

- Nota:
  - 1) Certifique-se de que observa sempre todas as advertências.
  - 2) Este produto não deve ser utilizado na garganta e na boca. Isso pode causar espasmos graves nos músculos da garganta e contrações musculares, que provavelmente bloquearão as vias respiratórias e causarão falta de ar.
  - 3) Este produto não deve ser utilizado no peito porque a corrente introduzida no coração pode provocar arritmias cardíacas e paragem cardíaca.
  - 4) Este produto não deve ser utilizado em pacientes sem supervisão ou com problemas emocionais, demência e QI baixo.
  - 5) O manual de instruções é detalhado; uma utilização incorreta pode causar perigo.
  - 6) Não utilize este aparelho para sintomas de dor não diagnosticados. Antes da utilização, consulte um médico para obter um diagnóstico.
  - 7) Os eletrodos não devem ser colocados em áreas que possam fazer com que a corrente flua através do cérebro (ou seja, os eletrodos unilaterais não devem ser colocados simultaneamente na parte frontal e posterior da cabeça ou nos lados esquerdo e direito da cabeça).
  - 8) Pacientes que sofram de doenças cardíacas, cancro ou outras doenças que possa por em risco a saúde só devem utilizar este aparelho após consultar um médico.
  - 9) Se se sentir desconfortável com a intensidade da estimulação, reduza a intensidade para um nível confortável. Se o problema persistir, contacte o seu médico.
  - 10) Não utilize este aparelho em espaços onde sejam utilizados aerossóis (spray) e oxigénio puro.
  - 11) Não utilize este aparelho perto de substâncias altamente inflamáveis, gases ou explosivos.
  - 12) Antes de cada utilização, verifique se o cabo e os conectores correspondentes estão em bom estado.
  - 13) Desligue o aparelho antes de utilizar ou remover o eletrodo adesivo.
  - 14) Este produto só deve ser utilizado com cabos de eletrodos e eletrodos recomendados pelo fabricante.

- Consulte o seu médico antes de utilizar o aparelho, especialmente se apresentar uma ou mais das seguintes condições:**
  - Doenças agudas, especialmente em pacientes com suspeita de hipertensão, trombose ou tumores malignos;
  - Pacientes com diversas doenças de pele;
  - Pacientes com perturbações de dor crónica (por exemplo, distúrbios metabólicos) com dor reduzida por meio de analgésicos;
  - Pacientes que tomam medicamentos.
  - Reações adversas
  - Alergias cutâneas causadas pelo gel dos eletrodos adesivos e queimaduras devido à irritação dos eletrodos são possíveis reações adversas. Se ocorrerem sintomas alérgicos na pele, interrompa o tratamento e consulte o seu médico.
- Se a intensidade da estimulação o deixar desconfortável, reduza a intensidade para um nível confortável. Se o problema persistir, contacte o seu médico.
- Não utilize este produto durante o seu carregamento.**
- As ilustrações neste manual são desenhos apenas para referência. Leia as instruções cuidadosamente antes da utilização.
- Certifique-se de que os adaptadores selecionados cumprem as normas de segurança médica relevantes e os requisitos de certificação de segurança (exemplo: IEC 60601-1).
- Uma vez ligado, o aparelho será carregado automaticamente.

**Princípio de funcionamento**

TENS, estimulação elétrica nervosa transcutânea, refere-se à estimulação elétrica dos nervos através da pele. TENS é um método não farmacológico eficaz para tratar vários tipos de dor provocada por diversas causas. O efeito analgésico ou supressor da dor é conseguido através da inibição da transmissão da dor às fibras nervosas e do aumento da libertação de endorfinas no corpo, uma vez que o seu efeito no sistema nervoso central reduz a sensação de dor. O método tem uma base científica e é reconhecido como uma forma de tratamento médico.

**Estrutura/componentes do produto**

- 1 Botão de intensidade [+]
- 2 Botão de intensidade [-]
- 3 Painel de visualização
- 4 Botão de ligar/desligar
- 5 Botão de calor
- 6 Canal de ligação para o cabo dos eletrodos
- 7 Porta de carregamento tipo C
- 8 Fechos magnéticos
- 9 Símbolo de calor
- 10 Símbolo TENS
- 11 2 x adesivos TENS e de calor
- 12 1 x este manual de instruções
- 13 1 x cabo de carregamento tipo C
- 14 2 x eletrodos adesivos
- 15 1 x cabo dos eletrodos
- 16 mola amovível para cinto

**Aviões:**

- Este produto não é fornecido com um adaptador. Compre-o em separado.
- Caso tenha problemas com o adaptador, dirija-se ao seu revendedor local.
- Se você notar algum dano de transporte ao desembalar, entre em contato com seu revendedor imediatamente.
- Por favor, verifique se o dispositivo está completo e não está danificado de forma alguma. Em caso de dúvida, não o utilize e contate o centro de assistência.

As embalagens são reutilizáveis ou podem ser recicladas. Elimine corretamente o material de embalagem que já não for necessário.

**Utilização correta**

O aparelho destina-se ao alívio temporário da dor.

- Em pessoas
- Para aplicação exterior
- Para uso doméstico e privado
- Para alívio de dores musculares
- Para alívio de dores menstruais
- Para relaxamento do corpo

**Contraindicações:**

- Este aparelho não deve ser utilizado se na área de tratamento existirem lesões cancerígenas.
- A estimulação não deve ser utilizada em áreas inchadas, infetadas, inflamadas ou erupções cutâneas (por exemplo, flegite, tromboflebite, varizes, etc.).
- A segurança da estimulação elétrica terapêutica durante a gravidez não foi verificada.
- Não utilize este aparelho se tiver um tubo de cobre medicinal, um pacemaker, um desfibrilhador implantado ou outro aparelho eletrônico ou metálico implantado. Tal utilização pode resultar em choques elétricos, queimaduras, falhas elétricas ou morte.
- Epilepsia
- Perturbações circulatórias arteriais graves dos membros inferiores
- Hérnia abdominal ou inguinal
- Não é adequado para utilização durante a gravidez ou contrações
- Não utilize este aparelho em caso de sintomas de dor não diagnosticados. Utilize-o apenas após obter o diagnóstico da causa da dor.
- Se tem uma doença cardíaca, não o utilize sem consultar o seu médico.
- Não utilize em áreas com cicatrizes cirúrgicas durante pelo menos 10 meses após uma cirurgia.
- Este aparelho não deve ser utilizado em áreas do corpo com má circulação sanguínea.
- Febre alta
- Evite colocar eletrodos na zona do seio carotídeo (parte anterior do pescoço) ou transcerebral (ao longo da cabeça).

**Utilizadores, público-alvo**

Para o modo TENS: para alívio temporário da dor associada a dores musculares devido a esforço físico ou atividades domésticas normais.

No caso de dores menstruais: muitas mulheres sofrem de cólicas abdominais e de fortes dores menstruais antes e durante a menstruação; podem também sofrer de doenças que causam dores abdominais, como a endometriose. Esta dor é muitas vezes tão intensa que as mulheres procuram o alívio imediato da dor. Este é um aparelho de TENS autoadesivo com função de calor para aliviar as dores das cólicas menstruais e dores causadas pela endometriose. A tecnologia TENS utilizada permite o tratamento direcionado da dor. O aparelho tem um total de 20 níveis de intensidade para diferentes requisitos. É uma forma muito segura e fácil de aliviar a dor.

**Utilizadores previstos:** os utilizadores devem ter pelo menos 18 anos e ser capazes de operar o aparelho e compreender as instruções. Os utilizadores profissionais também podem utilizar o aparelho.

**Ambiente operacional, utilizador e grupo de pacientes:** clínicas ou uso doméstico.

**Aplicação:**

**Etapas da utilização**

- Ligue o conector dos eletrodos adesivos «1» às braçadeiras do cabo.
- Insira a ficha do cabo dos eletrodos no canal «2» previsto para o efeito, na unidade principal.
- Una os grampos magnéticos da unidade principal e do adesivo de TENS e de calor «3».
- Fixe todas os adesivos na área de tratamento.
- Prima o botão "Ligar/Desligar" «4» e selecione um programa.

**Instalação e utilização [descrição detalhada da utilização]**

- Coloque o adesivo de TENS e de calor «1» e/ou os eletrodos «2» nas zonas a tratar.
- Pressione o botão "Ligar/Desligar" «4» para ligar o aparelho no modo de espera (o aparelho emite um "bip" com os símbolos de aquecimento «3» e TENS «4» a piscar). Se não houver qualquer operação durante aproximadamente 120 segundos, o aparelho desligar-se-á automaticamente.
- No modo de espera, prima o botão «+» «1» para iniciar a função TENS (o aparelho emitirá um "bip" enquanto o símbolo «4» permanece aceso e o símbolo «3» apaga-se. Se for necessário aquecimento, pressione o símbolo «3» para ativar a função (a campainha emitirá um "bip" e as funções TENS e aquecimento estarão ativas ao mesmo tempo). Se não houver operação durante 30 segundos, o aparelho bloqueia automaticamente. Prima o botão «-» «2» para cancelar o bloqueio.
- No modo TENS, prima o botão «+» «1» para aumentar a intensidade - há 20 níveis disponíveis. Prima o botão «-» «2» para diminuir a intensidade. Quando a intensidade é reduzida para o nível 0, a potência TENS deixa de ser fornecida e o aparelho volta ao modo de espera (os símbolos de aquecimento «3» e TENS «4» piscam). Se não houver qualquer operação durante aproximadamente 120 segundos, o aparelho desligar-se-á automaticamente. Observação: Ao premir os botões «1» ou «2» ouvirá sempre um "bip". Se continuar a premir um dos botões após o nível máximo ou mínimo já ter sido atingido, o aparelho emitirá "bip-bip-bip" várias vezes.
- Duração de tratamento padrão: 30 minutos. Após o fim do tratamento, o aparelho regressa automaticamente ao modo de espera com os dois símbolos de aquecimento «3» e TENS «4» a piscar.
- Durante o tratamento TENS, pressione o símbolo «3» para iniciar o aquecimento (o aparelho emitirá um bip). A temperatura de aquecimento padrão é de 43 °C. Para o voltar a desligar, basta premir novamente o símbolo «3» (o aparelho emitirá um bip) e o símbolo de aquecimento será desligado.
- Durante o tratamento térmico sem TENS, apenas o símbolo «3» permanece aceso. Ao premir o símbolo «3», o aquecimento para e o aparelho volta ao modo de espera.
- Para terminar a aplicação, pressione o botão "Ligar/Desligar" «4».
- No modo TENS, se o aparelho detetar que os eletrodos não estão ligados corretamente, ouvir-se-á "bip-bip-bip-bip" após 2 segundos e, em seguida, o aparelho entrará no modo de espera. Se isto acontecer no modo de aquecimento, o aparelho não será afetado e continuará a função de aquecimento normalmente até que esta esteja concluída após 30 minutos. O aparelho regressa então ao modo de espera.
- Ao carregar o aparelho, este muda do modo de espera/função para o modo de carregamento. O símbolo de aquecimento «3» pisca durante o carregamento e permanece aceso quando o aparelho está totalmente carregado.
- Quando a bateria do aparelho estiver fraca, ouvir-se-á "bip-bip-bip-bip" e o aparelho desligar-se-á automaticamente.
- Após concluir a aplicação, retire cuidadosamente os eletrodos adesivos da pele. Cole novamente a película protetora sobre o adesivo de gel para proteção.

**Resolução de problemas**

| Erro                                | Possíveis causas                                                                                                                                          | Solução                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| O aparelho não inicia               | Sem bateria ou bateria com defeito                                                                                                                        | Carregue a bateria/contacte o serviço de apoio ao cliente                                                                                                                                                              |
| O aparelho para automaticamente     | Nenhum corpo humano reconhecido                                                                                                                           | 1. A eletrodo adesivo não estava bem fixo.<br>2. A pele está muito seca. Humedeça-a antes.<br>3. Se o eletrodo adesivo estiver com defeito, substitua-o.<br>4. Se o cabo do eletrodo estiver com defeito, substitua-o. |
| Aparelho bloqueado                  | Foi acionado um bloqueio do aparelho                                                                                                                      | Prima o botão «-» «2» para desbloquear (consulte o manual de instruções para mais informações).                                                                                                                        |
| Sinal de estimulação elétrica fraco | Possíveis problemas nos eletrodos:<br>1. Muito secos ou sujos.<br>2. Problemas de posição ou problemas com o cabo.<br>3. Danos devido ao desgaste.        | Tente voltar a ligar as partes afetadas. Se necessário, substitua-as.                                                                                                                                                  |
| Má sensação                         | 1. Intensidade muito alta<br>2. Muito pouca distância entre os eletrodos<br>3. Danos nos eletrodos ou condutores<br>4. A área do eletrodo é muito pequena | 1. Reduza a intensidade<br>2. Realinhe a posição do eletrodo<br>3. Substitua os eletrodos<br>4. Substitua o eletrodo adesivo por um adesivo com uma área de superfície de pelo menos 16 cm (4 x 4 cm).                 |
| Nenhuma estimulação perceptível     | Colocação inadequada dos eletrodos/ aplicação incorreta                                                                                                   | Substitua os eletrodos e siga as instruções de utilização. Contacte o seu médico se não conseguir resolver o problema.                                                                                                 |

**Após a conclusão da aplicação/limpeza**

Limpe cuidadosamente os eletrodos e a unidade principal se estiverem gordurosos ou sujas. Para tal, limpe as superfícies com um pano macio e ligeiramente húmido (utilize água ou detergente neutro e macio). Deixe secar completamente antes de a voltar a utilizar.

**Dados técnicos**

|                            |                                                                                                    |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome e modelo:             | Adesivos para dores menstruais com TENS e calor <b>medisana TT 250</b>                             |
| Tempo de carregamento:     | ≤ 2 horas                                                                                          |
| Corrente de saída:         | Máx. 70 mA                                                                                         |
| Tensão de saída (pico):    | Máx. 35 V ±20%                                                                                     |
| Alimentação elétrica:      | Bateria de lítio de 3,7 V (adaptador de 5 V/1 A)                                                   |
| Resistência de carga:      | 500 Ω                                                                                              |
| Vida útil do produto:      | 5 anos                                                                                             |
| Ambiente de funcionamento: | Temperatura: +5 °C a +40 °C, humidade: 30% a 85% HR, sem condensação, pressão ambiente: 70–106 kPa |
| Ambiente de armazenamento: | Temperatura: -10 °C a +50 °C, humidade do ar: 15% a 90% HR, pressão ambiente: 70–106 kPa           |

|                                         |                                        |
|-----------------------------------------|----------------------------------------|
| Tipo de forma de onda/ tipo de impulso: | TENS/Onda quadrada simétrica bilateral |
| Número de canais:                       | 2 canais                               |
| Intensidade:                            | 0–20 (regulável)                       |
| Frequência de saída:                    | 8–100 Hz ±10%                          |
| Largura do impulso de saída:            | 75–250 μs ±10%                         |
| Duração do tratamento:                  | 30 minutos                             |
| Choque elétrico:                        | Aparelho da classe II                  |
| Parte aplicável:                        | Área de aplicação BF                   |
| Grau de proteção contra água:           | IP 22                                  |

|                                          |                        |
|------------------------------------------|------------------------|
| Temperatura de aquecimento:              | 43 °C ±2 °C            |
| Tamanho dos adesivos de TENS e de calor: | 181 × 86,33 mm ±0,5 mm |
| Dimensões (C x L x A):                   | Aprox. 52 × 69 × 24 mm |
| Peso:                                    | Aprox. 41 g            |
| Número de artigo:                        | 88352                  |
| Número EAN:                              | 4015588 88352 1        |

**Peças sobressalentes (disponíveis em separado, não incluídas na entrega de TT 250):**

- Conjunto com 2 x adesivos de TENS e de calor, art.º 88353 / EAN 4015588 88353 8
- Conjunto com 4 eletrodos adesivos, art.º 88354 / EAN 401558888354 5
- Cabo dos eletrodos, art.º 88355 / EAN 4015588 88355 2

**Eliminação**

Este aparelho não pode ser eliminado em conjunto com o lixo doméstico. Todos os consumidores têm a obrigação de entregar os aparelhos elétricos ou eletrônicos, independentemente se contêm substâncias nocivas ou não, num ponto de recolha municipal ou do comércio, para que possam seguir para uma eliminação ecologicamente correta. Retire a pilha antes de eliminar o aparelho. Nunca elimine pilhas usadas

juntamente com o lixo doméstico, mas sim com resíduos perigosos ou num ponto de recolha de pilhas e baterias em comércio especializados. Para informações adicionais sobre a eliminação, contacte as autoridades locais ou o seu revendedor.

**Condições de garantia e reparação**

Os seus direitos legais da garantia não são limitados pela nossa garantia que se segue. Para acionar a garantia, contacte a sua loja da especialidade ou diretamente o centro de assistência. Caso tenha de enviar o aparelho, indique o defeito e junte uma cópia do recibo de compra.

Aplicam-se as seguintes condições de garantia:

- Os produtos da **medisana** têm uma garantia de 3 anos após a data de compra. Em caso de acionamento da garantia, a data de aquisição deve ser comprovada através do recibo de compra ou da fatura.
- Os defeitos resultantes de erros de material ou de fabrico serão solucionados gratuitamente dentro do prazo de garantia.
- O serviço de garantia não prolonga o período de garantia do equipamento ou de qualquer peça sobressalente.
- A garantia exclui:
  - Qualquer dano causado pelo manuseio inadequado, por exemplo, surgidos devido ao não cumprimento do manual de instruções.
  - Danos resultantes de reparações ou intervenções do comprador ou de terceiros não autorizados.
  - Danos resultantes do transporte, que ocorram no percurso entre o fabricante e o consumidor ou no envio para o centro de assistência.
  - Peças sobressalentes sujeitas a um desgaste normal.
- Exclui-se a responsabilidade por danos provocados direta ou indiretamente pelo aparelho, mesmo se o dano for reconhecido como uma reclamação de garantia.

**Em consequência de aperfeiçoamentos constantes do produto, reservamo-nos o direito de proceder a alterações técnicas e de design.**

Pode consultar a respetiva versão atualizada deste manual de instruções em <https://docs.medisana.com/88352>.

Pode encontrar informações sobre o serviço aqui: <https://www.medisana.com/servicepartners>

**MD**

**CE 1639**

































medisana®

RU Руководство по использованию  
Подушечка для облегчения менструальной боли с TENS  
и теплом TT 250

Устройство и элементы управления

Рисунок 1:






Рисунок 2:



Условные обозначения



**ВНИМАНИЕ!**  
Во избежание возможных повреждений прибора необходимо строго соблюдать эти указания.

**IP22**  
Параметры защиты от инородных тел и воды в соответствии с IEC 60529.  
Данное изделие подпадает под действие Европейской директивы 2012/19/EC об отходах электрического и электронного оборудования и имеет соответствующую маркировку.

Символы/коды переработки: Они служат для информирования о материале и его надлежащем использовании, а также переработке.

Соответствует Европейской директиве MDR (EU) 2017/745 по медицинским изделиям. Нотифицированным органом является SGS Belgium NV.

Степень защиты от поражения электрическим током: устройство класса II

Номер изделия

Сериальный номер устройства

Медицинское изделие

Уполномоченный представитель в Европейском сообществе / Европейском Союзе

Уникальная идентификация устройства

Импортёр

Производитель

Ограничение влажности

Ограничение давления окружающей среды

Пределы температурного диапазона

Дата изготовления

CE 1639

REF

SN

MD

EU REP

UDI

MD

**ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЯ!**  
**ОБЯЗАТЕЛЬНО СОХРАНИТЕ!**

**Перед использованием прибора внимательно прочитайте руководство по использованию, в частности, указания по технике безопасности, и сохраните руководство для дальнейшего использования. Если вы передаете прибор третьим лицам, обязательно передавайте вместе с ним данное руководство по использованию.**

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

- Использование данного терапевтического аппарата не рекомендуется в следующих случаях:
  - 1) Не используйте это устройство, если у пациента есть имплантированные электронные или металлические устройства (например, кардиостимулятор, внутриматочная спираль).
  - 2) Эпилепсия.
  - 3) Тяжелые нарушения артериального кровообращения нижних конечностей.
  - 4) Брюшная или паховая грыжа.
  - 5) Не используйте это устройство, не проконсультировавшись с врачом, если у вас заболевание сердца.
  - 6) При беременности.
  - 7) При заболевании раком.
  - 8) У вас повышенная температура.
  - 9) Не используйте терапевтические инструменты в условиях повышенной влажности, например, во время купания или принятия душа в ванне.
  - 10) Не используйте после приема алкоголя.
  - 11) Не используйте устройства низкочастотной терапии одновременно с высокочастотными хирургическими инструментами.
  - 12) Не используйте вблизи гениталий.
  - 13) Рекомендация: Не используйте устройства низкочастотной терапии рядом с устройствами коротковолновой или микроволновой терапии, если работа используемого устройства низкочастотной терапии нестабильна. Соблюдайте безопасную дистанцию не менее 1 м от таких устройств.
  - 14) Хирургические высокочастотные приборы и стимуляторы. При подключении к пациенту может сгореть электрод стимулятора и произойти повреждение стимулятора.
  - 15) Ненормальные ощущения пациента во время медицинской процедуры.
  - 16) Пациенты с кардиологическими и неврологическими отклонениями.
  - 17) Пациенты с температурой тела более 38°C.
  - 18) Пациенты с инфекционными заболеваниями.
  - 19) Пациенты, которые не в состоянии выразить свои пожелания.
  - 20) Не используйте это устройство во время зарядки.

- Примечание:
  - 1) Обязательно всегда соблюдайте все предупреждения.
  - 2) Не используйте это изделие в глотке или во рту. Это может вызвать сильные спазмы мышц глотки и мышечные сокращения, которые могут перекрыть дыхательные пути и вызвать удушье.
  - 3) Не используйте этот прибор в области груди, так как попадающий в сердце ток может вызвать сердечную аритмию и остановку сердца.
  - 4) Это изделие не следует использовать на пациентах без присмотра, а также на пациентах с эмоциональными проблемами, слабоумием и низким IQ.
  - 5) Инструкция по использованию является подробной; неправильное использование может быть опасным.
  - 6) Не используйте это устройство при недиагностированных болевых симптомах. Перед применением проконсультируйтесь с врачом для постановки диагноза.
  - 7) Нельзя размещать электроды в местах, где может произойти протекание тока через мозг (например, односторонние электроды нельзя размещать одновременно на передней и задней или на левой и правой стороне головы).
  - 8) Пациенты, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями, раком или другими опасными для здоровья болезнями, должны использовать это устройство только после консультации с врачом.
  - 9) Если вы чувствуете дискомфорт из-за интенсивности стимуляции, уменьшите интенсивность стимуляции до комфортного уровня. Если проблема сохраняется, обратитесь к врачу.
  - 10) Не используйте это устройство в помещениях, где используется аэрозоль (спрей) и чистый кислород.
  - 11) Не используйте данное устройство вблизи легковоспламеняющихся веществ, газов или взрывчатых веществ.
  - 12) Перед каждым использованием убедитесь в том, что кабель и соответствующие разъемы находятся в хорошем состоянии.
  - 13) Выключайте устройство перед перемещением или снятием электродной подушечки.
  - 14) Данное изделие можно использовать только с рекомендованными производителем электродами и кабелями электрода.

- Перед использованием устройства проконсультируйтесь с врачом, особенно при наличии одного или нескольких из следующих состояний:**
  - острые заболевания, особенно у пациентов с подозрением на высокое кровяное давление, тромбоз или злокачественные опухоли;
  - пациенты с различными кожными заболеваниями;
  - пациенты с хроническими болевыми расстройствами (например, нарушениями обмена веществ), у которых снижены болевые ощущения под воздействием обезболивающих средств;
  - пациенты, принимающие лекарственные препараты.
  - Нежелательные реакции
  - Возможными побочными реакциями являются кожная аллергия, вызванная гелем электродных пластин, и ожоги из-за раздражения электродами. При возникновении аллергических симптомов на коже прекратите процедуру и обратитесь к врачу.
- Если вы чувствуете дискомфорт из-за интенсивности стимуляции, уменьшите интенсивность стимуляции до комфортного уровня. Если проблема не исчезнет, обратитесь к врачу.

- Не используйте это устройство во время зарядки.**
- Иллюстрации в данном руководстве приведены только для справки. Перед использованием внимательно прочтите инструкцию.
- Убедитесь, что выбранные адаптеры соответствуют актуальным стандартам медицинской безопасности и требованиям сертификации безопасности (например: IEC 60601-1).
- После подключения устройство автоматически начнет заряжаться.

Принцип работы

TENS, транскутанная (чрескожная) электронейростимуляция (ТЭНС), означает электрическую стимуляцию нервов через кожу. TENS – это эффективный нефармакологический метод лечения различных видов боли, вызванных самими разными причинами. Обезболивающий или снижающий боль эффект достигается за счет торможения передачи боли по нервным волокнам и увеличения выделения эндорфинов в организм, поскольку их воздействие на центральную нервную систему уменьшает ощущение боли. Метод научно обоснован и признан формой медицинского лечения.

Конструкция изделия / компоненты

- Кнопка интенсивности [+]
- Кнопка интенсивности [-]
- Дисплейная панель
- Кнопка ВКЛ/ВЫКЛ
- Кнопка тепла
- Гнездо подключения электродных кабелей
- Порт для зарядки типа C
- Магнитные фиксаторы
- Символ тепла
- Символ TENS
- Подушечки для TENS и тепла 2 шт.
- Данное Руководство по использованию 1 шт.
- Кабель для зарядки типа C 1 шт.
- Электродные подушечки 2 шт.
- Кабель электродов 1 шт.
- Съемный зажим для ремня

Примечания:

- Этот продукт поставляется без адаптера. Пожалуйста, приобретите его отдельно.
- Если у вас возникли проблемы с адаптерами, обратитесь к местному дилеру.
- Если вы заметили какие-либо повреждения при транспортировке при распаковке, немедленно свяжитесь с вашим дилером.
- Прежде всего, убедитесь, что устройство комплектно и не повреждено. Если вы сомневаетесь, не используйте его и обратитесь в сервисный центр.

Упаковочные материалы подлежат вторичной переработке или могут быть возвращены в цикл повторного использования сырья. Не-нужные упаковочные материалы следует утилизировать надлежащим образом.

Использование по назначению

Устройство предназначено для временного облегчения боли.

- У людей
- Для наружного применения
- Для домашнего и частного использования
- Для облегчения мышечной боли
- Для облегчения менструальной боли
- Для расслабления тела

Противопоказания:

- Этот прибор не следует использовать, если в зоне воздействия имеются раковые образования.
- Не следует применять стимуляцию на опухших, инфицированных, воспаленных участках или кожных изменениях (например, при флебите, тромбозе, варикозном расширении вен и т.д.).
- Безопасность терапевтической электростимуляции во время беременности не установлена.
- Не используйте это устройство, если у вас есть кардиостимулятор, внутриматочная спираль, имплантированный дефибриллятор или другое имплантированное металлическое или электронное устройство. Такое использование может привести к поражению электрическим током, ожогам, неисправности электрической системы или смерти.
- Эпилепсия
- Тяжелые нарушения артериального кровообращения нижних конечностей
- Брюшная или паховая грыжа
- Не подходит для использования во время беременности или родов.
- Не используйте это устройство при недиагностированных болевых синдромах. Используйте его только после того, как будет диагностирована причина боли.
- При наличии заболеваний сердца без консультации с врачом.
- Не используйте устройство на участках с рубцами в течение как минимум 10 месяцев после операции.
- Это устройство не следует использовать на участках тела с плохим кровообращением.
- Высокая температура
- Избегайте размещения электродов в области каротидного синуса (передняя часть шеи) или в трансцерепальной области (вдоль головы).

Группа пользователей, предполагаемая группа пациентов

Для режима TENS: для временного облегчения боли в мышцах в связи с крепатурой вследствие физической нагрузки или обычной бытовой деятельности. При менструальных болях: многие женщины страдают от спазмов в животе и сильных менструальных болей до и во время менструации; боль в нижней части живота могут вызывать также такие заболевания, как эндометриоз. Эти боли часто бывают настолько сильными, что требуется немедленное обезболивание. Это устройство включает самоклеящиеся подушечки TENS с функцией тепла для облегчения боли при менструальных спазмах и боли, вызванной эндометриозом. Используемая технология TENS обеспечивает целенаправленное лечение боли. Устройство имеет в общей сложности 20 уровней интенсивности для различных потребностей. Это безопасный и очень простой способ облегчения боли.

**Предполагаемый пользователь:** пользователи должны быть не моложе 18 лет, должны уметь пользоваться прибором и понимать инструкции. Профессиональные пользователи также являются соответствующими пользователями.

**Среда применения, пользователь и группа пациентов:** клиники или домашнее использование.

Применение

Порядок работы

- Подключите разъемы электродных подушечек к кабельным клеммам.
  - Вставьте штекер электродного кабеля в предназначенное для него гнездо в основном блоке.
  - Соедините магнитные зажимы основного блока и подушечки для TENS и тепла
  - Закрепите все подушечки на области воздействия.
  - Нажмите кнопку «ВКЛ/ВЫКЛ» и выберите программу.
- Установка и использование [подробное описание работы]**
- Разместите подушечку для TENS и тепла и/или электроды на области воздействия.
  - Нажмите кнопку «ВКЛ/ВЫКЛ», чтобы включить устройство в режиме ожидания (устройство издает звуковой сигнал, при этом начнут мигать два символа «Тепло» и «TENS»). Если в течение примерно 120 секунд не выполняются никакие действия, устройство автоматически выключится.
  - В режиме ожидания нажмите кнопку «+», чтобы запустить функцию TENS (устройство издает звуковой сигнал, при этом символ остается включенным, а символ выключится. Если требуется подогрев, нажмите символ , чтобы активировать функцию (зуммер издает звуковой сигнал, и функции TENS и тепла будут активны одновременно). Если в течение 30 секунд не выполняются никакие действия, устройство автоматически заблокируется. Чтобы разблокировать его, нажмите кнопку «+».
  - Чтобы увеличить интенсивность, нажмите в режиме TENS кнопку «+»; все-го доступно 20 уровней. Для уменьшения интенсивности нажмите кнопку «-». После уменьшения интенсивности до уровня 0 функция TENS перестает действовать и устройство возвращается в режим ожидания (мигают символы тепла и TENS). Если в течение примерно 120 секунд не выполняется никаких действий, устройство автоматически выключится. Примечание: При нажатии кнопки или всегда раздается звуковой сигнал. Если продолжить нажимать одну из кнопок после того, как максимальный или минимальный уровень уже достигнут, устройство издает звуковой сигнал несколько раз.
  - Стандартное время процедуры: 30 минут. По окончании процедуры устройство автоматически возвращается в режим ожидания, при этом мигают оба символа: тепла и TENS.
  - Во время процедуры TENS нажмите на символ , чтобы начать нагрев (устройство издает звуковой сигнал). Стандартная температура нагрева составляет 43°C. Чтобы выключить нагрев, просто нажмите на символ еще раз (устройство издает звуковой сигнал), и символ тепла погаснет.
  - Во время терапии теплом без функции TENS остается гореть только символ . Если нажать на символ , нагрев прекратится, и устройство вернется в режим ожидания.
  - Для завершения использования устройства нажмите кнопку «ВКЛ/ВЫКЛ».
  - Если в режиме TENS устройство распознает, что электроды прикреплены неправильно, то через 2 секунды зуммер издает многократный звуковой сигнал, а затем устройство перейдет в режим ожидания. Если это произойдет в режиме нагрева, это не повлияет на устройство, и работа функции обогрева продолжится в обычном режиме до тех пор, пока она не завершится через 30 минут. После этого устройство вернется в режим ожидания.
  - При зарядке устройство переключается из режима ожидания/работы в режим зарядки. Во время процесса зарядки символ нагрева мигает, а когда прибор полностью заряжен – горит постоянно.
  - Когда батарея устройства разряжена, раздается многократный звуковой сигнал, и устройство автоматически выключится.
  - По окончании использования устройства аккуратно снимите электродные подушечки с кожи. Для защиты снова наклейте на левую подушечку защитную пленку.

- Стандартное время процедуры: 30 минут. По окончании процедуры устройство автоматически возвращается в режим ожидания, при этом мигают оба символа: тепла и TENS.
- Во время процедуры TENS нажмите на символ , чтобы начать нагрев (устройство издает звуковой сигнал). Стандартная температура нагрева составляет 43°C. Чтобы выключить нагрев, просто нажмите на символ еще раз (устройство издает звуковой сигнал), и символ тепла погаснет.
- Во время терапии теплом без функции TENS остается гореть только символ . Если нажать на символ , нагрев прекратится, и устройство вернется в режим ожидания.
- Для завершения использования устройства нажмите кнопку «ВКЛ/ВЫКЛ».
- Если в режиме TENS устройство распознает, что электроды прикреплены неправильно, то через 2 секунды зуммер издает многократный звуковой сигнал, а затем устройство перейдет в режим ожидания. Если это произойдет в режиме нагрева, это не повлияет на устройство, и работа функции обогрева продолжится в обычном режиме до тех пор, пока она не завершится через 30 минут. После этого устройство вернется в режим ожидания.
- При зарядке устройство переключается из режима ожидания/работы в режим зарядки. Во время процесса зарядки символ нагрева мигает, а когда прибор полностью заряжен – горит постоянно.
- Когда батарея устройства разряжена, раздается многократный звуковой сигнал, и устройство автоматически выключится.
- По окончании использования устройства аккуратно снимите электродные подушечки с кожи. Для защиты снова наклейте на левую подушечку защитную пленку.

Устранение неполадок

| Ошибка                                   | Возможные причины                                                                                                                                                              | Решение                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Устройство не запускается                | Разряжен или неисправен аккумулятор                                                                                                                                            | Зарядите аккумулятор / обратитесь в сервисную службу                                                                                                                                                                              |
| Устройство автоматически останавливается | Не распознано человеческое тело                                                                                                                                                | 1. Электродная подушечка была плохо прикреплена.<br>2. Кожа слишком сухая. Предварительно увлажните ее.<br>3. Возможно, неисправна электродная подушечка, замените ее.<br>4. Возможно, неисправен кабель электрода, замените его. |
| Устройство заблокировано                 | Сработала блокировка устройства.                                                                                                                                               | Чтобы разблокировать устройство, нажмите кнопку «-».                                                                                                                                                                              |
| Слабый сигнал электростимуляции          | Возможные проблемы с электродами:<br>1. Слишком сухие или грязные.<br>2. Проблемы с расположением или проблемы с кабелем.<br>3. Повреждение вследствие износа.                 | Попробуйте повторно соединить соответствующие детали. При необходимости замените их.                                                                                                                                              |
| Неприятные ощущения                      | 1. Слишком высокая интенсивность<br>2. Слишком маленькое расстояние между электродами<br>3. Повреждение электродов или проводов<br>4. Слишком маленькая поверхность электродов | 1. Уменьшите интенсивность<br>2. Исправьте положение электродов<br>3. Замените электроды<br>4. Замените электродную подушечку на подушечку площадью не менее 16 см (4 × 4 см).                                                    |
| Стимуляция не ощущается                  | Неправильное расположение электродов / неправильное применение                                                                                                                 | Замените электроды и следуйте Руководству по использованию. Если вы не можете решить проблему, обратитесь к врачу.                                                                                                                |

После окончания использования / очистка

Тщательно очистите электродные подушечки и основной блок, если они жирные или грязные. Для этого протрите поверхности мягкой, слегка влажной тканью (используйте воду или мягкое нейтральное моющее средство). Перед повторным использованием дайте им полностью высохнуть.

Технические данные

|                                |                                                                                              |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название и модель:             | medisana Подушечка для облегчения менструальной боли с TENS и теплом TT 250 (модель FDES106) |
| Время зарядки:                 | ≤ 2 часов                                                                                    |
| Выходной ток                   | макс. 70 mA                                                                                  |
| Выходное напряжение (пиковое): | макс. 35 В ± 20%                                                                             |
| Электропитание:                | литиевая батарея 3,7 В (адаптер 5 В/1 А)                                                     |

|                           |                                                                                                                                        |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Устойчивость к нагрузкам: | 500 Ω                                                                                                                                  |
| Срок службы изделия       | 5 лет                                                                                                                                  |
| Условия эксплуатации:     | Температура: от +5°C до +40°C, влажность: от 30 % до 85 % относительной влажности, без конденсации, атмосферное давление: 70 – 106 кПа |

|                   |                                                                                                                        |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Условия хранения: | Температура: от -10°C до +50°C, влажность: от 15 % до 90 % относительной влажности, атмосферное давление: 70 – 106 кПа |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                 |                                                        |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Тип формы волны / тип импульса: | TENS / двусторонний симметричный прямоугольный импульс |
| Количество каналов:             | 2 канала                                               |
| Интенсивность:                  | 0 – 20 (регулируемая)                                  |
| Выходная частота:               | 8 – 100 Гц ±10%                                        |
| Ширина выходного импульса:      | 75 – 250 мкс ±10%                                      |

|                                       |                       |
|---------------------------------------|-----------------------|
| Продолжительность процедуры:          | 30 минут              |
| Поражение электрическим током:        | устройство класса II  |
| Накладная деталь:                     | область применения BF |
| Степень защиты от проникновения воды: | IP 22                 |
| Температура нагрева:                  | 43°C ±2°C             |

|                                    |                        |
|------------------------------------|------------------------|
| Размер подушечки для TENS и тепла: | 181 × 86,33 мм ±0,5 мм |
| Размеры (Д × Ш × В):               | прибл. 52 × 69 × 24 мм |
| Вес:                               | прибл. 41 г            |
| Артикул №:                         | 88352                  |
| Номер EAN:                         | 4015588 88352 1        |

**Запасные части (продаются отдельно, не входят в комплект поставки TT 250):**

- Комплект с 2-мя подушечками для TENS и тепла, арт. 88353 / EAN 4015588 88353 8
- Комплект с 4-мя электродными подушечками, арт. 88354 / EAN 401558888354 5
- Кабель для электродов, арт. 88355 / EAN 4015588 88355 2

Утилизация

Запрещается утилизировать данный прибор вместе с бытовыми отходами. Каждый потребитель обязан сдавать все электрические и электронные приборы, в независимости от того, содержат ли они вредные вещества или нет, в приемные пункты своего города либо в торговые предприятия, чтобы обеспечить их экологическую утилизацию. Перед утилизацией устройства извлеките батареи. Выбрасывайте использованные батареи только в специальные контейнеры или сдавайте в пункты приема батареек в магазинах! Запрещается утилизация вместе с бытовыми отходами! По вопросам утилизации обратитесь в вашу коммунальную службу или к дилеру.

Гарантия/условия ремонта

Гарантийный срок на изделия medisana составляет три года. В гарантийном случае дата покупки подтверждается кассовым чеком или счетом.Ваши законные гарантийные права не ограничиваются нашей гарантией, изложенной ниже.

| В ходе постоянного совершенствования прибора возможны технические и конструктивные изменения.                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Актуальная версия настоящего руководства по использованию размещена на сайте: <a href="https://docs.medisana.com/88352">https://docs.medisana.com/88352</a> |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Информацию о сервисе можно найти здесь: <a href="https://www.medisana.com/servicepartners">https://www.medisana.com/servicepartners</a>                     |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                             | <b>medisana GmbH</b> ,<br>Carl-Schurz-Str. 2, 41460 NEUSS, ГЕРМАНИЯ                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                             | <b>Famidoc Technology Co., Ltd.</b><br>Room 401, 501, 601, 901, Building 6, Zhongtang Tian'an Cyber Park,<br>No. 89, Jinyuan Road, Zhongtang Town, Dongguan City, Guangdong Province, 523220, P.R. China<br>Website: <a href="http://www.famidoc.com">www.famidoc.com</a> |
|                                                                                                                                                             | <b>Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe)</b><br>Eiffestraße 80, 20537 Hamburg, ГЕРМАНИЯ                                                                                                                                                                      |