




User Manual

HandSpa Pro

Hand Massager


Model: H50

Meet Bob and Brad



Bob and Brad are dedicated to creating a healthier world. We bring to you some amazing products that we have personally vetted and truly believe in! We want only the best for you and the best is right here! Enjoy!

NEED HELP?



SUPPORT@BOBANDBRAD.COM

www.bobandbrad.com

Tel: +1(612) 567-3035

M-F 9:00 AM- 5:30 PM

Your guide to being healthy, fit, and pain-free

B&B Innovation LLC
3310 S Fairview St, Santa Ana, CA 92704

Maintenance

1. Turn off the device before cleaning it. Wipe the device with a soft, damp cloth and non-abrasive cleaning agents.
2. Do not immerse the device in liquid.
3. Do not expose the device to direct sunlight or high temperatures. If the device has not been used for over 3 months, recharge it before use.
4. Do not disassemble the device yourself. Otherwise, it may cause damage and void the manufacturer's warranty.
5. Battery life may vary depending on usage and operating conditions. To prolong its lifespan, if the device will not be used for an extended period, fully charge the battery and keep the device powered off. Even when not in use, recharge the device every 2 months.
6. If the product is not used for an extended period, store it in a PE bag and keep it in a dust-free environment.

Warnings and Safety Cautions

Please read this user manual carefully and use the product according to the instructions.

DANGER - To reduce the risk of electric shock:

1. Always unplug the charger from the electrical outlet after charging the device.
2. Never use pins or other metallic fasteners on this product.

WARNING - User Precautions:

1. If you have any of the following conditions, consult your doctor before using this product:

- Use of a pacemaker or similar implanted medical device;
- Heart disease, stroke, or high blood pressure;
- Hand disabilities or a history of hand fractures;
- Weak or damaged bones, especially in the hands;
- Recent surgery or surgeries;
- Pregnancy, recent childbirth, or menstruation;
- Malignant tumors;
- Osteoporosis;
- Blood circulation problems or blood clots;
- Skin infections, skin diseases, or bruises;
- Ongoing medical treatment or feeling unwell;
- Limb abnormalities;
- Previous hand injuries or ailments due to illness or accidents;
- Diabetes mellitus, severe peripheral circulatory disorders, sensory impairment, or anemia.
- If you feel unwell or experience any unusual discomfort, stop using the device immediately.

2. Children, people with disabilities, and the elderly should only use this product under proper supervision.
3. This device includes a heating function. Users with reduced sensitivity to heat should exercise extra caution.
4. This product is intended for personal use only and is not a substitute for medical care or medical devices.
5. Do not wear rings, watches, bracelets, jewelry, or other hand accessories while using the massager.
6. Do not use the device for more than 15 minutes at a time.
7. Do not disassemble the device.
8. Do not expose the lithium battery in the device to heavy impact, high pressure, or fire.
9. Do not use the device if its battery has been exposed to water.
10. Do not use the device in high-temperature or humid environments.
11. Only use a DC 5V 1A or DC 5V 2A charger (not included) to charge the device.
12. Keep the device away from sharp objects.
13. Do not use the device while driving or walking.
14. Do not use the device while it is charging.
15. Do not use the device with wet hands.
16. Do not use the device if it is not functioning properly, has been damaged, or has been submerged in water.
17. Do not use the device if, during battery use or charging, it emits an odor, generates excessive heat, or shows signs of deformation.
18. Do not use the device under a blanket or pillow, as this may cause overheating, fire, electric shock, or injury.

FCC Statement

This device complies with Part-15 of the FCC Rules.

Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference.
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

FCC Statement NOTE

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy, and if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause any harmful interference to radio or television receptions, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help with the supplied fastener.
- DO NOT hang the unit by the power cord.

Disclaimer

Please contact your physician before using the Bob and Brad Massager if you have any physical health concerns or have any of the following conditions:

- People with implanted medical electronic devices that are easily disturbed, such as cardiac pacemakers.
- People with malignant tumors.
- People with heart disease.
- People with impaired temperature sensation.
- Women with severe peripheral circulatory nerve disorders caused by diabetes or those in the immediate postpartum period.
- People with sensory disorders.
- People experiencing acute pain due to conditions such as osteoporosis, sprains, or muscle strains, who require rest.
- People with a body temperature exceeding 38°C, such as those with severe symptoms of acute inflammation (e.g., fatigue, chills, blood pressure fluctuations) or those with weakened physical strength undergoing treatment at other medical institutions.
- People with tenosynovitis.


THIS PRODUCT IS NOT A MEDICAL DEVICE.

IC Warning

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:


- (1) This device may not cause interference.
- (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Main Structure




Caution Before Using


This device is suitable for both left and right hands.




You can use disposable gloves and apply hand cream. Disposable gloves are provided in the package.




1. Please ensure that the product has sufficient power. If the battery is low, the device will automatically shut down. If it cannot be turned on, charge it before using it again.
2. Remove all accessories on your hand.



Insert your fingers into the corresponding holes.



Place your hand into the hand massager, ensuring each finger is deeply inserted into the designated finger slots.



Always perform the actions of inserting and removing your hand when the device is powered off.

Button Function Description



Power Button

Press and hold for 1.5 seconds to turn the device on/off.

Low Battery Indicator: The red light flashes.

Charging Indicator: The red or orange light breathes.

Full Charge Indicator: The button light turns green.



Mode Button

Short press to switch the massage mode:

Mode 1 (Vitality Mode + Low Level Intensity): Cyan light

Mode 2 (Relaxation Mode + Medium Level Intensity): Green light

Mode 3 (Intensive Mode + High Level Intensity): Red light



Intensity Adjustment Button

Short press to cycle through intensity levels:

Low Level: Cyan light

Medium Level: Green light

High Level: Red light



Heating Indicator Light


Short press to turn on the heating function. The red light stays on, indicating a constant temperature of 102.2-113°F.

Short press again to turn off the heating function. The red light turns off.

Indicator Light Instruction

 Device Power	<9% Power	Red Flashing Light
	9%~50% Power	Orange Steady Light
	51%~100% Power	Green Steady Light
 Charging	<9% Power	Red Breathing Light
	9%~50% Power	Orange Breathing Light
	51%~99% Power	Green Breathing Light
	100% Power	Green Steady Light
M Massage Mode	Vitality Mode	Cyan Steady Light
	Relaxation Mode	Green Steady Light
	Intensive Mode	Red Steady Light
 Intensity Adjustment	Low Level	Cyan Steady Light
	Medium Level	Green Steady Light
	High Level	Red Steady Light
 Heating Function	Turn On Heating	Red Steady Light
	Turn Off Heating	No Light

Charging Instruction



1. Use the included charging cable to connect the product to a USB port for charging.
2. The product requires approximately 4 hours to fully charge.
3. When the battery level is below 9%, the power indicator will flash red as a low battery warning. The device will automatically shut down after 1 minute and can only be restarted after charging.
4. The default working time of the product is 15 minutes. To use it again, the device must be restarted.
5. The product cannot be turned on during the charging process.
6. During charging, the indicator light on the power button will display a breathing light effect until it turns solid green when fully charged. Adapter not included.
7. Supports multiple charging methods, including computer USB ports, power banks, and 5V/1A power adapters.

**Use with 5V  1A
charger output**



5V  1A



**Do not use the product
when it is being charged**

Technical Details

- Name: HandSpa Pro Hand Massager
- Model No.: H50
- Input: 5V  1A
- Rated Power: 5W
- Dimensions: 9.3" x7"x 4.4" / 235x178x113mm
- Weight: 728g
- Battery Rated Voltage: 3.7V 
- Battery Capacity: 2500mAh
- Charging Time: 4 Hours

Troubleshooting

PROBLEM	CAUSE	SOLUTION
Massager doesn't turn on.	Power is off.	Long press the Power Button to turn on the massager.
	Battery is too low.	Charge the massager.
	Massager shuts-off after 15 minutes.	Long press the Power Button to turn on the massager for another 15 minutes.
Massager shuts off automatically.	The massager's overheat protection will switch off the massager automatically when too hot.	Wait for the massager to cool down before powering it back on.
	Massager shuts off after 15 Minutes.	Long press the Power Button to turn on the massager for another 15 minutes.
The device can't be charged.	The voltage and current do not match the product requirements.	Use with 5V/1A charger output.
	The charging port is not in contact with the power supply.	Make sure the charging port and power supply are properly inserted.
If you encounter any other problems, contact: support@bobandbrad.com		

Guarantee

This product comes with a two-year warranty from the date of purchase. Warranty will be voided due to any of the following:

- Damaged due to improper usage or storage.
- Damaged by attempting to repair or disassemble the device.
- Period of warranty exceeded.

WEEE Instructions

Correct Disposal of this product	
	This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal. Recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.


Battery Instructions

- Do not submerge the product into water or get it wet.
- Do not charge the product near an open flame or in any extremely hot conditions.
- Do not use or store the product near heat sources like furnaces or heaters.
- If the battery leaks or emits an odor, remove it immediately from close proximity to an open flame.
- Do not put the product into a fire or heat it up in any way.
- Do not disassemble the battery in any way.
- Do not use the product if, while the battery is in use or charging, it emits an odor; gives off excessive heat; shows signs of deformation, discoloration, or any other abnormalities. If the battery is in use or being charged, disconnect the battery from the power source.
- Charge for about three hours before its first use to a full charge. The device can be connected or disconnected.
- Connect the output end of the connection cable to the bottom of the massage instrument's DC charging port. Then, connect the input end of the connection cable to a mobile power adapter or cell phone charger (5V/1A; if less than 1A, the charging time will be longer).
- The power indicator light will flash regularly, indicating that the battery is being charged.

RoHs Declaration

Our Product is compliant with RoHS 2.0 (2011/65/EU Directive) regarding restriction of hazardous substances, the raw materials and components of our product meet the following toxic and hazardous substance limits.

Cadmium (Cd): < 100 ppm	Lead (Pb): < 1000 ppm
Mercury (Hg): < 1000 ppm	Hexavalent Chromium: (Cr VI) < 1000 ppm
Polybrominated Biphenyls (PBB): < 1000 ppm	Polybrominated Diphenyl Ethers (PBDE): < 1000 ppm
Bis(2-Ethylhexyl) phthalate (DEHP): < 1000 ppm	Benzyl butyl phthalate (BBP): < 1000 ppm
Dibutyl phthalate (DBP): < 1000 ppm	Diisobutyl phthalate (DIBP): < 1000 ppm



Benutzerhandbuch

HandSpa Pro

Handmassagegerät

Modell: H50

Wartung

1. Schalten Sie das Gerät vor der Reinigung aus. Wischen Sie das Gerät mit einem weichen, feuchten Tuch und nicht scheuernden Reinigungsmitteln ab.
2. Tauchen Sie das Gerät nicht in Flüssigkeit ein.
3. Setzen Sie das Gerät nicht direktem Sonnenlicht oder hohen Temperaturen aus. Wenn das Gerät länger als 3 Monate nicht verwendet wurde, laden Sie es vor dem Gebrauch auf.
4. Zerlegen Sie das Gerät nicht selbst. Andernfalls kann dies zu Schäden führen und die Herstellergarantie erlöschen lassen.
5. Die Akkulaufzeit kann je nach Nutzung und Betriebsbedingungen variieren. Um die Lebensdauer zu verlängern, laden Sie den Akku vollständig auf und halten Sie das Gerät ausgeschaltet, wenn es längere Zeit nicht verwendet wird. Laden Sie das Gerät alle 2 Monate auf, auch wenn es nicht genutzt wird.
6. Wenn das Produkt längere Zeit nicht verwendet wird, bewahren Sie es in einem PE-Beutel auf und lagern Sie es in einer staubfreien Umgebung.

Warnungen und Sicherheitshinweise

Bitte lesen Sie dieses Benutzerhandbuch sorgfältig und verwenden Sie das Produkt gemäß den Anweisungen.

GEFAHR - Zur Verringerung des Risikos eines elektrischen Schlags:

1. Ziehen Sie den Ladegerätestecker nach dem Laden des Geräts immer aus der Steckdose.
2. Verwenden Sie niemals Nadeln oder andere metallische Befestigungen an diesem Produkt.

WARNUNG - Benutzerhinweise

1. Wenn Sie eine der folgenden Erkrankungen haben, konsultieren Sie vor der Verwendung dieses Produkts Ihren Arzt:

- Verwendung eines Herzschrittmachers oder ähnlichen implantierten medizinischen Geräts;
- Herzerkrankungen, Schlaganfall oder Bluthochdruck;
- Handbehinderungen oder eine Vorgeschichte von Handfrakturen;
- Schwache oder geschädigte Knochen, insbesondere in den Händen;
- Kürzliche Operationen;
- Schwangerschaft, kürzliche Entbindung oder Menstruation;
- Bösartige Tumore;
- Osteoporose;
- Durchblutungsstörungen oder Blutgerinnsel;
- Hautinfektionen, Hautkrankheiten oder Prellungen;
- Laufende medizinische Behandlung oder Unwohlsein;
- Gliedmaßenanomalien;
- Frühere Handverletzungen oder Beschwerden aufgrund von Krankheiten oder Unfällen;

- Diabetes mellitus, schwere periphere Durchblutungsstörungen, sensorische Beeinträchtigungen oder Anämie.
 - Wenn Sie sich unwohl fühlen oder ungewöhnliche Beschwerden verspüren, beenden Sie die Verwendung des Geräts sofort.
2. Kinder, Menschen mit Behinderungen und ältere Personen sollten dieses Produkt nur unter angemessener Aufsicht verwenden.
 3. Dieses Gerät verfügt über eine Heizfunktion. Benutzer mit verminderter Hitzewahrnehmung sollten besonders vorsichtig sein.
 4. Dieses Produkt ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt und kein Ersatz für medizinische Versorgung oder medizinische Geräte.
 5. Tragen Sie während der Verwendung des Massagegeräts keine Ringe, Uhren, Armbänder, Schmuck oder andere Handaccessoires.
 6. Verwenden Sie das Gerät nicht länger als 15 Minuten am Stück.
 7. Zerlegen Sie das Gerät nicht.
 8. Setzen Sie den Lithium-Akku im Gerät keinen starken Stößen, hohem Druck oder Feuer aus.
 9. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn der Akku mit Wasser in Berührung gekommen ist.
 10. Verwenden Sie das Gerät nicht in Umgebungen mit hohen Temperaturen oder hoher Luftfeuchtigkeit.
 11. Verwenden Sie nur ein Ladegerät mit DC 5V 1A oder DC 5V 2A (nicht im Lieferumfang enthalten), um das Gerät aufzuladen.
 12. Halten Sie das Gerät von scharfen Gegenständen fern.
 13. Verwenden Sie das Gerät nicht während des Fahrens oder Gehens.
 14. Verwenden Sie das Gerät nicht, während es aufgeladen wird.
 15. Verwenden Sie das Gerät nicht mit nassen Händen.
 16. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es nicht ordnungsgemäß funktioniert, beschädigt ist oder in Wasser eingetaucht wurde.
 17. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es während der Akkунutzung oder des Ladens Gerüche abgibt, übermäßige Hitze erzeugt oder Anzeichen von Verformung zeigt.
 18. Verwenden Sie das Gerät nicht unter einer Decke oder einem Kissen, da dies zu Überhitzung, Feuer, elektrischem Schlag oder Verletzungen führen kann.

FCC-Erklärung

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Regeln.

Der Betrieb unterliegt den folgenden beiden Bedingungen:

- (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen.
- (2) Dieses Gerät muss alle empfangenen Störungen akzeptieren, einschließlich solcher, die zu einem unerwünschten Betrieb führen können.

Hinweis zur FCC-Erklärung:

Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für ein Klasse-B-Digitalgerät gemäß Teil 15 der FCC-Regeln. Diese Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz vor schädlichen Störungen in Wohninstallationen bieten. Dieses Gerät erzeugt, verwendet und kann Hochfrequenzenergie abstrahlen. Wenn es nicht gemäß den Anweisungen installiert und verwendet wird, kann es zu schädlichen Störungen der Funkkommunikation kommen.

Es gibt jedoch keine Garantie, dass in einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Wenn dieses Gerät schädliche Störungen des Radio- oder Fernsehempfangs verursacht, die durch Ein- und Ausschalten des Geräts festgestellt werden können, wird der Benutzer aufgefordert, die Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Neuausrichtung oder Verlegung der Empfangsantenne.
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen dem Gerät und dem Empfänger.
- Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose an, die sich auf einem anderen Stromkreis als der Empfänger befindet.

Haftungsausschluss

Bitte konsultieren Sie Ihren Arzt, bevor Sie das Bob und Brad Massagegerät verwenden, wenn Sie gesundheitliche Bedenken haben oder eine der folgenden Erkrankungen vorliegen:

- Personen mit implantierten medizinischen elektronischen Geräten, die leicht gestört werden können, wie Herzschrittmacher.
- Personen mit bösartigen Tumoren.
- Personen mit Herzerkrankungen.
- Personen mit eingeschränktem Temperaturempfinden.
- Frauen mit schweren peripheren Kreislauftörungen aufgrund von Diabetes oder in der unmittelbaren Zeit nach der Entbindung.
- Personen mit sensorischen Störungen.
- Personen mit akuten Schmerzen aufgrund von Erkrankungen wie Osteoporose, Verstauchungen oder Muskelzerrungen, die Ruhe benötigen.
- Personen mit einer Körpertemperatur über 38°C, wie z. B. bei schweren Symptomen akuter Entzündungen (z. B. Müdigkeit, Schüttelfrost, Blutdruckschwankungen) oder Personen mit geschwächter körperlicher Verfassung, die in anderen medizinischen Einrichtungen behandelt werden.
- Personen mit Sehnenscheidenentzündung.


DIESES PRODUKT IST KEIN MEDIZINISCHES GERÄT.

IC-Warnung:

Dieses Gerät enthält lizenzfreie Sender/Empfänger, die den lizenzfreien RSS-Standards von Innovation, Science and Economic Development Canada entsprechen. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen:


- (1) Dieses Gerät darf keine Störungen verursachen.
- (2) Dieses Gerät muss alle Störungen akzeptieren, einschließlich solcher, die einen unerwünschten Betrieb des Geräts verursachen können.

Hauptstruktur




Hinweise vor der Verwendung

Dieses Gerät ist für die linke und rechte Hand geeignet.




Sie können Einweghandschuhe verwenden und Handcreme auftragen. Einweghandschuhe sind im Lieferumfang enthalten.




1. Stellen Sie sicher, dass das Produkt über ausreichend Strom verfügt. Wenn der Akku schwach ist, schaltet sich das Gerät automatisch ab. Wenn es sich nicht einschalten lässt, laden Sie es auf, bevor Sie es erneut verwenden.


2. Entfernen Sie alle Accessoires an Ihrer Hand.



Stecken Sie Ihre Finger in die entsprechenden Löcher.



Legen Sie Ihre Hand in das Handmassagegerät und stellen Sie sicher, dass jeder Finger tief in die dafür vorgesehenen Fingeröffnungen eingeführt ist.



Führen Sie das Einführen und Entfernen der Hand immer bei ausgeschaltetem Gerät durch.

Tastenfunktionsbeschreibung



Einschalttaste:

Halten Sie die Taste 1,5 Sekunden gedrückt, um das Gerät einoder auszuschalten.

Niedriger Akkustand: Die rote LED blinkt.

Ladeanzeige: Die rote oder orange LED leuchtet atmend.

Vollständig geladen: Die LED leuchtet grün.



Modustaste:

Kurzes Drücken, um den Massagemodus zu wechseln:

Modus 1 (Vitalitätsmodus + niedrige Intensität): Cyan-Licht

Modus 2 (Entspannungsmodus + mittlere Intensität): Grünes Licht

Modus 3 (Intensivmodus + hohe Intensität): Rotes Licht



Intensitätseinstellungstaste:

Kurzes Drücken, um die Intensitätsstufen zu durchlaufen:

Niedrige Stufe: Cyan-Licht

Mittlere Stufe: Grünes Licht

Hohe Stufe: Rotes Licht



Heizfunktionsanzeige:


Kurzes Drücken, um die Heizfunktion einzuschalten. Das rote Licht bleibt an und zeigt eine konstante Temperatur von 102,2-113°F an.

Kurzes Drücken, um die Heizfunktion auszuschalten. Das rote Licht erlischt.

Anleitung für die Anzeigeleuchte

 Gerätestrom	<9% Akku	Rotes blinkendes Licht
	9%~50% Akku	Orangefarbenes statisches Licht
	51%~100% Akku	Grünes statisches Licht
 Laden	<9% Akku	Rotes atmendes Licht
	9%~50% Akku	Orangefarbenes atmendes Licht
	51%~99% Akku	Grünes atmendes Licht
	100% Akku	Grünes statisches Licht
M Massagemodus	Vitalitätsmodus	Cyan-Licht
	Entspannungsmodus	Grünes Licht
	Intensivmodus	Rotes Licht
 Intensitätseinstellung	Niedrige Stufe	Cyan-Licht
	Mittlere Stufe	Grünes Licht
	Hohe Stufe	Rotes Licht
 Heizfunktion	Heizung ein	Rotes Licht
	Heizung aus	Kein Licht

Ladeanleitung



1. Verwenden Sie das mitgelieferte Ladekabel, um das Produkt an einen USB-Anschluss zum Laden anzuschließen.
2. Das Produkt benötigt etwa 4 Stunden, um vollständig aufgeladen zu werden.
3. Wenn der Akkustand unter 9% liegt, blinkt die Stromanzeige rot als Warnung für einen niedrigen Akkustand. Das Gerät schaltet sich nach 1 Minute automatisch ab und kann erst nach dem Laden wieder gestartet werden.
4. Die standardmäßige Betriebszeit des Produkts beträgt 15 Minuten. Um es erneut zu verwenden, muss das Gerät neu gestartet werden.
5. Das Gerät kann während des Ladevorgangs nicht eingeschaltet werden.
6. Während des Ladens zeigt die LED an der Einschalttaste einen atmenden Lichteffekt an, bis sie bei voller Ladung grün leuchtet. Adapter nicht im Lieferumfang enthalten.
7. Unterstützt mehrere Lademethoden, einschließlich Computer-USB-Anschlüssen, Powerbanks und 5V/1A-Netzadaptern.

**Verwenden Sie ein
Ladegerät mit
5V $\overline{\text{---}}$ 1A-Ausgang.**



5V $\overline{\text{---}}$ 1A



**Verwenden Sie das
Produkt nicht während
des Ladevorgangs.**

Technical Details

- Name: HandSpa Pro Handmassagegerät
- Modellnummer: H50
- Eingang: 5V $\overline{\text{---}}$ 1A
- Nennleistung: 5W
- Abmessungen: 9,3" x 7" x 4,4" / 235 x 178 x 113 mm
- Gewicht: 728 g
- Nennspannung des Akkus: 3.7V $\overline{\text{---}}$
- Akkukapazität: 2500 mAh
- Ladezeit: 4 Stunden

Fehlerbehebung

Problem	Ursache	Lösung
Massagegerät schaltet sich nicht ein.	Das Gerät ist ausgeschaltet.	Halten Sie die Einschalttaste gedrückt, um das Massagegerät einzuschalten.
	Der Akku ist zu schwach.	Laden Sie das Massagegerät auf.
	Das Massagegerät schaltet sich nach 15 Minuten ab.	Halten Sie die Einschalttaste gedrückt, um das Massagegerät für weitere 15 Minuten einzuschalten.
Massagegerät schaltet sich automatisch ab.	Der Überhitzungsschutz des Massagegeräts schaltet es automatisch ab, wenn es zu heiß wird.	Warten Sie, bis das Massagegerät abgekühlt ist, bevor Sie es wieder einschalten.
	Das Massagegerät schaltet sich nach 15 Minuten ab.	Halten Sie die Einschalttaste gedrückt, um das Massagegerät für weitere 15 Minuten einzuschalten.
Das Gerät kann nicht aufgeladen werden.	Die Spannung und der Strom entsprechen nicht den Produkthanforderungen.	Verwenden Sie ein Ladegerät mit 5V/1A-Ausgang.
	Der Ladeanschluss hat keinen Kontakt zur Stromversorgung.	Stellen Sie sicher, dass der Ladeanschluss und die Stromversorgung korrekt eingesteckt sind.
Bei weiteren Problemen kontaktieren Sie: support@bobandbrad.com		

Garantie

Dieses Produkt ist ab dem Kaufdatum ein Jahr lang garantiert. Die Garantie erlischt bei:

- Schäden durch unsachgemäße Verwendung oder Lagerung.
- Schäden durch Reparaturversuche oder Demontage des Geräts.
- Ablauf der Garantiezeit.

WEEE-Anweisungen



Diese Kennzeichnung weist darauf hin, dass dieses Produkt in der EU nicht zusammen mit anderen Haushaltsabfällen entsorgt werden darf. Um mögliche Schäden für die Umwelt oder die menschliche Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu vermeiden, recyceln Sie es verantwortungsbewusst, um die nachhaltige Wiederverwendung von Materialressourcen zu fördern. Um Ihr Altgerät zurückzugeben, nutzen Sie bitte die Rückgabe- und Sammelsysteme oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Diese können das Produkt einem umweltgerechten Recycling zuführen.




Anweisungen zum Akku

1. Tauchen Sie das Produkt nicht in Wasser ein und machen Sie es nicht nass.
2. Laden Sie das Produkt nicht in der Nähe einer offenen Flamme oder unter extrem heißen Bedingungen auf.
3. Verwenden oder lagern Sie das Produkt nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Öfen oder Heizungen.
4. Wenn die Batterie ausläuft oder einen Geruch abgibt, entfernen Sie sie sofort aus der Nähe einer offenen Flamme.
5. Legen Sie das Produkt nicht ins Feuer und erhitzen Sie es nicht in irgendeiner Weise.
6. Nehmen Sie des Akku auf keinen Fall auseinander. Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn der Akku während des Gebrauchs oder des Aufladens einen Geruch abgibt, übermäßige Hitze abstrahlt oder Anzeichen von Verformung, Verfärbung oder anderen Anomalien aufweist.
7. Wenn der Akku in Gebrauch ist oder geladen wird, nehmen Sie ihn sofort aus dem Gerät oder Ladegerät.
8. Laden Sie das Gerät vor der ersten Verwendung etwa drei Stunden lang auf, bis es vollständig aufgeladen ist. Das Gerät kann angeschlossen oder abgetrennt werden. Verbinden
9. Sie das Ausgangsende des Verbindungskabels mit dem GleichstromLadeanschluss an der Unterseite des Massagegeräts. Schließen Sie dann das Eingangsende des Verbindungskabels an einen mobilen Netzadapter oder ein Handy-Ladegerät an (5 V 1 A; bei weniger als 1 A verlängert sich die Ladezeit).
10. Die Netzkontrollleuchte blinkt regelmäßig und zeigt damit an, dass der Akku geladen wird.

RoHS-Erklärung

Unser Produkt entspricht der RoHS 2.0 (2011/65/EU-Richtlinie) zur Beschränkung gefährlicher Stoffe. Die Rohstoffe und Komponenten unseres Produkts erfüllen die folgenden Grenzwerte für giftige und gefährliche Stoffe.

Cadmium (Cd): < 100 ppm	Blei (Pb): < 1000 ppm
Quecksilber (Hg): < 1000 ppm	Hexavalentes Chrom: (Cr VI) < 1000 ppm
Polybromierte Biphenyle (PBB): < 1000 ppm	Polybromierte Diphenylether (PBDE): < 1000 ppm
Bis(2-Ethylhexyl)phthalat (DEHP): < 1000 ppm	Benzylbutylphthalat (BBP): < 1000 ppm
Dibutylphthalat (DBP): < 1000 ppm	Diisobutylphthalat (DIBP): < 1000 ppm



Manuel de l'utilisateur

HandSpa Pro

Masseur pour les mains

Modèle: H50

Entretien

1. Éteignez l'appareil avant de le nettoyer. Essuyez l'appareil avec un chiffon doux et humide, ainsi que des agents de nettoyage non abrasifs.

2. Ne plongez pas l'appareil dans un liquide.

3. N'exposez pas l'appareil à la lumière directe du soleil ou à des températures élevées. Si l'appareil n'a pas été utilisé pendant plus de 3 mois, rechargez-le avant utilisation.

4. Ne démontez pas l'appareil vous-même. Sinon, cela pourrait causer des dommages et invalider la garantie du fabricant.

5. La durée de vie de la batterie peut varier en fonction de l'utilisation et des conditions d'exploitation. Pour prolonger sa durée de vie, si l'appareil ne doit pas être utilisé pendant une période prolongée, chargez complètement la batterie et laissez l'appareil éteint. Même lorsqu'il n'est pas utilisé, rechargez l'appareil tous les 2 mois.

6. Si le produit n'est pas utilisé pendant une période prolongée, rangez-le dans un sac en PE et conservez-le dans un environnement sans poussière.

Avertissements et précautions de sécurité

Veuillez lire attentivement ce manuel de l'utilisateur et utiliser le produit conformément aux instructions.

DANGER - Pour réduire le risque de choc électrique

1. Débranchez toujours le chargeur de la prise électrique après avoir chargé l'appareil.
2. N'utilisez jamais d'épingles ou d'autres attaches métalliques sur ce produit.

AVERTISSEMENT - Précautions d'utilisation:

1. Si vous souffrez de l'une des affections suivantes, consultez votre médecin avant d'utiliser ce produit:

- Utilisation d'un stimulateur cardiaque ou d'un dispositif médical implanté similaire;
- Maladie cardiaque, accident vasculaire cérébral ou hypertension artérielle;
- Handicaps au niveau des mains ou antécédents de fractures de la main;
- Os fragiles ou endommagés, en particulier au niveau des mains;
- Chirurgie récente ou opérations;
- Grossesse, accouchement récent ou menstruation;
- Tumeurs malignes ;
- Ostéoporose ;
- Problèmes de circulation sanguine ou caillots sanguins;
- Infections cutanées, maladies de la peau ou ecchymoses;
- Traitement médical en cours ou sensation de malaise;
- Anomalies des membres;
- Blessures ou affections antérieures des mains dues à une maladie ou à un accident;
- Diabète sucré, troubles circulatoires périphériques graves, troubles sensoriels ou anémie;

- Si vous vous sentez mal ou ressentez un inconfort inhabituel, arrêtez immédiatement d'utiliser l'appareil.
- 2. Les enfants, les personnes handicapées et les personnes âgées ne doivent utiliser ce produit que sous une surveillance appropriée.
- 3. Cet appareil comprend une fonction de chauffage. Les utilisateurs ayant une sensibilité réduite à la chaleur doivent faire preuve d'une prudence accrue.
- 4. Ce produit est destiné à un usage personnel uniquement et ne remplace pas les soins médicaux ou les dispositifs médicaux.
- 5. Ne portez pas de bagues, montres, bracelets, bijoux ou autres accessoires pour les mains lors de l'utilisation du masseur.
- 6. N'utilisez pas l'appareil pendant plus de 15 minutes à la fois.
- 7. Ne démontez pas l'appareil.
- 8. N'exposez pas la batterie au lithium de l'appareil à des chocs violents, une pression élevée ou du feu.
- 9. N'utilisez pas l'appareil si sa batterie a été exposée à l'eau.
- 10. N'utilisez pas l'appareil dans des environnements à haute température ou humides.
- 11. Utilisez uniquement un chargeur DC 5V 1A ou DC 5V 2A (non inclus) pour charger l'appareil.
- 12. Éloignez l'appareil des objets tranchants.
- 13. N'utilisez pas l'appareil en conduisant ou en marchant.
- 14. N'utilisez pas l'appareil pendant qu'il est en charge.
- 15. N'utilisez pas l'appareil avec les mains mouillées.
- 16. N'utilisez pas l'appareil s'il ne fonctionne pas correctement, s'il a été endommagé ou s'il a été immergé dans l'eau.
- 17. N'utilisez pas l'appareil si, pendant l'utilisation ou la charge de la batterie, il dégage une odeur, génère une chaleur excessive ou présente des signes de déformation.
- 18. N'utilisez pas l'appareil sous une couverture ou un oreiller, car cela pourrait provoquer une surchauffe, un incendie, un choc électrique ou des blessures.

Déclaration FCC

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

- (1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles.
- (2) Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant causer un fonctionnement indésirable.

Note de la déclaration FCC :

Cet équipement a été testé et jugé conforme aux limites pour un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 des règles FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans les installations résidentielles. Cet équipement génère, utilise et peut rayonner de l'énergie radiofréquence, et s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut causer des interférences nuisibles aux communications radio.

Cependant, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement cause des interférences nuisibles à la réception radio ou télévisée, ce qui peut être déterminé en éteignant et en rallumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence par une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Connecter l'équipement à une prise sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Consulter le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide avec la fixation fournie.
- NE PAS suspendre l'unité par le cordon d'alimentation.

Avertissement

Veuillez consulter votre médecin avant d'utiliser le masseur Bob et Brad si vous avez des problèmes de santé physique ou si vous présentez l'une des conditions suivantes :

- Personnes portant des dispositifs médicaux électroniques implantés facilement perturbables, tels que des stimulateurs cardiaques.
- Personnes atteintes de tumeurs malignes.
- Personnes souffrant de maladies cardiaques.
- Personnes présentant une altération de la sensation de température.
- Femmes souffrant de troubles nerveux circulatoires périphériques graves causés par le diabète ou celles en période post-partum immédiate.
- Personnes atteintes de troubles sensoriels.
- Personnes ressentant une douleur aiguë due à des conditions telles que l'ostéoporose, les entorses ou les tensions musculaires, nécessitant du repos.
- Personnes ayant une température corporelle dépassant 38°C, comme celles présentant des symptômes graves d'inflammation aiguë (par exemple, fatigue, frissons, fluctuations de la tension artérielle) ou celles dont la force physique est affaiblie et qui suivent un traitement dans d'autres établissements médicaux.
- Personnes atteintes de ténosynovite.


CE PRODUIT N'EST PAS UN DISPOSITIF MÉDICAL.

Avertissement IC

Cet appareil contient des émetteurs/récepteurs exemptés de licence conformes aux normes RSS exemptées de licence d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :


- (1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences.
- (2) Cet appareil doit accepter toute interférence, y compris les interférences pouvant entraîner un fonctionnement indésirable de l'appareil.

Structure Principale




Précautions avant utilisation


Cet appareil convient aux mains gauche et droite.




Vous pouvez utiliser des gants jetables et appliquer de la crème pour les mains. Des gants jetables sont fournis dans l'emballage.




1. Assurez-vous que le produit est suffisamment chargé. Si la batterie est faible, l'appareil s'éteindra automatiquement. S'il ne s'allume pas, rechargez-le avant de l'utiliser à nouveau.
2. Retirez tous les accessoires de votre main.



Insérez vos doigts dans les trous correspondants.



Placez votre main dans le masseur, en veillant à ce que chaque doigt soit bien inséré dans les emplacements prévus.



Effectuez toujours les actions d'insertion et de retrait de la main lorsque l'appareil est éteint.

Description des fonctions des boutons



Bouton d'alimentation

Appuyez et maintenez pendant 1,5 seconde pour allumer/éteindre l'appareil.

Indicateur de batterie faible : La lumière rouge clignote.

Indicateur de charge : La lumière rouge ou orange respire.

Indicateur de charge complète : La lumière du bouton devient verte.



Bouton de mode

Appuyez brièvement pour changer le mode de massage :

Mode 1 (Mode Vitalité + Intensité faible) : Lumière cyan

Mode 2 (Mode Relaxation + Intensité moyenne) : Lumière verte

Mode 3 (Mode Intensif + Intensité élevée) : Lumière rouge



Bouton de réglage de l'intensité

Appuyez brièvement pour parcourir les niveaux d'intensité :

Niveau faible : Lumière cyan

Niveau moyen : Lumière verte

Niveau élevé : Lumière rouge



Indicateur de chauffage


Appuyez brièvement pour activer la fonction de chauffage. La lumière rouge reste allumée, indiquant une température constante de 102,2-113°F.

Appuyez à nouveau brièvement pour désactiver la fonction de chauffage. La lumière rouge s'éteint.

Instructions pour le témoin lumineux

 Alimentation de l'appareil	<9% de batterie	Lumière rouge clignotante
	9%~50% de batterie	Lumière orange fixe
	51%~100% de batterie	Lumière verte fixe
 Chargement	<9% de batterie	Lumière rouge respirante
	9%~50% de batterie	Lumière orange respirante
	51%~99% de batterie	Lumière verte respirante
	100% de batterie	Lumière verte fixe
M Mode de massage	Mode Vitalité	Lumière cyan fixe
	Mode Relaxation	Lumière verte fixe
	Mode Intensif	Lumière rouge fixe
 Réglage de l'intensité	Niveau faible	Lumière cyan fixe
	Niveau moyen	Lumière verte fixe
	Niveau élevé	Lumière rouge fixe
 Fonction de chauffage	Activer le chauffage	Lumière rouge fixe
	Désactiver le chauffage	Pas de lumière

Instructions de chargement



1. Utilisez le câble de charge inclus pour connecter le produit à un port USB pour la charge.
2. Le produit nécessite environ 4 heures pour être complètement chargé.
3. Lorsque le niveau de la batterie est inférieur à 9%, l'indicateur de puissance clignotera en rouge pour indiquer une batterie faible. L'appareil s'éteindra automatiquement après 1 minute et ne pourra être redémarré qu'après recharge.
4. Le temps de travail par défaut du produit est de 15 minutes. Pour l'utiliser à nouveau, l'appareil doit être redémarré.
5. Le produit ne peut pas être allumé pendant le processus de charge.
6. Pendant la charge, l'indicateur lumineux du bouton d'alimentation affichera un effet de lumière respirante jusqu'à ce qu'il devienne vert fixe lorsque la charge est complète. Adaptateur non inclus.
7. Prend en charge plusieurs méthodes de charge, y compris les ports USB d'ordinateur, les batteries externes et les adaptateurs d'alimentation 5V/1A.

Utilisez un chargeur avec une sortie de 5V $\overline{\text{---}}$ 1A.



5V $\overline{\text{---}}$ 1A



N'utilisez pas le produit pendant qu'il est en charge.

Détails techniques

- Nom : HandSpa Pro Masseur de mains
- Modèle n° : H50
- Entrée : 5V $\overline{\text{---}}$ 1A
- Puissance nominale : 5W
- Dimensions : 9,3" x 7" x 4,4" / 235x178x113mm
- Poids: 728g
- Tension nominale de la batterie : 3.7V $\overline{\text{---}}$
- Capacité de la batterie : 2500mAh
- Temps de charge : 4 heures

Dépannage

PROBLÈME	CAUSE	SOLUTION
Le masseur ne s'allume pas.	L'alimentation est éteinte.	Appuyez longuement sur le bouton d'alimentation pour allumer le masseur.
	La batterie est trop faible.	Chargez le masseur.
	Le masseur s'éteint après 15 minutes.	Appuyez longuement sur le bouton d'alimentation pour allumer le masseur pour 15 minutes supplémentaires.
Le masseur s'éteint automatiquement.	La protection contre la surchauffe du masseur l'éteint automatiquement lorsqu'il est trop chaud.	Attendez que le masseur refroidisse avant de le rallumer.
	Le masseur s'éteint après 15 minutes.	Appuyez longuement sur le bouton d'alimentation pour allumer le masseur pour 15 minutes supplémentaires.
L'appareil ne peut pas être chargé.	La tension et le courant ne correspondent pas aux exigences du produit.	Utilisez un chargeur de sortie 5V/1A.
	Le port de charge n'est pas en contact avec l'alimentation.	Assurez-vous que le port de charge et l'alimentation sont correctement insérés.
Si vous rencontrez d'autres problèmes, contactez : support@bobandbrad.com		

Garantie

Ce produit est garanti un an à compter de la date d'achat. La garantie sera annulée dans les cas suivants :

- Dommages dus à une utilisation ou un stockage inapproprié.
- Dommages causés par une tentative de réparation ou de démontage de l'appareil.
- Dépassement de la période de garantie.

Instructions WEEE

Mise au rebut correcte de ce produit



Ce marquage indique que ce produit ne doit pas être éliminé avec les autres déchets ménagers dans toute l'UE. Afin de prévenir tout dommage éventuel à l'environnement ou à la santé humaine dû à l'élimination incontrôlée des déchets, recyclez-le de manière responsable afin de promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour retourner votre appareil usagé, veuillez utiliser les systèmes de retour et de collecte ou contacter le détaillant chez qui le produit a été acheté. Ils peuvent prendre en charge ce produit pour un recyclage respectueux de l'environnement.


Instructions relatives à la batterie

1. Ne pas immerger le produit dans l'eau ou le mouiller.
2. Ne chargez pas le produit à proximité d'une flamme nue ou dans des conditions de chaleur extrême.
3. N'utilisez pas et ne stockez pas le produit à proximité de sources de chaleur telles que des fours ou des appareils de chauffage.
4. Ne mettez pas le produit dans un feu ou ne le chauffez pas de quelque façon que ce soit.
5. Ne démontez pas la batterie de quelque manière que ce soit.
6. N'utilisez pas le produit si, lorsque la batterie est en cours d'utilisation ou de charge, elle émet une odeur, dégage une chaleur excessive, présente des signes de déformation, de décoloration ou toute autre anomalie. Si la batterie est en cours d'utilisation ou de charge, retirez-la immédiatement de l'appareil ou du chargeur.
7. Chargez l'appareil pendant environ trois heures avant sa première utilisation, jusqu'à ce qu'il soit complètement chargé. L'appareil peut être connecté ou déconnecté.
8. Connectez l'extrémité de sortie du câble de connexion à la partie inférieure du port de charge CC de l'appareil de massage.
9. Puis, connectez l'extrémité d'entrée du câble de connexion à un adaptateur de courant mobile ou à un chargeur de téléphone portable (5V 1A; si le temps de charge est inférieur à 1A, il sera plus long).
10. Le voyant d'alimentation clignote régulièrement, indiquant que la batterie est en cours de chargement.

Déclaration RoHS

Notre produit est conforme à la directive RoHS 2.0 (2011/65/EU) concernant la restriction des substances dangereuses. Les matières premières et les composants de notre produit respectent les limites de substances toxiques et dangereuses suivantes.

Cadmium (Cd): < 100 ppm	Plomb (Pb): < 1000 ppm
Mercuré (Hg): < 1000 ppm	Chrome hexavalent: (Cr VI) < 1000 ppm
Biphényles polybromés (PBB): < 1000 ppm	Éthers diphényles polybromés (PBDE): < 1000 ppm
Phtalate de bis(2-Ethylhexyle) (DEHP): < 1000 ppm	Phtalate de benzyle et de butyle (BBP): < 1000 ppm
Phtalate de dibutyle (DBP): < 1000 ppm	Phtalate de diisobutyle (DIBP): < 1000 ppm



Manual de Usuario

HandSpa Pro

Masajeador de Manos

Modelo: H50

Mantenimiento

1. Apague el dispositivo antes de limpiarlo. Limpie el dispositivo con un paño suave y húmedo, y agentes de limpieza no abrasivos.
2. No sumerja el dispositivo en líquido.
3. No exponga el dispositivo a la luz solar directa o a altas temperaturas. Si el dispositivo no se ha utilizado durante más de 3 meses, cárguelo antes de usarlo.
4. No desmonte el dispositivo usted mismo. De lo contrario, podría causar daños y anular la garantía del fabricante.
5. La duración de la batería puede variar según el uso y las condiciones de operación. Para prolongar su vida útil, si el dispositivo no se va a utilizar durante un período prolongado, cargue completamente la batería y mantenga el dispositivo apagado. Incluso si no se usa, recargue el dispositivo cada 2 meses.
6. Si el producto no se usa durante un período prolongado, guárdelo en una bolsa de PE y manténgalo en un ambiente libre de polvo.

Advertencias y Precauciones de Seguridad

Lea atentamente este manual de usuario y utilice el producto de acuerdo con las instrucciones.

PELIGRO Para reducir el riesgo de descarga eléctrica:

1. Desconecte siempre el cargador del enchufe eléctrico después de cargar el dispositivo.
2. Nunca use alfileres u otros sujetadores metálicos en este producto.

ADVERTENCIA - Precauciones para el usuario:

1. Si tiene alguna de las siguientes condiciones, consulte a su médico antes de usar este producto:

- Uso de un marcapasos o dispositivo médico implantado similar;
- Enfermedad cardíaca, derrame cerebral o presión arterial alta;
- Discapacidades en las manos o antecedentes de fracturas en las manos;
- Huesos débiles o dañados, especialmente en las manos;
- Cirugía reciente o cirugías anteriores;
- Embarazo, parto reciente o menstruación;
- Tumores malignos;
- Osteoporosis;
- Problemas de circulación sanguínea o coágulos de sangre;
- Infecciones cutáneas, enfermedades de la piel o hematomas;
- Tratamiento médico en curso o malestar general;
- Anomalías en las extremidades;
- Lesiones o dolencias previas en las manos debido a enfermedades o accidentes;
- Diabetes mellitus, trastornos circulatorios periféricos graves, deterioro sensorial o anemia.
- Si se siente mal o experimenta alguna molestia inusual, deje de usar el dispositivo inmediatamente.

2. Los niños, las personas con discapacidades y los ancianos deben usar este producto solo bajo supervisión adecuada.
3. Este dispositivo incluye una función de calentamiento. Los usuarios con sensibilidad reducida al calor deben tener precaución adicional.
4. Este producto está destinado únicamente para uso personal y no es un sustituto de la atención médica o dispositivos médicos.
5. No use anillos, relojes, pulseras, joyas u otros accesorios en las manos mientras usa el masajeador.
6. No use el dispositivo por más de 15 minutos seguidos.
7. No desmonte el dispositivo.
8. No exponga la batería de litio del dispositivo a impactos fuertes, alta presión o fuego.
9. No use el dispositivo si su batería ha estado expuesta al agua.
10. No use el dispositivo en ambientes de alta temperatura o humedad.
11. Use solo un cargador de DC 5V 1A o DC 5V 2A (no incluido) para cargar el dispositivo.
12. Mantenga el dispositivo alejado de objetos afilados.
13. No use el dispositivo mientras conduce o camina.
14. No use el dispositivo mientras se está cargando.
15. No use el dispositivo con las manos mojadas.
16. No use el dispositivo si no funciona correctamente, está dañado o ha sido sumergido en agua.
17. No use el dispositivo si, durante el uso o la carga de la batería, emite un olor, genera calor excesivo o muestra signos de deformación.
18. No use el dispositivo debajo de una manta o almohada, ya que esto podría causar sobrecalentamiento, incendio, descarga eléctrica o lesiones.

Declaración FCC

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las normas FCC. Su funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones:

- (1) Este dispositivo no debe causar interferencias perjudiciales.
- (2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.

Nota de la declaración FCC

Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de acuerdo con la parte 15 de las normas FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en instalaciones residenciales. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia, y si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales a las comunicaciones por radio.

Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación particular. Si este equipo causa interferencias perjudiciales a la recepción

de radio o televisión, lo cual puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o recolocar la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a un enchufe en un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Consultar al distribuidor o a un técnico de radio/TV experimentado para obtener ayuda con el sujetador suministrado.
- NO cuelgue la unidad por el cable de alimentación.

Descargo de Responsabilidad

Consulte a su médico antes de usar el masajeador Bob y Brad si tiene alguna preocupación sobre su salud física o si tiene alguna de las siguientes condiciones:

- Personas con dispositivos médicos electrónicos implantados que se alteran fácilmente, como marcapasos cardíacos.
- Personas con tumores malignos.
- Personas con enfermedades cardíacas.
- Personas con sensibilidad térmica alterada.
- Mujeres con trastornos nerviosos circulatorios periféricos graves causados por diabetes o aquellas en el período posparto inmediato.
- Personas con trastornos sensoriales.
- Personas que experimentan dolor agudo debido a condiciones como osteoporosis, esguinces o distensiones musculares, que requieren descanso.
- Personas con una temperatura corporal superior a 38°C, como aquellas con síntomas graves de inflamación aguda (por ejemplo, fatiga, escalofríos, fluctuaciones de presión arterial) o aquellas con fuerza física debilitada que reciben tratamiento en otras instituciones médicas.
- Personas con tenosinovitis.


ESTE PRODUCTO NO ES UN DISPOSITIVO MÉDICO.

Advertencia IC

Este dispositivo contiene transmisores/receptores exentos de licencia que cumplen con los estándares RSS exentos de licencia de Innovación, Ciencia y Desarrollo Económico de Canadá. Su funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones:


- (1) Este dispositivo no debe causar interferencias.
- (2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo aquellas que puedan causar un funcionamiento no deseado del dispositivo.

Estructura Principal




Precauciones antes de usar


Este dispositivo es adecuado para ambas manos, izquierda y derecha.



Puede usar guantes desechables y aplicar crema para manos. Se incluyen guantes desechables en el paquete.



1. Asegúrese de que el producto tenga suficiente carga. Si la batería está baja, el dispositivo se apagará automáticamente. Si no se enciende, cárguelo antes de usarlo nuevamente.
2. Retire todos los accesorios de su mano.



Inserte sus dedos en los orificios correspondientes.



Coloque su mano en el masajeador, asegurándose de que cada dedo esté bien insertado en las ranuras designadas.



Siempre realice las acciones de insertar y retirar la mano cuando el dispositivo esté apagado.

Descripción de las funciones de los botones



Botón de encendido

Mantenga presionado durante 1,5 segundos para encender/apagar el dispositivo.

Indicador de batería baja: La luz roja parpadea.

Indicador de carga: La luz roja o naranja respira.

Indicador de carga completa: La luz del botón se vuelve verde.



Botón de modo

Presione brevemente para cambiar el modo de masaje:

Modo 1 (Modo Vitalidad + Intensidad baja): Luz cian

Modo 2 (Modo Relajación + Intensidad media): Luz verde

Modo 3 (Modo Intensivo + Intensidad alta): Luz roja



Botón de ajuste de intensidad

Presione brevemente para cambiar los niveles de intensidad:

Nivel bajo: Luz cian

Nivel medio: Luz verde

Nivel alto: Luz roja



Indicador de calentamiento


Presione brevemente para activar la función de calentamiento. La luz roja permanece encendida, indicando una temperatura constante de 102.2-113°F.

Presione brevemente nuevamente para desactivar la función de calentamiento. La luz roja se apaga.

Instrucciones de la luz indicadora

 Alimentación del dispositivo	<9% de carga	Luz roja parpadeante
	9%~50% de carga	Luz naranja fija
	51%~100% de carga	Luz verde fija
 Carga	<9% de carga	Luz roja respirante
	9%~50% de carga	Luz naranja respirante
	51%~99% de carga	Luz verde respirante
	100% de carga	Luz verde fija
M Modo de masaje	Modo Vitalidad	Luz cian fija
	Modo Relajación	Luz verde fija
	Modo Intensivo	Luz roja fija
 Ajuste de intensidad	Nivel bajo	Luz cian fija
	Nivel medio	Luz verde fija
	Nivel alto	Luz roja fija
 Función de calentamiento	Activar calentamiento	Luz roja fija
	Desactivar calentamiento	Sin luz

Instrucciones de carga



1. Use el cable de carga incluido para conectar el producto a un puerto USB para cargarlo.
2. El producto tarda aproximadamente 4 horas en cargarse completamente.
3. Cuando el nivel de la batería esté por debajo del 9%, el indicador de energía parpadeará en rojo como advertencia de batería baja. El dispositivo se apagará automáticamente después de 1 minuto y solo podrá reiniciarse después de cargarlo.
4. El tiempo de trabajo predeterminado del producto es de 15 minutos. Para usarlo nuevamente, el dispositivo debe reiniciarse.
5. El producto no se puede encender durante el proceso de carga.
6. Durante la carga, la luz indicadora del botón de encendido mostrará un efecto de luz respirante hasta que se vuelva verde fija cuando esté completamente cargado. Adaptador no incluido.
7. Admite múltiples métodos de carga, incluidos puertos USB de computadora, bancos de energía y adaptadores de alimentación de 5V/1A.

**Use un cargador
con salida de
5V $\equiv$ 1A.**



5V $\equiv$ 1A



**No use el producto
mientras se está
cargando.**

Detalles técnicos

- Nombre: HandSpa Pro Masajeador de manos
- Número de modelo: H50
- Entrada: 5V $\equiv$ 1A
- Potencia nominal: 5W
- Dimensiones: 9.3" x 7" x 4.4" / 235x178x113mm
- Peso: 728g
- Tensión nominal de la batería: 3.7V $\equiv$
- Capacidad de la batería: 2500mAh
- Tiempo de carga: 4 horas

Solución de problemas

PROBLEMA	CAUSA	SOLUCIÓN
El masajeador no se enciende.	El dispositivo está apagado.	Mantenga presionado el botón de encendido para encender el masajeador.
	La batería está muy baja.	Cargue el masajeador.
	El masajeador se apaga después de 15 minutos.	Mantenga presionado el botón de encendido para encender el masajeador durante otros 15 minutos.
El masajeador se apaga automáticamente.	La protección contra sobrecalentamiento del masajeador lo apagará automáticamente cuando esté demasiado caliente.	Espera a que el masajeador se enfríe antes de encenderlo nuevamente.
	El masajeador se apaga después de 15 minutos.	Mantenga presionado el botón de encendido para encender el masajeador durante otros 15 minutos.
El dispositivo no se puede cargar.	El voltaje y la corriente no coinciden con los requisitos del producto.	Use con un cargador de salida de 5V/1A.
	El puerto de carga no está en contacto con la fuente de alimentación.	Asegúrese de que el puerto de carga y la fuente de alimentación estén correctamente conectados.
Si encuentra otros problemas, contacte: support@bobandbrad.com		

Garantía

Este producto tiene una garantía de un año a partir de la fecha de compra. La garantía se anulará en los siguientes casos:

- Daños por uso o almacenamiento inadecuado.
- Daños por intentar reparar o desmontar el dispositivo.
- Período de garantía excedido.

Instrucciones WEEE

Eliminación correcta de este producto



Esta marca indica que este producto no debe eliminarse con otros residuos domésticos en toda la UE.

Para evitar posibles daños al medio ambiente o a la salud humana por la eliminación incontrolada de residuos, recíclelo de forma responsable para promover la reutilización sostenible de los recursos materiales.

Para devolver su dispositivo usado, utilice los sistemas de devolución y recogida o póngase en contacto con el minorista donde compró el producto.

Ellos pueden llevar este producto para un reciclaje seguro para el medio ambiente.

Instrucciones de la batería


1. No sumerja el producto en el agua ni lo moje.
2. No cargue el producto cerca de una llama abierta o en condiciones de calor extremo.
3. No utilice ni almacene el producto cerca de fuentes de calor como hornos o calefactores.
4. Si la batería tiene fugas o emite un olor, retírela inmediatamente de la proximidad de una llama abierta.
5. No ponga el producto en el fuego ni lo caliente de ninguna manera.
6. No desmonte la batería de ninguna manera.
7. No utilice el producto si, mientras la batería está en uso o se está cargando, emite un olor excesivo; muestra signos de deformación, decoloración o cualquier otra anomalía.
8. Si la batería está en uso o se está cargando, retírela del aparato o del cargador inmediatamente.
9. Carguelo durante unas tres horas antes de su primer uso, hasta que esté completamente cargado. El dispositivo puede conectarse o desconectarse.
10. Conecte el extremo de salida del cable de conexión a la parte inferior del puerto de carga de CC del aparato de masaje. A continuación, conecte el extremo de entrada del cable de conexión a un adaptador de corriente móvil o a un cargador de teléfono celular (5V/1A; si es inferior a 1A, el tiempo de carga será mayor).
11. El indicador luminoso de encendido parpadeará regularmente, indicando que la batería se está cargando.

Declaración RoHS

Nuestro producto cumple con la directiva RoHS 2.0 (2011/65/UE) relativa a la restricción de sustancias peligrosas, las materias primas y los componentes de nuestro producto cumplen con los siguientes límites de sustancias tóxicas y peligrosas.

Cadmio (Cd): < 100 ppm	Plomo (Pb): < 1000 ppm
Mercurio (Hg): < 1000 ppm	Cromo hexavalente (Cr VI): < 1000 ppm
Bifenilos polibromados (PBB): < 1000 ppm	Éteres difenilicos polibromados (PBDE): < 1000 ppm
Ftalato de bis(2-etilhexilo) (DEHP): < 1000 ppm	Butilftalato de bencilo (BBP): < 1000 ppm
Ftalato de dibutilo (DBP): < 1000 ppm	Ftalato de diisobutilo (DIBP): < 1000 ppm

**Bob
AND
Brad®**



Manuale dell'Utente

HandSpa Pro

Massaggiatore per le mani

Modello: H50

Manutenzione

1. Spegner il dispositivo prima di pulirlo. Pulire il dispositivo con un panno morbido e umido e detergenti non abrasivi.
2. Non immergere il dispositivo in liquidi.
3. Non esporre il dispositivo alla luce solare diretta o a temperature elevate. Se il dispositivo non è stato utilizzato per più di 3 mesi, ricaricarlo prima dell'uso.
4. Non smontare il dispositivo autonomamente. In caso contrario, potrebbe causare danni e invalidare la garanzia del produttore.
5. La durata della batteria può variare a seconda dell'uso e delle condizioni operative. Per prolungarne la durata, se il dispositivo non verrà utilizzato per un periodo prolungato, caricare completamente la batteria e mantenere il dispositivo spento. Anche quando non in uso, ricaricare il dispositivo ogni 2 mesi.
6. Se il prodotto non viene utilizzato per un periodo prolungato, conservarlo in una busta di PE e mantenerlo in un ambiente privo di polvere.

Avvertenze e Precauzioni di Sicurezza

Leggere attentamente questo manuale dell'utente e utilizzare il prodotto secondo le istruzioni.

PERICOLO Per ridurre il rischio di scosse elettriche:

1. Scollegare sempre il caricabatterie dalla presa elettrica dopo aver caricato il dispositivo.
2. Non utilizzare mai spilli o altri elementi metallici su questo prodotto.

ATTENZIONE Precauzioni per l'utente:

1. Se si soffre di una delle seguenti condizioni, consultare il medico prima di utilizzare questo prodotto:

- Uso di pacemaker o dispositivi medici impiantati simili;
- Malattie cardiache, ictus o ipertensione;
- Disabilità alle mani o precedenti fratture alle mani;
- Ossa deboli o danneggiate, specialmente nelle mani;
- Interventi chirurgici recenti;
- Gravidanza, post-parto recente o ciclo mestruale;
- Tumori maligni;
- Osteoporosi;
- Problemi di circolazione sanguigna o coaguli di sangue;
- Infezioni cutanee, malattie della pelle o lividi;
- Trattamenti medici in corso o malessere generale;
- Anomalie agli arti;
- Precedenti lesioni o disturbi alle mani causati da malattie o incidenti;
- Diabete mellito, gravi disturbi della circolazione periferica, deficit sensoriali o anemia.
- Se ci si sente male o si avverte un disagio insolito, interrompere immediatamente l'uso del dispositivo.

2. Bambini, persone con disabilità e anziani dovrebbero utilizzare questo prodotto solo sotto adeguata supervisione.
3. Questo dispositivo include una funzione di riscaldamento. Gli utenti con ridotta sensibilità al calore devono prestare particolare attenzione.
4. Questo prodotto è destinato esclusivamente all'uso personale e non sostituisce cure mediche o dispositivi medici.
5. Non indossare anelli, orologi, braccialetti, gioielli o altri accessori per le mani durante l'uso del massaggiatore.
6. Non utilizzare il dispositivo per più di 15 minuti consecutivi.
7. Non smontare il dispositivo.
8. Non esporre la batteria al litio nel dispositivo a urti violenti, alta pressione o fuoco.
9. Non utilizzare il dispositivo se la batteria è stata esposta all'acqua.
10. Non utilizzare il dispositivo in ambienti ad alta temperatura o umidi.
11. Utilizzare solo un caricabatterie DC 5V 1A o DC 5V 2A (non incluso) per caricare il dispositivo.
12. Tenere il dispositivo lontano da oggetti appuntiti.
13. Non utilizzare il dispositivo durante la guida o mentre si cammina.
14. Non utilizzare il dispositivo mentre è in carica.
15. Non utilizzare il dispositivo con le mani bagnate.
16. Non utilizzare il dispositivo se non funziona correttamente, è danneggiato o è stato immerso in acqua.
17. Non utilizzare il dispositivo se, durante l'uso o la carica della batteria, emana odori, genera calore eccessivo o mostra segni di deformazione.
18. Non utilizzare il dispositivo sotto coperte o cuscini, poiché ciò potrebbe causare surriscaldamento, incendi, scosse elettriche o lesioni.

Dichiarazione FCC

Questo dispositivo è conforme alla parte 15 delle norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni:

- (1) Questo dispositivo non deve causare interferenze dannose.
- (2) Questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, inclusa l'interferenza che potrebbe causare un funzionamento indesiderato.

Nota della dichiarazione FCC

Questa apparecchiatura è stata testata e risulta conforme ai limiti per un dispositivo digitale di Classe B, secondo la parte 15 delle norme FCC. Questi limiti sono progettati per fornire una protezione ragionevole contro interferenze dannose in installazioni residenziali. Questa apparecchiatura genera, utilizza e può irradiare energia a radiofrequenza e, se non installata e utilizzata in conformità alle istruzioni, potrebbe causare interferenze dannose alle comunicazioni radio.

Tuttavia, non vi è alcuna garanzia che non si verifichino interferenze in una particolare installazione. Se questa apparecchiatura causa interferenze dannose alla ricezione radio o televisiva, cosa che può essere determinata spegnendo e riaccendendo

l'apparecchiatura, si incoraggia l'utente a cercare di correggere l'interferenza adottando una o più delle seguenti misure:

- Riorientare o spostare l'antenna ricevente.
- Aumentare la separazione tra l'apparecchiatura e il ricevitore.
- Collegare l'apparecchiatura a una presa su un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore.
- Consultare il rivenditore o un tecnico radio/TV esperto per assistenza con il fissaggio fornito.
- NON appendere l'unità tramite il cavo di alimentazione.

Dichiarazione di Non Responsabilità

Consultare il proprio medico prima di utilizzare il massaggiatore Bob and Brad se si hanno problemi di salute fisica o una delle seguenti condizioni:

- Persone con dispositivi medici elettronici impiantati facilmente disturbabili, come pacemaker cardiaci.
- Persone con tumori maligni.
- Persone con malattie cardiache.
- Persone con alterata sensibilità alla temperatura.
- Donne con gravi disturbi nervosi della circolazione periferica causati da diabete o nel periodo immediatamente successivo al parto.
- Persone con disturbi sensoriali.
- Persone che soffrono di dolore acuto a causa di condizioni come osteoporosi, distorsioni o stiramenti muscolari, che richiedono riposo.
- Persone con una temperatura corporea superiore a 38°C, come quelle con sintomi gravi di infiammazione acuta (ad esempio, affaticamento, brividi, fluttuazioni della pressione sanguigna) o con forza fisica ridotta in trattamento presso altre istituzioni mediche.
- Persone con tenosinovite.


QUESTO PRODOTTO NON È UN DISPOSITIVO MEDICO.

Avviso IC

Questo dispositivo contiene trasmettitori/ricevitori esenti da licenza conformi agli standard RSS esenti da licenza di Innovazione, Scienza e Sviluppo Economico del Canada. Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni:


- (1) Questo dispositivo non deve causare interferenze.
- (2) Questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza, inclusa quella che potrebbe causare un funzionamento indesiderato del dispositivo.

Struttura Principale




Precauzioni Prima dell'Uso

Questo dispositivo è adatto sia per la mano destra che per la sinistra.




È possibile utilizzare guanti monouso e applicare crema per le mani. I guanti monouso sono forniti nella confezione.



1. Assicurarsi che il prodotto abbia una carica sufficiente. Se la batteria è scarica, il dispositivo si spegnerà automaticamente. Se non si accende, ricaricarlo prima di utilizzarlo nuovamente.


2. Rimuovere tutti gli accessori dalla mano.



Inserire le dita nei fori corrispondenti.



Posizionare la mano nel massaggiatore, assicurandosi che ogni dito sia inserito profondamente negli appositi alloggiamenti.



Eseguire sempre le azioni di inserimento e rimozione della mano quando il dispositivo è spento.

Descrizione delle Funzioni dei Pulsanti



Pulsante di Accensione

Premere e tenere premuto per 1,5 secondi per accendere/spegnere il dispositivo.

Indicatore di batteria scarica: la luce rossa lampeggia.

Indicatore di carica: la luce rossa o arancione respira.

Indicatore di carica completa: la luce del pulsante diventa verde.



Pulsante Modalità

Premere brevemente per cambiare la modalità di massaggio:

Modalità 1 (Modalità Vitalità + Intensità Bassa): Luce ciano

Modalità 2 (Modalità Rilassamento + Intensità Media): Luce verde

Modalità 3 (Modalità Intensa + Intensità Alta): Luce rossa



Pulsante Regolazione Intensità

Premere brevemente per ciclare tra i livelli di intensità:

Livello Basso: Luce ciano

Livello Medio: Luce verde

Livello Alto: Luce rossa



Indicatore di Riscaldamento


Premere brevemente per attivare la funzione di riscaldamento. La luce rossa rimane accesa, indicando una temperatura costante di 102,2-113°F.

Premere di nuovo per disattivare la funzione di riscaldamento. La luce rossa si spegne.

Istruzioni per la luce indicatrice

 Alimentazione del Dispositivo	<9% di carica	Luce rossa lampeggiante
	9%~50% di carica	Luce arancione fissa
	51%~100% di carica	Luce verde fissa
 Carica	<9% di carica	Luce rossa respirante
	9%~50% di carica	Luce arancione respirante
	51%~99% di carica	Luce verde respirante
	100% di carica	Luce verde fissa
M Modalità di Massaggio	Modalità Vitalità	Luce ciano fissa
	Modalità Rilassamento	Luce verde fissa
	Modalità Intensa	Luce rossa fissa
 Regolazione dell'Intensità	Livello Basso	Luce ciano fissa
	Livello Medio	Luce verde fissa
	Livello Alto	Luce rossa fissa
 Funzione di Riscaldamento	Attivare il riscaldamento	Luce rossa fissa
	Disattivare il riscaldamento	Nessuna luce

Istruzioni per la Ricarica



1. Utilizzare il cavo di ricarica incluso per collegare il prodotto a una porta USB per la ricarica.
2. Il prodotto richiede circa 4 ore per caricarsi completamente.
3. Quando il livello della batteria è inferiore al 9%, l'indicatore di alimentazione lampeggerà in rosso come avviso di batteria scarica. Il dispositivo si spegnerà automaticamente dopo 1 minuto e potrà essere riavviato solo dopo la ricarica.
4. Il tempo di lavoro predefinito del prodotto è di 15 minuti. Per utilizzarlo nuovamente, il dispositivo deve essere riavviato.
5. Il prodotto non può essere acceso durante il processo di ricarica.
6. Durante la ricarica, la luce indicatrice sul pulsante di accensione mostrerà un effetto di luce respirante fino a diventare verde solido quando completamente carico. Adattatore non incluso.
7. Supporta più metodi di ricarica, tra cui porte USB del computer, power bank e adattatori di alimentazione 5V/1A.

**Utilizzare un
caricatore con
uscita da 5V $\overline{\text{---}}$ 1A.**



5V $\overline{\text{---}}$ 1A



**Non utilizzare il prodotto
durante la ricarica.**

Dettagli Tecnici

- Nome: Massaggiatore Manuale HandSpa Pro
- Modello: H50
- Input: 5V $\overline{\text{---}}$ 1A
- Potenza nominale: 5W
- Dimensioni: 9,3" x 7" x 4,4" / 235x178x113 mm
- Peso: 728 g
- Tensione nominale della batteria: 3.7V $\overline{\text{---}}$
- Capacità della batteria: 2500 mAh
- Tempo di ricarica: 4 ore

Risoluzione dei Problemi

Problema	Causa	Soluzione
Il massaggiatore non si accende.	Il dispositivo è spento.	Premere a lungo il pulsante di accensione per accendere il massaggiatore.
	La batteria è troppo scarica.	Ricaricare il massaggiatore.
	Il massaggiatore si spegne dopo 15 minuti.	Premere a lungo il pulsante di accensione per riaccendere il massaggiatore per altri 15 minuti.
Il massaggiatore si spegne automaticamente.	La protezione dal surriscaldamento del massaggiatore spegne automaticamente il dispositivo quando è troppo caldo.	Attendere che il massaggiatore si raffreddi prima di riaccenderlo.
	Il massaggiatore si spegne dopo 15 minuti.	Premere a lungo il pulsante di accensione per riaccendere il massaggiatore per altri 15 minuti.
Il dispositivo non si carica.	La tensione e la corrente non corrispondono ai requisiti del prodotto.	Utilizzare un caricabatterie con uscita 5V/1A.
	La porta di ricarica non è in contatto con l'alimentazione.	Assicurarsi che la porta di ricarica e l'alimentazione siano correttamente inserite.
Se si riscontrano altri problemi, contattare: support@bobandbrad.com		

Garanzia

Questo prodotto è coperto da una garanzia di un anno a partire dalla data di acquisto. La garanzia sarà annullata nei seguenti casi:

- Danni dovuti a uso o conservazione impropri.
- Danni causati da tentativi di riparazione o smontaggio del dispositivo.
- Superamento del periodo di garanzia.

Istruzioni WEEE

Corretto smaltimento di questo prodotto



Questo marchio indica che questo prodotto non deve essere smaltito con altri rifiuti domestici in tutta l'UE. Per evitare possibili danni all'ambiente o alla salute umana derivanti dallo smaltimento incontrollato dei rifiuti, riciclarlo responsabilmente per promuovere il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. Per restituire il dispositivo usato, si prega di utilizzare i sistemi di restituzione e raccolta o di contattare il rivenditore dove il prodotto è stato acquistato. Essi possono prendere questo prodotto per un riciclaggio sicuro dal punto di vista ambientale.

Istruzioni per la batteria

1. Non immergere il prodotto in acqua o bagnarlo.
2. Non caricare il prodotto vicino a una fiamma aperta o in condizioni estremamente calde.
3. Non usare o conservare il prodotto vicino a fonti di calore come forni o stufe.
4. Se la batteria perde o emette un odore, rimuoverla immediatamente dalla vicinanza di una fiamma aperta.
5. Non mettere il prodotto nel fuoco né riscaldarlo in alcun modo.
6. Non smontare la batteria in nessun modo.
7. Non utilizzare il prodotto se, mentre la batteria è in uso o in carica, emette un odore; emette un calore eccessivo; mostra segni di deformazione, scolorimento o qualsiasi altra anomalia. Se la batteria è in uso o in carica, rimuoverla immediatamente dall'apparecchio o dal caricatore.
8. Caricare per circa tre ore prima del suo primo utilizzo, per una carica completa. Il dispositivo può essere collegato o scollegato.
9. Collegare l'estremità di uscita del cavo di connessione alla parte inferiore della porta di ricarica DC dello strumento di massaggio. Poi, collegare l'estremità d'ingresso del cavo di collegamento a un adattatore di corrente mobile o a un caricatore di telefono cellulare (5V 1A; se meno di 1A, il tempo di ricarica sarà più lungo).
10. La spia dell'alimentazione lampeggerà regolarmente, indicando che la batteria si sta caricando.

Dichiarazione RoHS

Il nostro prodotto è conforme alla RoHS 2.0 (direttiva 2011/65/UE) per quanto riguarda la restrizione delle sostanze pericolose, le materie prime e i componenti del nostro prodotto soddisfano i seguenti limiti di sostanze tossiche e pericolose.

Cadmio (Cd): < 100 ppm	Piombo (Pb): < 1000 ppm
Mercurio (Hg): < 1000 ppm	Cromo esavalente: (Cr VI) < 1000 ppm
Bifenili polibromurati (PBB): < 1000 ppm	Eteri di difenile polibromurati (PBDE): < 1000 ppm
Ftalato di Bis(2-Etilesile) (DEHP): < 1000 ppm	Benzil butil ftalato (BBP): < 1000 ppm
Dibutil ftalato (DBP): < 1000 ppm	Diisobutil ftalato (DIBP): < 1000 ppm

Manufacturer (Made in China)

UK Importer:

KOVA ASSOCIATES LTD

72a Kingston Road, Portsmouth, Hampshire, PO2 7PA, United Kingdom

KOVA.Compliance@outlook.com

0044 (0) 7542988998

EU Importer:

XDH Tech

37 passage du Ponceau Bureau 270, Paris, 75002, France

xdh.tech@outlook.com

+33652768898

US Importer:

B&B Innovation LLC

3310 S Fairview St, Santa Ana, CA 92704

Manufacturer:

Shenzhen Laige Technology Co.Ltd.

Room 401, 4/F, Building 5, Yunli Intelligent Park, Bantian Street,

Longgang District, Shenzhen, Guangdong, 518129, China

support@bobandbrad.com

EC Declaration of Conformity

We(UK Importer is responsible for this declaration

KOVA ASSOCIATES LTD

(Company name)

72a Kingston Road, Portsmouth, Hampshire, PO2 7PA, United Kingdom

(Company address)

KOVA.Compliance@outlook.com

(Email Address)

declare under our sole responsibility that the product

Tradename: BOB AND BRAD

Equipment: Hand Massager

Model No.: H50

ASIN: B0DTYCRSPN

to which this declaration relates is in conformity with the essential requirement set out in the Council Directive on the Approximation of the laws of the Member States relating to LVD Directive(2014/35/EU) & EMC Directive(2014/30/EU) & RoHS(2002/95/EC) product is responsible to affix CE marking, the following standards were applied:

EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017

EN 60335-2-32:2003+A1:2008+A2:2015

EN 62233:2008

EN 55014-1:2017

EN 55014-2:2015

EN 61000-3-2:2014

EN 61000-3-3:2013

Full Name: Taozirui

Position: Manager

Signature: Taozirui

Date: 2021.5.6

EC Declaration of Conformity

We (EU Importer is responsible for this declaration)

XDH Tech

(Company name)

37 passage du Ponceau Bureau 270, Paris, 75002, France

(Company address)

xdh.tech@outlook.com

(Email Address)

declare under our sole responsibility that the product

Tradename: BOB AND BRAD

Equipment: Hand Massager

Model No.: H50

ASIN: B0DTYCRSPN

to which this declaration relates is in conformity with the essential requirement set out in the Council Directive on the Approximation of the laws of the Member States relating to LVD Directive(2014/35/EU) & EMC Directive(2014/30/EU) & RoHS(2002/95/EC) product is responsible to affix CE marking, the following standards were applied:

EN60335-1:2012+A11:2014+A13:2017

EN60335-2-32:2003+A1:2008+A2:2015

EN 62233:2008

EN 55014-1:2017

EN 55014-2:2015

EN 61000-3-2:2014

EN61000-33:2013

Full Name: Taozirui

Position: Manager

Signature: Taozirui

Date: 2021.5.6

Konformitätserklärung

Wir(Hersteller ist für diese Erklärung verantwortlich)

XDH Tech

(Firmenname)

37 passage du Ponceau Bureau 270, Paris, 75002, France

(Adresse des Unternehmens)

xdh.tech@outlook.com

(E- Mail Adresse)

erklären unter unserer alleinigen Verantwortung, dass das Produkt

Markenname: BOB AND BRAD

Ausstattung: Ein handmassagegerät.

Modellnummer.: H50

ASIN: B0DTYCRSPN

auf das sich diese Erklärung bezieht, entspricht den grundlegenden Anforderungen der Richtlinie des Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Niederspannungsrichtlinie (2014/35/EU), der EMV-Richtlinie (2014/30/EU) und der Richtlinie 2002/95/EG über Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz (RoHS) und ist für die Anbringung der CE-Kennzeichnung verantwortlich:

EN60335-1:2012+A11:2014+A13:2017

EN60335-2-32:2003+A1:2008+A2:2015

EN 62233:2008

EN 55014-1:2017

EN 55014-2:2015

EN 61000-3-2:2014

EN61000-33:2013

Full Name: Taozirui Position: Manager

Signature: Taozirui Date: 2021.5.6

We Stand Behind Our Products!



2-Year Limited Warranty & Troubleshooting **Support@bobandbrad.com**

At Bob and Brad, your happiness comes first. Our products come with a **2-year** warranty, and our Customer Happiness Team is always here to help--anytime you need us. Happiness, Guaranteed.



Troubleshoot

Help you solve any issues with your device.



Product Knowledge

Answer questions about your device and best practices.



Initiate Returns

Provide instructions for replacements, returns and refunds.



Place New Orders

Help with placing orders online or via authorized resellers.