Schnuller-Fieberthermometer

Besonderheiten:
Das Schnuller-Fieberthermometer ist ein Maximum-Thermometer, d.h. die höchste **Temperatur** wird **nach ca. 90 Sekunden angezeigt**. Der jeweils letzte Messwert wird gespeichert.

Zweckbestimmung / Sicherheitshinweise:

- Das Gerät ist nur zur Messung der Körpertemperatur bei Kleinkindern geeignet.
- Die eingesetzte Batterie kann aus Sicherheitsgründen nicht gewechselt werden. Mit erschöpfter Batterie hat das Gerät seine Lebensdauer erreicht und ist für den vorgesehenen Einsatzzweck nicht mehr verwendbar und ordnungsgemäß zu entsorgen (Siehe Abschnitt "Entsorgungshinweise").
- Schützen Sie das Schnuller-Fieberthermometer vor Sonnenlicht, Temperaturen über 50℃.
- Lassen Sie das Schnuller-Fieberthermometer nicht fallen, biegen Sie es nicht und öffnen Sie es nicht.

Bedienungsanleitung:
Zum Einschalten drücken Sie die I/0-Taste. Ein kurzer Signalton zeigt den Zustand „eingeschaltet" an. Gleichzeitig erfolgt ein Segmenttest (Kontrolle aller Segmente im Display und ein interner Funktionstest (Siehe unter „Funktionstest").

Anschließend erscheint bei einer am Temperatur-Sensor anliegenden Temperatur von weniger als 32℃ ein „L" und das „℃". Nach ca. 1 Sekunde beginnt das „℃" zu blinken. Das „L" steht für low (niedrig – niedriger als 32℃).

Während der Messung wird die aktuelle Temperatur laufend angezeigt und das „℃" blinkt während der gesamten Messzeit. Nach ca. 90 Sekunden ist die Messung abgeschlossen.

Nach der Messung bleibt bis zum Ausschalten des Gerätes der gemessene Temperaturwert im Display stehen. Schalten Sie das Gerät nach Gebrauch durch kurzes Drücken der I/0-Taste aus. Sie hören dabei wieder den Signalton. Falls das Gerät nicht ausgeschaltet wird, ertönt nach ca. 8 Minuten der Signalton und das Gerät schaltet sich von selbst aus.

Anzeige des letzten Messwertes:
Halten Sie beim Einschalten die I/0-Taste länger als 3 Sekunden gedrückt, wird der zuletzt gemessene Wert im Display angezeigt. Sobald Sie die I/0-Taste wieder loslassen, geht das Gerät in die Messbereitschaft.

Funktionstest:
Die ordnungsgemäße Funktion des Thermometers wird jedes Mal beim Einschalten automatisch überprüft. Wird eine Fehlfunktion (Messungenauigkeit) festgestellt, so wird im Display „ERR" (Error = Fehler) angezeigt.

Messwertstreuung:
Eine exakte Messung ist bei einem erkältetem Kind oft nicht sicher möglich, da es bei einer verstopften Nase durch den Mund atmet. Die so am Sauger vorbeistreichende Luft kühlt ihn und verfälscht das Messergebnis.
Voraussetzung für eine genaue Messung ist ein Temperaturausgleich an der Messspitze im Sauger. Dieser Temperaturausgleich kann nur bei geschlossenen Mund erreicht werden. Deshalb raten wir, im Zweifelsfall mit einem digitalen Fieberthermometer rektal eine Kontrollmessung durchzuführen.

Reinigung und Desinfektion
Jede Apotheke führt Alkoholtupfer (Alkoholpads) verschiedener Anbieter, mit denen das Gerät komplett abgewischt werden kann.
Zur Desinfektion in medizinischen Einrichtungen werden Mucocit®-F2000 oder Helipur®Hplus empfohlen. Beide sind wirksam gegen alle Hospitalismus-Erreger und über jede Apotheke zu beziehen.

Anzeige Batterie erschöpft:
Sobald im Display das Symbol ⌓ erscheint, ist die Batterie erschöpft und ein weiterer Einsatz des Gerätes als Thermometer nicht mehr möglich.

Messtechnische Kontrolle
Eine Überprüfung der Messgenauigkeit des Gerätes ist im Regelfall nicht erforderlich. Für Geräte, die in Deutschland in der medizinischen Praxis Verwendung finden, schreibt die Medizinprodukte-Betreiberverordnung vom 29. Juni 1998 (in der Fassung der Bekanntmachung vom 21.08.2002, zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 29.07.2009) eine messtechnische Kontrolle nach 2 Jahren vor. Eine kostenpflichtige messtechnische Kontrolle führen die Eichämter durch.

Garantie:
Wir übernehmen 2 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Wir garantieren für die einwandfreie Beschaffenheit dieses Artikels. Innerhalb der Garantiezeit beheben wir

kostenlos alle Material- oder Herstellfehler. Sollten sich wider Erwarten Mängel herausstellen, schicken Sie bitte den Artikel an den Kundendienst. Damit Ihre Sendung zügig bearbeitet werden kann, legen Sie bitte den Kaufbeleg und eine kurze Fehlerbeschreibung bei. Von der Garantie ausgenommen sind Schäden, die auf unsachgemäßer Behandlung beruhen, die Batterie und die Verpackung.

Entsorgungshinweise:
Nach dem Ende der Nutzungsdauer entsorgen Sie das Gerät bitte sachgerecht über eine kommunale Sammelstelle für elektrische Altgeräte.

Technische Daten:

Messbereich:	32,0℃ bis 43,9℃ Temperatur unter 32,0℃: Anzeige „L“ für low (zu niedrig). Temperatur über 43,9℃: Anzeige „H“ für high (zu hoch).
Messgenauigkeit:	0,1℃ zwischen 35,5℃ bis 42,0℃ bei einer Umgebungstemperatur von 18℃ bis 28℃.
Anzeige:	3-stellige Flüssigkristall-Anzeige (LCD-Display).
Batterie-Anzeige:	Das Symbol zeigt Batterie als erschöpft an.
Lagertemperatur:	0℃ bis 50℃.

Änderungen im Sinne des technischen Fortschrittes vorbehalten.

Gesetzliche Grundlage für das Inverkehrbringen in der EU:
Der Hersteller wurde von der durch die EU benannten Stelle TÜV Rheinland nach der EU-RICHTLINIE 93/42/EWG vom 14.Juni 1993 über Medizinprodukte zertifiziert. Das Thermometer erfüllt die Anforderungen der EN 12470-3:2000.

Zeichenerklärung

	Hersteller
CE 0197	**CE-Zeichen der Benannten Stelle (TÜV Rheinland)**
	Anwendungsteil Typ BF
	Entsorgungshinweis
	Gebrauchsanweisung lesen!
LOT 10/11	**Herstellungszeitraum Monat/Jahr**

SCALA Electronic GmbH
Ruhlsdorfer Str. 95
14532 Stahnsdorf

Vertrieb & Kundendienst:
Reer GmbH
Riedwiesenstr. 7, 71229
Leonberg

Rev. 23/09/2011/D

reer

Schnuller-Fieberthermometer SC 33 TM (Reer Art.-Nr. 9633)



(D) Gebrauchsanweisung

CE 0197