

Reduziert Anwendungsfehler dank LED-Positionslicht

Das aponorm® Mobil Slim bringt eine Positionsanzeige mit, die Ihnen genau anzeigt, wann Sie Ihren Arm in der richtigen Position für ein valides Messergebnis halten. Denn schon geringe Abweichungen zur Haltung auf Herzhöhe können Ihre Werte nach unten oder oben abfälschen.

Mit dem aponorm® Mobil Slim können Sie in dieser Hinsicht nichts mehr falsch machen und ungenauen Messungen wird vorgebeugt.

Das aponorm® Mobil Slim gibt es ausschließlich dort, wo gute Beratung in medizinischen Fragen zu Hause ist: in Ihrer Apotheke.

PZN: 11548528

Hilfsmittelnummer: 21.28.01.3054

Packungsinhalt

- Handgelenk-Blutdruckmessgerät (geeignet für Handgelenke mit 13,5-23 cm Umfang)
- Hartschalenetui für Transport und Aufbewahrung
- Gebrauchsanweisung
- Blutdruckpass
- 2 Batterien Größe 1,5 V AAA



Funktionen im Überblick



Blutdruck-Dokumentation für bis zu 2 Personen

Zeichnet bis zu 60 Blutdruckwerte für jeden der zwei Benutzer auf. Alle Messergebnisse werden dabei mit Datum und Uhrzeit gespeichert. So können Sie Ihre Messungen auch später noch leicht nachvollziehen.



Reduziert Anwendungsfehler

Zeigt Ihnen an, wenn Sie den Arm in der richtigen Position halten, um ein valides Messergebnis zu garantieren. Außerdem warnt Sie dieses Gerät, wenn Sie sich während der Messung zu stark bewegt haben oder Probleme mit der Manschette erkannt wurden. So wird verfälschten Messergebnissen vorgebeugt und Anwendungsfehler reduziert.




Erkennt Risikofaktor

Alarmiert Sie, wenn während der Messung kritische Herzrhythmus-Abweichungen festgestellt werden.



Besonders sanfter Druck

Misst bereits beim Aufpumpen, wodurch die Blutdruckmessung noch angenehmer am Arm wird.




Einfache Blutdruckbewertung

Zeigt Ihnen über das Ampelsystem leicht verständlich an, wie Ihre Blutdruckwerte nach internationalen Richtlinien einzustufen sind.



Besonders energieschonend und immer betriebsbereit

Schaltet sich automatisch ab, wenn Sie es länger nicht bedient haben und verlängert so die Lebenszeit der Batterien. Es weist Sie außerdem rechtzeitig auf einen nötigen Batteriewechsel hin. So ist Ihr Gerät immer garantiert einsatzbereit, wenn Sie es brauchen.



Erfüllt höchste Qualitätsansprüche

Dieses Gerät wurde nach einem der weltweit umfangreichsten Validierungsprotokolle für Blutdruckmessgeräte der renommierten „Association for the Advancement of Medical Instrumentation“ (AAMI) validiert. Dabei erfüllte es alle Anforderungen der klinischen Validierung. Auf diese medizinische Spitzenqualität gewähren wir ganze 5 Jahre Garantie.



Mit leichtem Gepäck unterwegs

Besonders leicht und kompakt, ist dieses Gerät die ideale Empfehlung für Sie, wenn Sie auch unterwegs nicht auf Ihre tägliche Blutdruckmessung verzichten möchten.



Für Kinder ab 12 Jahren geeignet

Mit diesem Gerät können die Blutdruckwerte bei Kindern ab einem Alter von 12 Jahren verlässlich ermittelt werden.